

CANISTRE

CANISTRE DE LABORATOR

- Confectionate din inox 1,4571
- Prevazute cu garnituri din PTFE si valva pentru controlul presiunii



cu capac infiletabil

Cod	Produs	Capacitate	Dimensiuni (H x l x adancime)mm	Greutate (g)	Mod de ambalare
CROC814.0001	Canistra de laborator	5 l	290 x 200 x 130	1600	bucata
CREC815.0001	Canistra de laborator	10 l	370 x 280 x 130	2450	bucata
CRPC816.0001	Canistra de laborator	20 l	450 x 340 x 175	4500	bucata

cu teava de scurgere

Cod	Produs	Capacitate	Dimensiuni (H x l x adancime)mm	Greutate (g)	Mod de ambalare
CRFC817.0001	Canistra de laborator	5 l	330 x 200 x 130	1600	bucata
CRMC818.0001	Canistra de laborator	10 l	400 x 280 x 130	2450	bucata
CRDC819.0001	Canistra de laborator	20 l	500 x 340 x 175	4500	bucata

CANISTRE DE LABORATOR CU MANER

- Confectionate din otel inoxidabil, cu o grosime a peretilor de 0,6 mm
- Sunt prevazute cu garnitura din PTFE si cu maner acoperit cu pulbere de aluminiu



cu capac

Cod	Produs	Capacitate	Dimensiuni (H x Ø) mm	Greutate (g)	Mod de ambalare
CRVC820.0001	Canistra de laborator cu maner	1 l	210 x 110	530	bucata
CRZC821.0001	Canistra de laborator cu maner	2 l	270 x 140	670	bucata
CRYC822.0001	Canistra de laborator cu maner	5 l	380 x 180	1260	bucata

cu gat de dozare

Cod	Produs	Capacitate	Dimensiuni (H x Ø) mm	Greutate (g)	Mod de ambalare
CRTC823.0001	Canistra de laborator cu maner	1 l	230 x 110	590	bucata
CRSC824.0001	Canistra de laborator cu maner	2 l	290 x 140	740	bucata
CRGC825.0001	Canistra de laborator cu maner	5 l	420 x 180	1200	bucata

CANISTRA DIN PLASTIC

- Sunt confectionate din polietilena de inalta densitate
- Ideale pentru depozitare si transport
- Se livreaza cu capac infiletabil
- Daca este necesar, se poate comanda separat, capac infiletabil cu robinet




Cod	Produs	Capacitate	Dimensiuni (L x l x H) mm	Diametrul interior al gatului (mm)	Mod de ambalare
CRFC826.0001	Canistra din plastic	2 l	145 x 109 x 196	34,5	bucata
CRCC827.0001	Canistra din plastic	2,5 l	153 x 115 x 208	34,5	bucata
CRRC828.0001	Canistra din plastic	3 l	153 x 115 x 240	34,5	bucata

CREC829.0001	Canistra din plastic	5 l	190 x 145 x 251	40,5	bucata
CROC830.0001	Canistra din plastic	6 l	192 x 145 x 294	34,5	bucata
CRNC831.0001	Canistra din plastic	8 l	230 x 190 x 270	34,5	bucata
CRLC832.0001	Canistra din plastic	10 l	230 x 190 x 310	40,5	bucata

Robinet pentru canistre

- Confectionat din PE (polietilena),
- Prezinta canal de ventilatie
- Permite reglarea vitezei de curgere
- Dispozitivul de etansare este confectionat din aveolita



Robinet pentru codurile CRFC826; CRCC827; CRRC828; CROC830; CRNC831

Cod	Produs	Filet	Mod de ambalare
RRHC3346.0003	Robinet	DIN 45	3 bucati

Robinet pentru codurile CREC829; CRLC832

Cod	Produs	Filet	Mod de ambalare
RRGC3347.0003	Robinet	DIN 50	3 bucati

CANISTRA CU/FARA ROBINET

- Canistra confectionata din polipropilena, este prevazuta cu capac, iar la baza prezinta un robinet din polipropilena
- Manerul robust este facut din otel inoxidabil
- Prezinta gradatii si sunt ideale pentru a stoca solutii, apa sterila si medii de cultura
- Diametrul gatului este destul de mare (90mm), putand fi umplut usor
- Canistrele se pot autoclava
- Inainte de autoclavare dopurile trebuiesc desurubate



Cod	Produs	Capacitate	Dimensiuni (L x l x H) mm	Mod de ambalare
BRFC833.0001	Bidon paralelipipedic cu robinet	9 l	216 x 146 x 356	bucata
BRJC834.0001	Bidon paralelipipedic cu robinet	20 l	318 x 219 x 381	bucata
BRNC835.0001	Bidon paralelipipedic fara robinet	9 l	216 x 146 x 356	bucata
BROC836.0001	Bidon paralelipipedic fara robinet	20 l	318 x 219 x 381	bucata

REZERVOR CU/FARA ROBINET

- Confectionat din HDPE (polietilena de inalta densitate)
- Gatul rezervorului are forma unei palnii cu diametrul de 50 mm



Rezervor cu robinet

Cod	Produs	Volum (l)	Diametru (mm)	Inaltime (mm)	Mod de ambalare
RRTC4086.0001	Rezervor cu robinet	5	167	330	bucata
RRFC4087.0001	Rezervor cu robinet	10	206	427	bucata
RRLC4088.0001	Rezervor cu robinet	25	278	580	bucata
RRSC4089.0001	Rezervor cu robinet	60	346	823	bucata

Rezervor fara robinet

Cod	Produs	Volum (l)	Diametru (mm)	Inaltime (mm)	Mod de ambalare
RRZC4090.0001	Rezervor fara robinet	5	167	330	bucata
RRPC4091.0001	Rezervor fara robinet	10	206	427	bucata
RRYC4092.0001	Rezervor fara robinet	25	278	580	bucata
RRHC4093.0001	Rezervor fara robinet	60	346	823	bucata