

## CREUZETE FILTRANTE

### CREUZET FILTRANT

- Confectionat din sticla Duran
- Prezinta diferite porozitati (vezi tabel)
- Autoclavabile



| Porozitate | Diametrul porilor (µm) | Utilizari                                                                                                        |
|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 100 – 160              | Filtrarea sedimentelor grosiere, dispersia gazelor in fluide, dispersia lichidelor, filtrarea grosiera a gazelor |
| 2          | 40 – 100               | Filtrarea preparatelor fine, a mercurului, a sedimentelor cristaline                                             |
| 3          | 16 – 40                | Filtrarea analitica, filtrarea sedimentelor semi-fine, a gazelor                                                 |
| 4          | 10 – 16                | Filtrarea analitica fina                                                                                         |
| 5          | 1,0 – 1,6              | Filtrarea fina                                                                                                   |

| Cod           | Produs           | Capacitate (ml) | Porozitate | Diametrul discului filtrant (mm) | Mod de ambalare |
|---------------|------------------|-----------------|------------|----------------------------------|-----------------|
| CRTC2939.0001 | Creuzet filtrant | 8               | 2          | 20                               | bucata          |
| CRIC2940.0001 | Creuzet filtrant | 8               | 3          | 20                               | bucata          |
| CRFC2941.0001 | Creuzet filtrant | 8               | 4          | 20                               | bucata          |
| CRHC2942.0001 | Creuzet filtrant | 15              | 1          | 23                               | bucata          |
| CRZC2943.0001 | Creuzet filtrant | 15              | 2          | 23                               | bucata          |
| CRXC2944.0001 | Creuzet filtrant | 15              | 3          | 23                               | bucata          |
| CRDC2945.0001 | Creuzet filtrant | 15              | 4          | 23                               | bucata          |
| CRLC2946.0001 | Creuzet filtrant | 30              | 1          | 30                               | bucata          |
| CRSC2947.0001 | Creuzet filtrant | 30              | 2          | 30                               | bucata          |
| CRMC2948.0001 | Creuzet filtrant | 30              | 3          | 30                               | bucata          |
| CRQC2949.0001 | Creuzet filtrant | 30              | 4          | 30                               | bucata          |
| CRCC2950.0001 | Creuzet filtrant | 30              | 5          | 30                               | bucata          |
| CRHC2951.0001 | Creuzet filtrant | 50              | 1          | 40                               | bucata          |
| CRPC2952.0001 | Creuzet filtrant | 50              | 2          | 40                               | bucata          |
| CRJC2953.0001 | Creuzet filtrant | 50              | 3          | 40                               | bucata          |
| CRBC2954.0001 | Creuzet filtrant | 50              | 4          | 40                               | bucata          |
| CRNC2955.0001 | Creuzet filtrant | 50              | 5          | 40                               | bucata          |

## ADAPTOR PENTRU CREUZETE FILTRANTE

- Este confectionat din sticla Duran



| Cod           | Produs                 | Ø <sub>interior</sub><br>(partea<br>superioara) | Ø <sub>exterior</sub><br>al tijei | Lungime | Pentru<br>creuzet<br>de (ml) | Mod<br>de<br>ambalare |
|---------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------|
| ARDC2956.0001 | Adaptor pentru creuzet | 27 mm                                           | 10 mm                             | 110 mm  | 8                            | bucata                |
| ARXC2957.0001 | Adaptor pentru creuzet | 34 mm                                           | 10 mm                             | 110 mm  | 15                           | bucata                |
| ARPC2958.0001 | Adaptor pentru creuzet | 41 mm                                           | 10 mm                             | 125 mm  | 30                           | bucata                |
| ARFC2959.0001 | Adaptor pentru creuzet | 50 mm                                           | 10 mm                             | 132 mm  | 50                           | bucata                |

#### ADAPTOR DIN CAUCIUC

- Este confectionat din EP
- Se utilizeaza impreuna cu creuzetele filtrante
- Se pot steriliza prin autoclavare



| Cod           | Produs              | Diametrul exterior | Pentru creuzet de (ml) | Mod de ambalare |
|---------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| ARMC2960.0010 | Adaptor din cauciuc | 26 mm              | 8                      | 10 bucati       |
| ARJC2961.0010 | Adaptor din cauciuc | 33 mm              | 15                     | 10 bucati       |
| ARLC2962.0010 | Adaptor din cauciuc | 41 mm              | 30                     | 10 bucati       |
| ARHC2963.0010 | Adaptor din cauciuc | 49 mm              | 50                     | 10 bucati       |

## PALNIE BUCHNER

- Confectionata din sticla Duran
- Ideala pentru hartia de filtru rondele



| Cod           | Produs         | Pentru<br>filtre cu<br>diam | Diametrul<br>discului | Volum   | Diametrul<br>exterior<br>al tijei | Mod de<br>ambalare |
|---------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|
| PRTC2964.0001 | Palnie Buchner | 45 mm                       | 48 mm                 | 70 ml   | 10 mm                             | bucata             |
| PRFC2965.0001 | Palnie Buchner | 55 mm                       | 60 mm                 | 125 ml  | 10 mm                             | bucata             |
| PRGC2966.0001 | Palnie Buchner | 70 mm                       | 73 mm                 | 220 ml  | 18 mm                             | bucata             |
| PRSC2967.0001 | Palnie Buchner | 90 mm                       | 95 mm                 | 500 ml  | 22 mm                             | bucata             |
| PRXC2968.0001 | Palnie Buchner | 110 mm                      | 120 mm                | 1000 ml | 22 mm                             | bucata             |

## PALNIE BUCHNER

- Confectionata din polipropilena (PP)
- Pentru o buna curatare, partea superioara a palniei, se poate detasa de cea inferioara
- Autoclavabila



| Cod           | Produs         | Pentru<br>filtre cu<br>Ø (mm) | Capacitate<br>(ml) | Ø<br>exterior<br>al tijei<br>(mm) | Marimea<br>orificiilor<br>de<br>filtrare<br>(mm) | Mod de<br>ambalare |
|---------------|----------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| PRFC4745.0001 | Palnie Buchner | 55                            | 70                 | 5,1                               | 1,1                                              | bucata             |
| PRJC4746.0001 | Palnie Buchner | 70                            | 180                | 6,8                               | 2                                                | bucata             |
| PRGC4747.0001 | Palnie Buchner | 80                            | 285                | 8,1                               | 2                                                | bucata             |
| PRTC4748.0001 | Palnie Buchner | 90                            | 390                | 9,1                               | 2,5                                              | bucata             |
| PRQC4749.0001 | Palnie Buchner | 110                           | 810                | 14                                | 2,5                                              | bucata             |
| PRDC4750.0001 | Palnie Buchner | 160                           | 2100               | 16,0                              | 2,75                                             | bucata             |

## PALNIE BUCHNER

- Confectionata din portelan, prezinta inalta rezistenta chimica si fizica
- Este stabila la temperaturi de pana la + 1000°C
- Continutul de  $Al_2O_3$  este de aproximativ 40%



| Cod           | Produs         | Marimea<br>orificiilor<br>filtrante | Diametrul<br>discului<br>filtrant | Inaltime | Lungimea<br>tijei | Mod de<br>ambalare |
|---------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------|--------------------|
| PRZC2969.0001 | Palnie Buchner | 000                                 | 19 mm                             | 47 mm    | 22 mm             | bucata             |
| PRFC2970.0001 | Palnie Buchner | 00                                  | 29 mm                             | 64 mm    | 30 mm             | bucata             |
| PRPC2971.0001 | Palnie Buchner | 0a                                  | 48 mm                             | 95 mm    | 35 mm             | bucata             |
| PRGC2972.0001 | Palnie Buchner | 0                                   | 42 mm                             | 76 mm    | 50 mm             | bucata             |
| PRJC2973.0001 | Palnie Buchner | 1                                   | 59 mm                             | 110 mm   | 50 mm             | bucata             |
| PRKC2974.0001 | Palnie Buchner | 2                                   | 74 mm                             | 140 mm   | 65 mm             | bucata             |
| PRSC2975.0001 | Palnie Buchner | 2a                                  | 94 mm                             | 165 mm   | 70 mm             | bucata             |

|               |                |    |        |        |        |        |
|---------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|
| PRXC2976.0001 | Palnie Buchner | 3  | 114 mm | 195 mm | 75 mm  | bucata |
| PRNC2977.0001 | Palnie Buchner | 4  | 129 mm | 215 mm | 100 mm | bucata |
| PRDC2978.0001 | Palnie Buchner | 4a | 155 mm | 235 mm | 105 mm | bucata |

## PALNII FILTRARE, SIMPLE

- Sunt din sticla borosilicata de 3,3 mm termorezistenta
- Tija scurta sau lunga



| Cod          | Produs                               | Diametrul | Mod de ambalare |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|
| PMJE234.0001 | Palnie filtrare, simpla, tija scurta | 40 mm     | bucata          |
| PMBE235.0001 | Palnie filtrare, simpla, tija lunga  | 50 mm     | bucata          |
| PMVE236.0001 | Palnie filtrare, simpla, tija scurta | 50 mm     | bucata          |
| PMCE237.0001 | Palnie filtrare, simpla, tija lunga  | 60 mm     | bucata          |
| PMTE238.0001 | Palnie filtrare, simpla, tija scurta | 60 mm     | bucata          |
| PMGE239.0001 | Palnie filtrare, simpla, tija lunga  | 75 mm     | bucata          |
| PMDE240.0001 | Palnie filtrare, simpla, tija scurta | 75 mm     | bucata          |
| PMSE241.0001 | Palnie filtrare, simpla, tija lunga  | 90 mm     | bucata          |
| PMZE242.0001 | Palnie filtrare, simpla, tija scurta | 90 mm     | bucata          |
| PMNE243.0001 | Palnie filtrare, simpla, tija scurta | 120 mm    | bucata          |
| PMOE36.0001  | Palnie filtrare, simpla, tija scurta | 150 mm    | bucata          |
| PMPE38.0001  | Palnie filtrare, simpla, tija scurta | 200 mm    | bucata          |

## PALNIE FILTRANTA (CU FIRITA)

- Confectionata din sticla Duran
- Poate fi de diferite porozitati



| Porozitate | Diametrul porilor ( $\mu\text{m}$ ) | Utilizari                                                                       |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 100 – 160                           | Filtrarea sedimentelor dure, dispersia gazelor in lichide, dispersia lichidelor |
| 2          | 40 – 100                            | Filtrarea preparatelor fine, a mercurului, a sedimentelor cristaline            |
| 3          | 16 – 40                             | Filtrarea analitica, filtrarea sedimentelor semi-fine, a gazelor                |
| 4          | 10 – 16                             | Filtrarea analitica fina                                                        |
| 5          | 1,0 – 1,6                           | Filtrarea fina                                                                  |

]



### Volum 50ml

| Cod           | Produs                       | Diametrul discului filtrant | Porozitate | Diametrul exterior al tijei | Mod de ambalare |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| PREC2979.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 35 mm                       | 1          | 10 mm                       | bucata          |
| PRRC2980.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 35 mm                       | 2          | 10 mm                       | bucata          |
| PROC2981.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 35 mm                       | 3          | 10 mm                       | bucata          |
| PRTC2982.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 35 mm                       | 4          | 10 mm                       | bucata          |
| PRFC2983.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 35 mm                       | 5          | 10 mm                       | bucata          |

### Volum 75ml

| Cod           | Produs                       | Diametrul discului filtrant | Porozitate | Diametrul exterior al tijei | Mod de ambalare |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| PRGC2984.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 45 mm                       | 1          | 10 mm                       | bucata          |
| PRBC2985.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 45 mm                       | 2          | 10 mm                       | bucata          |
| PRKC2986.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 45 mm                       | 3          | 10 mm                       | bucata          |
| PRSC2987.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 45 mm                       | 4          | 10 mm                       | bucata          |
| PRCC2988.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 45 mm                       | 5          | 10 mm                       | bucata          |

### Volum 125ml

| Cod           | Produs                       | Diametrul discului filtrant | Porozitate | Diametrul exterior al tijei | Mod de ambalare |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| PRHC2989.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 60 mm                       | 1          | 10 mm                       | bucata          |
| PRZC2990.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 60 mm                       | 2          | 10 mm                       | bucata          |
| PRQC2991.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 60 mm                       | 3          | 10 mm                       | bucata          |
| PRZC2992.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 60 mm                       | 4          | 10 mm                       | bucata          |
| PRJC2993.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 60 mm                       | 5          | 10 mm                       | bucata          |

### Volum 500ml

| Cod           | Produs                       | Diametrul discului filtrant | Porozitate | Diametrul exterior al tijei | Mod de ambalare |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| PRNC2994.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 95 mm                       | 1          | 22 mm                       | bucata          |
| PRLC2995.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 95 mm                       | 2          | 22 mm                       | bucata          |
| PRYC2996.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 95 mm                       | 3          | 22 mm                       | bucata          |
| PRUC2997.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 95 mm                       | 4          | 22 mm                       | bucata          |
| PREC2998.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 95 mm                       | 5          | 22 mm                       | bucata          |

#### Volum 1000ml

| Cod           | Produs                       | Diametrul discului filtrant | Porozitate | Diametrul exterior al tijei | Mod de ambalare |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| PRPC2999.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 120 mm                      | 1          | 22 mm                       | bucata          |
| PRDC3000.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 120 mm                      | 2          | 22 mm                       | bucata          |
| PRTC3001.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 120 mm                      | 3          | 22 mm                       | bucata          |
| PRFC3002.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 120 mm                      | 4          | 22 mm                       | bucata          |
| PRGC3003.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 120 mm                      | 5          | 22 mm                       | bucata          |

#### Volum 4000ml

| Cod           | Produs                       | Diametrul discului filtrant | Porozitate | Diametrul exterior al tijei | Mod de ambalare |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| PRHC3004.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 175 mm                      | 1          | 30 mm                       | bucata          |
| PRUC3005.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 175 mm                      | 2          | 30 mm                       | bucata          |
| PRXC3006.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 175 mm                      | 3          | 30 mm                       | bucata          |
| PRLC3007.0001 | Palnie filtranta (cu firita) | 175 mm                      | 4          | 30 mm                       | bucata          |

## PALNIE DE FILTRARE

- Confectionata din sticla borosilicata 3,3
- Caracteristici:
  - volum: 25 ml
  - diametrul discului filtrant: 25 mm
  - diametrul la partea superioara: 55 mm
  - inaltime: 100 mm
- Poate fi autoclavata

| Porozitate | Diametrul porilor ( $\mu\text{m}$ ) | Utilizari                                                        |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3          | 16 – 40                             | Filtrarea analitica, filtrarea sedimentelor semi-fine, a gazelor |
| 4          | 10 – 16                             | Filtrarea analitica fina                                         |



| Cod           | Produs             | Porozitate | Mod de ambalare |
|---------------|--------------------|------------|-----------------|
| PRLC4751.0001 | Palnie de filtrare | 3          | bucata          |
| PRCC4752.0001 | Palnie de filtrare | 4          | bucata          |

## PALNIE DE MICRO-FILTRARE

- Confectionata din sticla borosilicata 3,3
- Caracteristici:
  - volum: 2 ml
  - diametrul discului filtrant: 10 mm
  - diametrul exterior al tije: 6 mm
- Poate fi autoclavata

| Porozitate | Diametrul porilor ( $\mu\text{m}$ ) | Utilizari                                                                       |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 100 – 160                           | Filtrarea sedimentelor dure, dispersia gazelor in lichide, dispersia lichidelor |
| 2          | 40 – 100                            | Filtrarea preparatelor fine, a mercurului, a sedimentelor cristaline            |
| 3          | 16 – 40                             | Filtrarea analitica, filtrarea sedimentelor semi-fine, a gazelor                |
| 4          | 10 – 16                             | Filtrarea analitica fina                                                        |



| Cod           | Produs                   | Porozitate | Mod de ambalare |
|---------------|--------------------------|------------|-----------------|
| PRYC4753.0001 | Palnie de micro-filtrare | 0          | bucata          |
| PRPC4754.0001 | Palnie de micro-filtrare | 1          | bucata          |
| PRGC4755.0001 | Palnie de micro-filtrare | 2          | bucata          |
| PRMC4756.0001 | Palnie de micro-filtrare | 3          | bucata          |
| PRSC4757.0001 | Palnie de micro-filtrare | 4          | bucata          |

## PALNIE FILTRARE

- Este confectionata din material plastic (TOPAS)
- Interiorul palniei este prevazut cu spirale, pentru o filtrare rapida. Acestea au rolul de a permite circulatia aerului
- Sunt stabile la temperaturi de pana la +121 °C



| Cod           | Produs          | Øinterior<br>(partea<br>superioara) | Øinterior<br>al tijei | Lungime<br>tija | Mod de<br>ambalare |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| PRTC3108.0001 | Palnie filtrare | 51 mm                               | 3 mm                  | 150 mm          | bucata             |
| PRFC3109.0001 | Palnie filtrare | 70 mm                               | 3 mm                  | 150 mm          | bucata             |
| PRLC3110.0001 | Palnie filtrare | 100 mm                              | 7 mm                  | 108 mm          | bucata             |
| PRXC3111.0001 | Palnie filtrare | 140 mm                              | 10 mm                 | 132 mm          | bucata             |
| PRQC3112.0001 | Palnie filtrare | 196 mm                              | 20 mm                 | 160 mm          | bucata             |

## PALNIE DE UNICA FOLOSINTA

- Cu sant de aerisire
- Unghiul este de 60°
- Diametrul interior al tijei este de 4,3 mm



## Palnii confectionate din PS (polistiren)

| Cod           | Produs                       | Ø<br>interior<br>al<br>palniei | Lungimea<br>tijei | Inaltime<br>(mm) | Pentru<br>hartie de<br>filtru cu<br>diam | Mod de<br>ambalare |
|---------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------|
| PRZC4183.0100 | Palnie de unica<br>folosinta | 55 mm                          | 25 mm             | 69 mm            | 110 mm                                   | 100<br>bucati      |
| PRPC4184.0100 | Palnie de unica<br>folosinta | 65 mm                          | 30 mm             | 78 mm            | 125 mm                                   | 100<br>bucati      |

## Palnii confectionate din PP (polipropilena)

| Cod           | Produs                    | Ø interior al palniei | Lungimea tijei | Inaltime (mm) | Pentru hartie de filtru cu diam | Mod de ambalare |
|---------------|---------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| PRGC4185.0100 | Palnie de unica folosinta | 55 mm                 | 25 mm          | 69 mm         | 110 mm                          | 100 bucati      |
| PRCC4186.0100 | Palnie de unica folosinta | 65 mm                 | 30 mm          | 78 mm         | 125 mm                          | 100 bucati      |

## PALNIE PENTRU LABORATOR

- Este confectionata din otel inoxidabil 18/8
- Tija este confectionata din otel inoxidabil 18/10, ne-magnetic
- Prezinta un maner lateral, iar pe tija o canelura pentru aerare (mai putin codul PRUC3113)
- Poate fi autoclavata



| Cod           | Produs                  | Ø <sub>exterior</sub><br>(partea superioara) | Ø <sub>tija</sub> | Mod de ambalare |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| PRUC3113.0001 | Palnie pentru laborator | 50 mm                                        | 10 mm             | bucata          |
| PRBC3114.0001 | Palnie pentru laborator | 100 mm                                       | 15 mm             | bucata          |
| PRXC3115.0001 | Palnie pentru laborator | 120 mm                                       | 15 mm             | bucata          |
| PRGC3116.0001 | Palnie pentru laborator | 150 mm                                       | 25 mm             | bucata          |
| PRZC3117.0001 | Palnie pentru laborator | 200 mm                                       | 25 mm             | bucata          |
| PRSC3118.0001 | Palnie pentru laborator | 250 mm                                       | 25 mm             | bucata          |

### SET DE PALNII PENTRU LABORATOR

- Setul contine cate o bucata din fiecare palnie din tabelul de mai sus

| Cod           | Produs                         | Mod de ambalare |
|---------------|--------------------------------|-----------------|
| SRJC3119.0006 | Set de palnii pentru laborator | Set (6 bucati)  |

### PALNIE ANALITICA

- Confectionata din PP (polipropilena)
- Lungimea palniei este de 150 mm
- Poate fi autoclavata





| Cod           | Produs           | Diametrul exterior<br>(partea superioara) | Mod de<br>ambalare |
|---------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| PRQC3120.0001 | Palnie analitica | 60 mm                                     | bucata             |
| PRRC3121.0001 | Palnie analitica | 80 mm                                     | bucata             |
| PRNC3122.0001 | Palnie analitica | 100 mm                                    | bucata             |

## PALNII SPECIALE

- Confectionate din PP (polipropilena)
- Concepute pentru umplerea instalatiilor complexe
- Pot fi autoclavate



| Cod           | Produs          | Ø<br>superior | Inaltime | SN    | Mod de<br>ambalare |
|---------------|-----------------|---------------|----------|-------|--------------------|
| PROC3123.0001 | Palnie speciala | 40 mm         | 80 mm    | 14/23 | bucata             |
| PRMC3124.0001 | Palnie speciala | 50 mm         | 100 mm   | 19/26 | bucata             |
| PRYC3125.0001 | Palnie speciala | 75 mm         | 140 mm   | 29/32 | bucata             |

## SET DE PALNII SPECIALE

- Setul contine 3 palnii, o bucata din fiecare marime din tabelul de mai sus

| Cod           | Produs                 | Mod de ambalare |
|---------------|------------------------|-----------------|
| SRAC3126.0003 | Set de palnii speciale | Set (3 bucati)  |

## SUPORT PENTRU PALNII

- Confectionat din PP (polipropilena)
- Prezinta o clema ce ii permite atasarea pe un stativ cu diametrul tije cuprins intre 8 si 14 mm
- Ideal pentru sustinerea palniilor cu diametrul cuprins intre 50 si 120 mm
- Este dotat cu inel interior pentru adaptarea suportului la palnii de diferite marimi



| Cod           | Produs                 | Mod de ambalare |
|---------------|------------------------|-----------------|
| SRPC3127.0001 | Suport pentru 1 palnie | bucata          |
| SRDC3128.0001 | Suport pentru 2 palnii | bucata          |