

FIOLE DE CANTARIRE

FIOLE DE CANTARIRE

- Fiolele sunt facute din sticla borosilicata termorezistentă
- Pot fi autoclavate
- Sunt de doua feluri: - inalte (FMRE223; FMLE52; FMIE224; FMDE225; FMOE226 si FMRE352)
- joase (FMRE56; FMNE81; FMLE227 si FMRE228)



Cod	Produs	Dimensiuni Ø x h (mm)	Mod de ambalare
FMRE223.0001	Fiola de cantarire, forma inalta	25 x 25	bucata
FMLE52.0001	Fiola de cantarire, forma inalta	25 x 40	bucata
FMIE224.0001	Fiola de cantarire, forma inalta	30 x 50	bucata
FMDE225.0001	Fiola de cantarire, forma inalta	30 x 60	bucata
FMRE352.0001	Fiola de cantarire, forma inalta	35 x 70	bucata
FMNE81.0001	Fiola de cantarire, forma joasa	40 x 25	bucata
FMRE56.0001	Fiola de cantarire, forma joasa	50 x 30	bucata
FMLE227.0001	Fiola de cantarire, forma joasa	60 x 30	bucata
FMRE228.0001	Fiola de cantarire, forma joasa	70 x 35	bucata

FIOLE DIN PLASTIC PENTRU CANTARIRE

- Sunt confectionate din PP (polipropilena) transparenta.
- Capacul se poate inchide etans



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Dimensiuni (Ø _{superior} x H) mm	Greutate (g)	Mod de ambalare
FRGC1177.0002	Fiola din plastic pentru cantarit	20	40 x 30	8	2 bucati
FRLC1178.0002	Fiola din plastic pentru cantarit	23	30 x 50	8	2 bucati
FRQC1179.0002	Fiola din plastic pentru cantarit	30	50 x 30	10	2 bucati
FRHC1180.0002	Fiola din plastic pentru cantarit	40	40 x 70	14	2 bucati
FRSC1181.0002	Fiola din plastic pentru cantarit	50	60 x 35	18	2 bucati
FRZC1182.0002	Fiola din plastic pentru cantarit	190	60 x 90	28	2 bucati
FRPC1183.0002	Fiola din plastic pentru cantarit	360	70 x 120	40	2 bucati