

## INCINERATOR

### INCINERATOR

- Poate opera la o temperatura maxima este de 950 °C , cu control variabil al acesteia
- Se preteaza pentru incinerari singulare sau in serie, chiar si a produselor lichide
- Este prevazut cu 8 locasuri, cu diametrul de 34 mm. In aceste locasuri, se pot utiliza creuzete din portelan cu diametrul superior de maxim 50 mm.
- Partea superioara si carcasa, sunt confectionate din otel de inalta calitate
- Aparatul dispune de un ceas cu alarma ( 120 de minute) cu comutator pentru operatii continue
- Este prevazut cu cablu de 1,5 m si stecher antisoc



#### Specificatii tehnice:

Putere	2500 W
Dimensiuni	450 x 310 x 180 mm
Greutate	7000 g
Voltaj	220 V

Cod	Produs	Mod de ambalare
IRGC4008.0001	Incinerator	bucata

#### Accesorii:

Cod	Produs	Mod de ambalare
ERPC4009.0001	Element de incalzire	bucata