

PIPETE

PIPETE CU REPER

- Sticla borosilicata de 3,3 mm termorezistenta
- Sunt de clasa A sau clasa B



Cod	Produs	Toleranta	Mod de ambalare
PMIE40.0001	Pipeta cu reper cl B, 1 ml	0,01	bucata
PMAE41.0001	Pipeta cu reper cl A, 1 ml	0,007	bucata
PMZE235.0001	Pipeta cu reper cl B, 2 ml	0,015	bucata
PMOE236.0001	Pipeta cu reper cl A, 2 ml	0,01	bucata
PMJE237.0001	Pipeta cu reper cl B, 3 ml	0,02	bucata
PMBE238.0001	Pipeta cu reper cl A, 3 ml	0,015	bucata
PMLE239.0001	Pipeta cu reper cl B, 5 ml	0,02	bucata
PMRE240.0001	Pipeta cu reper cl A, 5 ml	0,015	bucata
PMFE241.0001	Pipeta cu reper cl B, 10 ml	0,03	bucata
PMNE242.0001	Pipeta cu reper cl A, 10 ml	0,02	bucata
PMDE243.0001	Pipeta cu reper cl B, 15 ml	0,037	bucata
PMSE244.0001	Pipeta cu reper cl A, 15 ml	0,025	bucata
PMAE245.0001	Pipeta cu reper cl B, 20 ml	0,045	bucata

PMWE246.0001	Pipeta cu reper cl A, 20 ml	0,03	bucata
PMVE247.0001	Pipeta cu reper cl B, 25 ml	0,045	bucata
PMCE248.0001	Pipeta cu reper cl A, 25 ml	0,03	bucata
PMLE71.0001	Pipeta cu reper cl B, 50 ml	0,075	bucata
PMJE72.0001	Pipeta cu reper cl A, 50 ml	0,05	bucata
PMNE249.0001	Pipeta cu reper cl B, 100 ml	0,12	bucata
PMME73.0001	Pipeta cu reper cl A, 100 ml	0,08	bucata

PIPETA PENTRU LAPTE

- Confectionata din sticla borosilicata 3,3 termorezistenta
- Capacitatea este de 11 ml



Cod	Produs	Mod de ambalare
PMYE620.0001	Pipeta pentru lapte	bucata

PIPETA PENTRU SMANTANA, CU DOUA BULE

- Confectionata din sticla borosilicata 3,3 termorezistenta
- Capacitatea este de 5 ml



Cod	Produs	Mod de ambalare
PMRE621.0001	Pipeta pentru smantana	bucata

PIPETE GRADATE

- Sticla borosilicata 3,3 mm termorezistentă
- Clasa A sau clasa B



Cod	Produs	Gradatia (ml)	Toleranta $\pm$ ml	Mod de ambalare
PMME44.0001	Pipeta gradata cl B, 1 ml	0,01	0,012	bucata
PMTE250.0001	Pipeta gradata cl A, 1 ml	0,01	0,008	bucata
PMQE45.0001	Pipeta gradata cl B, 2 ml	0,02	0,018	bucata
PMGE251.0001	Pipeta gradata cl A, 2 ml	0,02	0,012	bucata
PMPE46.0001	Pipeta gradata cl B, 5 ml	0,05	0,037	bucata
PMZE47.0001	Pipeta gradata cl A, 5 ml	0,05	0,025	bucata
PMLE48.0001	Pipeta gradata cl B, 10 ml	0,1	0,075	bucata
PMME49.0001	Pipeta gradata cl A, 10 ml	0,1	0,05	bucata
PMEE50.0001	Pipeta gradata cl B, 25 ml	0,1	0,15	bucata
PMXE252.0001	Pipeta gradata cl A, 25 ml	0,1	0,1	bucata
PMSE253.0001	Pipeta gradata cl B, 50 ml	0,20	0,3	bucata
PMKE254.0001	Pipeta gradata cl A, 50 ml	0,20	0,2	bucata

PIPETE GRADATE

- Sunt confectionate din PS (polystyrene)
- Sterile sau nesterile
- Gradatie usor de citit
- Pipetele gradate sterile (cu dop din bumbac colorat) nu contin pyrogen, nu sunt toxice sau hemolitice
- Sunt de trei feluri: pipete gradate standard, pipete gradate cu deschidere larga si pipete gradate scurte



Pipete gradate din plastic, standard (lungime 27-30 cm, cu exceptia codului PRCC4602 care are lungimea de 35 cm)

Cod	Produs	Volum (ml)	Culoare dop	Model	Mod de ambalare
PRFC4585.0500	Pipeta gradata din plastic	1	galben	steril	500 bucati (ambalate individual)
PRBC4586.1000	Pipeta gradata din plastic	1	galben	steril	1000 bucati (25buc/pachet)
PRDC4587.2000	Pipeta gradata din plastic	1	-	nesteril	2000 bucati
PRQC4588.0500	Pipeta gradata din plastic	1,1	galben	steril	500 bucati (ambalate individual)
PRZC4589.1000	Pipeta gradata din plastic	1,1	galben	steril	1000 bucati (25buc/pachet)
PRTC4590.0500	Pipeta gradata din plastic	2	verde	steril	500 bucati (ambalate individual)
PRHC4591.1000	Pipeta gradata din plastic	2	verde	steril	1000 bucati (25buc/pachet)
PRJC4592.1000	Pipeta gradata din plastic	2	-	nesteril	1000 bucati
PRNC4593.0250	Pipeta gradata din plastic	5	albastru	steril	250 bucati (ambalate individual)

PRRC4594.0375	Pipeta gradata din plastic	5	albastru	steril	375 bucati (25buc/pachet)
PRUC4595.0400	Pipeta gradata din plastic	5	-	nesteril	400 bucati
PRSC4596.0200	Pipeta gradata din plastic	10	portocaliu	steril	200 bucati (ambalate individual)
PRPC4597.0250	Pipeta gradata din plastic	10	portocaliu	steril	250 bucati (25buc/pachet)
PRMC4598.0250	Pipeta gradata din plastic	10	-	nesteril	250 bucati
PRHC4599.0100	Pipeta gradata din plastic	25	rosu	steril	100 bucati (ambalate individual)
PRBC4600.0100	Pipeta gradata din plastic	25	rosu	steril	100 bucati (10buc/pachet)
PRXC4601.0100	Pipeta gradata din plastic	25	-	nesteril	100 bucati
PRCC4602.0100	Pipeta gradata din plastic	50	violet	steril	100 bucati (ambalate individual)

Pipete gradate din plastic, cu deschidere larga (pentru pipetarea lichidelor viscoase)

Cod	Produs	Volum (ml)	Culoare dop	Model	Mod de ambalare
PRDC4603.0250	Pipeta gradata din plastic	5	albastru	steril	250 bucati (ambalate individual)
PRPC4604.0375	Pipeta gradata din plastic	5	albastru	steril	375 bucati (25buc/pachet)
PRBC4605.0200	Pipeta gradata din plastic	10	portocaliu	steril	200 bucati (ambalate individual)
PRLC4606.0250	Pipeta gradata din plastic	10	portocaliu	steril	250 bucati (25buc/pachet)

Pipete gradate din plastic, scurte (lungime 22 cm, ideale pentru lucru sub mese sterile)

Cod	Produs	Volum (ml)	Culoare dop	Model	Mod de ambalare
PRTC4607.0200	Pipeta gradata din plastic	5	albastru	steril	200 bucati (ambalate individual)
PRGC4608.0100	Pipeta gradata din plastic	10	portocaliu	steril	100 bucati (ambalate individual)

PIPETA GRADATA CU PISTON

- Confectionata din sticla AR®
- Gradatia de culoare maro
- Gradatia este de la partea superioara, catre varf; punctul zero, se afla in partea de sus




Cod	Produs	Capacitate (ml)	Gradatie (ml)	Mod de ambalare
PRDC4843.0001	Pipeta gradata cu piston	1	0,01	bucata
PRCC4844.0001	Pipeta gradata cu piston	2	0,02	bucata
PRTC4845.0001	Pipeta gradata cu piston	5	0,05	bucata
PTLC4846.0001	Pipeta gradata cu piston	10	0,1	bucata
PRGC4847.0001	Pipeta gradata cu piston	20	0,1	bucata
PRFC4848.0001	Pipeta gradata cu piston	25	0,1	bucata
PRNC4849.0001	Pipeta gradata cu piston	50	0,2	bucata

PIPETA PRELEVARE RAPIDA

- Confectionata din polistiren (PS)

- Sterila, ambalata individual
- Negradata si fara dop din bumbac
- Ideala pentru prelevarea sterila a lichidelor, in situatiile in care nu este necesara o anumita precizie
- Poate reprezenta o alternativa practica pentru pipeta Pasteur din sticla; nu este fragila



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Lungime (mm)	Mod de ambalare
PRHC4841.0500	Pipeta prelevare rapida	2	271	500 bucati
PRJC4842.0200	Pipeta prelevare rapida	10	295	200 bucati

PIPETA KIPP


- Este confectionata din sticla borosilicata 3,3 termorezistenta



Cod	Produs	Mod de ambalare
PMRE504.0001	Pipeta Kipp, 5 ml	bucata
PMVE505.0001	Pipeta Kipp, 25 ml	bucata

PIPETA KUBIENA

- Este confectionata din sticla borosilicata 3,3
- Volumul pipetei este de 10 sau 20 ml



Cod	Produs	Mod de ambalare
PSWA559.0001	Pipeta Kubiena	bucata
PSMA558.0001	Pipeta Kubiena	bucata

PIPETE PASTEUR

- Sunt din sticla hidrolitica clasa III
- De unica folosinta in laboratoarele de serologie, bacteriologie, etc
- Capacitate: 2 ml
- Grosimea peretelui este de 0,55 mm
- Pot fi autoclavate
- Exista varianta cu dop de bumbac si fara dop



fara dop de bumbac

Cod	Produs	Lungime totala (mm)	Lungime varf (mm)	Ø _{exterior al varfului}	Mod de ambalare
PRPC34.1000	Pipeta Pasteur	150	60	1,3	1000 bucati
PREC35.1000	Pipeta Pasteur	230	140	1,3	1000 bucati
PRGC4206.1000	Pipeta Pasteur	270	160	1,3	1000 bucati
PRSC4207.0500	Pipeta Pasteur	300	195	1,5	500 bucati
PRDC4208.1000	Pipeta Pasteur	350	230	1,5	1000 bucati

cu dop de bumbac

Cod	Produs	Lungime totala (mm)	Lungime varf (mm)	Ø _{exterior al varfului}	Mod de ambalare
PRAC88.1000	Pipeta Pasteur	150	60	1,3	1000 bucati
PRGC89.1000	Pipeta Pasteur	230	140	1,3	1000 bucati

PIPETE PASTEUR DIN PLASTIC

- Sunt din polietilena
- Rezistente la cadere, nu se sparg
- Gradatie in relief




Cod	Produs	Volumul de umplere (ml)	Marimea picaturii (μl)	Picaturi /ml	Lungime (mm)	Mod de ambalare
PREC1821.0500	Pipeta Pasteur nesterila	0,8	47	21	116	500 bucati
PRTC1822.0500	Pipeta Pasteur sterila	0,8	47	21	116	500 bucati (ambalate cate 20)
PROC1823.0500	Pipeta Pasteur nesterila	1,8	41	24	152	500 bucati
PRLC1824.0500	Pipeta Pasteur sterila	1,8	41	24	152	500 bucati (ambalate cate 20)
PRYC1825.0500	Pipeta Pasteur nesterila	2,2	40	25	140	500 bucati
PRGC1826.0500	Pipeta Pasteur sterila	2,2	40	25	140	500 bucati (ambalate cate 20)
PRQC1827.0500	Pipeta Pasteur nesterila	3,2	50	20	155	500 bucati
PRKC1828.0500	Pipeta Pasteur sterila	3,2	50	20	155	500 bucati (ambalate individual)

PRBC1829.0500	Pipeta Pasteur sterila	3,2	50	20	155	500 bucati (ambalate cate 20)
PRRC1830.0500	Pipeta Pasteur nesterila	3,4	40	25	155	500 bucati
PRSC1831.0500	Pipeta Pasteur sterila	3,4	40	25	155	500 bucati (ambalate individual)
PRMC1832.0500	Pipeta Pasteur sterila	3,4	40	25	155	500 bucati (ambalate cate 20)
PRUC1833.0250	Pipeta Pasteur nesterila	6,2	54	19	217	250 bucati

PIPETA PASTEUR

- Confectionata din polietilena de joasa densitate (LDPE)
- Prezinta avantajul ca nu este fragila, nu se sparge
- Fara gradatie
- Sterila sau nesterila



Cod	Produs	Caracteristici	Volum de umplere (ml)	Marimea picaturii (μl)	Picaturi /ml	Lungime (mm)	Mod de ambalare
PRKC4825.0100	Pipeta Pasteur	- nesterila - foarte lunga	7,3	50	20	300	100 bucati
PRGC4826.0250	Pipeta Pasteur	- nesterila - deschidere larga	4,8	62	16	137	250 bucati
PRDC4827.0250	Pipeta Pasteur	- sterila - pentru culturi de celule - deschidere larga	4,8	62	16	137	250 bucati

PRSC4828.0500	Pipeta Pasteur	- nesterila	3,0	34	29	155	500 bucati
PRQC4829.0500	Pipeta Pasteur	- sterila - ambalate cate 10 bucati	3,0	34	29	155	500 bucati
PRYC4830.0400	Pipeta Pasteur	- nesterila - foarte lunga	2,3	40	25	225	400 bucati
PRJC4831.0500	Pipeta Pasteur	- nesterila - scurta	0,9	40	25	87	500 bucati

PIPETA PASTEUR HEMATOLOGICA


- Ideala pentru utilizarea in hematologie (testarea grupei sangvine, aglutinari)
- Confectionata din polietilena de joasa densitate (LDPE)
- Prezinta avantajul ca nu este fragila, nu se sparge
- Fara gradatie
-



Cod	Produs	Caracteristici	Volum de umplere (ml)	Marimea picaturii (µl)	Picaturi/ml	Lungime (mm)	Mod de ambalare
PRXC4832.0500	Pipeta Pasteur, hematologica	- nesterila	0,2	50	20	124	500 bucati
PRZC4833.0500	Pipeta Pasteur, hematologica	- nesterila	0,2	25	40	131	500 bucati

PIPETA PASTEUR


- Confectionata din popietilena de joasa densitate (LDPE), prezinta un varf lung si subtire
- Prezinta avantajul ca nu este fragila, nu se sparge
- Fara gradatie
- Poate fi sterila sau nesterila



Cod	Produs	Caracteristici	Volum de umplere (ml)	Marimea picaturii (μl)	Picaturi /ml	Lungime (mm)	Mod de ambalare
PRJC4834.0250	Pipeta Pasteur	- nesterila	8,0	52	19	155	250 bucati
PRPC4835.0500	Pipeta Pasteur	- nesterila	3,3	40	25	155	500 bucati
PRCC4836.0500	Pipeta Pasteur	-sterila -ambalate individual	3,3	40	25	155	500 bucati
PRGC4837.0500	Pipeta Pasteur	-sterila -ambalate cate 20	3,3	40	25	155	500 bucati

PIPETA PASTEUR

- Confectionata din popietilena de joasa densitate (LDPE)
- Prezinta un varf lung si foarte subtire, ce ii confera o precizie ridicata; Ø exterior al varfului = 1,1 mm
- Prezinta avantajul ca nu este fragila, nu se sparge
- Fara gradatie



Cod	Produs	Caracteristici	Volum de umplere (ml)	Marimea picaturii (μl)	Picaturi /ml	Lungime (mm)	Mod de ambalare
PRPC4838.0500	Pipeta Pasteur	- nesterila	3,5	20	50	157	500 bucati
PRHC4839.0500	Pipeta Pasteur	- nesterila	3,3	18	55	147	500 bucati
PRLC4840.0500	Pipeta Pasteur	-nesterila	1,0	22	45	51	500 bucati

PIPETE CAPILARE

PIPETE CAPILARE

- Confectionate din sticla borosilicata 3.3
- Au o lungime de aproximativ 12,5 mm
- Neheparinizate
- Toleranta este de 0,3% pentru cele de 5 μl si 0,25% pentru cele de la 10-200 μl
- Coeficientul de variatie este de 0,60% pentru cele de 5μl si 0,50% pntru cele de la 10-200μl
- Se pot autoclava



Cod	Produs	Capacitate (µl)	Nr. de gradatii	Mod de ambalare
PRTC1590.1000	Pipeta capilara	1/2/3/4/5/	5	pachet (4 x 250buc)
PRHC1591.1000	Pipeta capilara	10	1	pachet (4 x 250buc)
PRMC1592.1000	Pipeta capilara	20	1	pachet (4 x 250buc)
PRQC1593.1000	Pipeta capilara	25	1	pachet (4 x 250buc)
PRLC1594.1000	Pipeta capilara	40	1	pachet (4 x 250buc)
PRBC1595.1000	Pipeta capilara	50	1	pachet (4 x 250buc)
PRSC1596.1000	Pipeta capilara	100	1	pachet (4 x 250buc)
PRFC1597.1000	Pipeta capilara	5/10	2	pachet (4 x 250buc)
PRXC1598.1000	Pipeta capilara	20/40	2	pachet (4 x 250buc)
PRUC1599.1000	Pipeta capilara	50/100	2	pachet (4 x 250buc)
PRLC1600.0400	Pipeta capilara	100/200	2	pachet (4 x 100buc)

PIPETE CAPILARE

- Confectionate din sticla borosilicata 3.3
- Sunt ambalate cate 100 de bucati intr-un dispenser
- Neheparinizate
- Toleranta: 0,5%; coeficientul de variatie: 1%



Cod	Produs	Culoare	Lungime (mm)	Capacitate (µl)	Mod de ambalare
PRTC1602.0100	Pipeta capilara	negru	30 - 32	0,5	100 bucati
PROC1603.0100	Pipeta capilara	albastru	30 - 32	1	100 bucati
PRLC1604.0100	Pipeta capilara	rosu	30 - 32	2	100 bucati
PRMC1605.0100	Pipeta capilara	galben	30 - 32	3	100 bucati
PRZC1606.0100	Pipeta capilara	galben	36	3,33	100 bucati
PRHC1607.0100	Pipeta capilara	verde	30 - 32	4	100 bucati
PRJC1608.0100	Pipeta capilara	alb	30 - 32	5	100 bucati
PREC1609.0100	Pipeta capilara	naturala	72	6,66	100 bucati
PRSC1610.0100	Pipeta capilara	portocaliu	30 - 32	10	100 bucati
PRYC1611.0100	Pipeta capilara	negru	30 ± 0,5	20	100 bucati

PERE SI BULBI PENTRU PIPETA

PARA PENTRU PIPETE

- Este ideala pentru pipetare, distribuire si mostrare
- Aceasta se preteaza pentru toate pipetele gradate cu volum cuprins intre 20 si 100 ml si diametrul de 6 pana la 8 mm
- Lungime de 125 mm si greutate de 50 g
- Prezinta posibilitatea de retinere a lichidului in pipeta prin intermediul unei valve, eliberarea lichidului facandu-se prin simpla apasare a aceleiasi valve de eliberare



Cod	Produs	Mod de ambalare
PRXC708.0001	Para pentru pipeta	bucata

PARA PENTRU PIPETE

- Confectionata din cauciuc natural, prezinta o valva de siguranta detasabila
- Golirea se face prin valva detasabila
- Para poate fi curatata pe dinauntru
- Absorbția și evacuarea lichidelor se poate face cu ajutorul a doua puncte de operare
- Se preteaza atat pentru pipete volumetrice cat si pentru cele gradate, cu volum cuprins intre 20 si 100ml si diametrul intre 6 si 8 mm
- Este disponibila in mai multe culori



Cod	Produs	Culoare	Mod de ambalare
PRDC1626.0001	Para pentru pipeta	rosu	bucata
PRLC1627.0001	Para pentru pipeta	galben	bucata
PRBC1628.0001	Para pentru pipeta	verde	bucata
PRYC1629.0001	Para pentru pipeta	albastru	bucata

BULB PENTRU PIPETA

- Este confectionat din silicon
- Se poate autoclava



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Lungime (mm)	Diametrul deschiderii (mm)	Mod de ambalare
BRGC1613.0010	Bulb pentru pipeta	1	40	5	10 bucati
BRTC1614.0005	Bulb pentru pipeta	2	53	6	5 bucati
BRXC1615.0005	Bulb pentru pipeta	5	56	8	5 bucati
BRQC1616.0005	Bulb pentru pipeta	10	69	8	5 bucati

BULB DIN CAUCIUC, PENTRU PIPETE


- Destinat pentru utilizarea cu pipete Pasteur
- Volumul de absorție este maxim 2ml
- Este confectionat din cauciuc transparent



Cod	Produs	Mod de ambalare
BRNC1617.0100	Bulb, din cauciuc, pentru pipeta	100 bucati

BULB PENTRU PIPETE


- Este confectionat din PVC (polivinilclorid) moale
- Ideal atat pentru pipete gradate cat si pentru pipetele Pasteur
- Diametrul gatului este de 6 mm



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Diametrul sferei (mm)	Mod de ambalare
BRLC1618.0005	Bulb pentru pipeta	5	25 (oval)	5 bucati
BRXC1619.0005	Bulb pentru pipeta	7,5	30	5 bucati
BRQC1620.0005	Bulb pentru pipeta	20	42	5 bucati
BRFC1621.0005	Bulb pentru pipeta	30	48	5 bucati
BRTC1622.0002	Bulb pentru pipeta	85	62	2 bucati
BRPC1623.0002	Bulb pentru pipeta	140	72	2 bucati
BRJC1624.0002	Bulb pentru pipeta	220	84	2 bucati
BROC1625.0001	Bulb pentru pipeta	340	94	bucata

STAND PENTRU PIPETE

- Este confectionat din PP (polipropilena) , iar baza este intarita printr-o tabla rotativa cu rol de protectie a varfurilor pipetelor
- Are 94 de locasuri, pentru pipete gradate si volumetrice de diferite marimi cu diametrul maxim de 13 mm
- Dimensiunile stativului sunt: 470 x 230 mm (H x Ø)



Cod	Produs	Mod de ambalare
SRXC2877.0001	Stand pentru pipete	bucata

STAND PENTRU PIPETE CIRCULAR, CU TALPA DETASABILA

- Rotund, confectionat din polipropilena (PP)
- Prevazut pe discul superior cu 28 de locasuri: 18 pentru pipete cu diametrul de pana la 10 mm si 10 locasuri pentru pipete cu diametrul de pana la 15 mm.
- Discul inferior, este prevazut cu mici orificii , permitand astfel scurgerea lichidului din pipete
- Se poate atasa optional, o talpa cu tija
- Partea de sus a standului poate fi folosita si separat
- Cand este utilizat tot ansamblul, partea superioara poate fi ridicata sau coborata in functie de necesitati
- ATENTIE, DACA SE DORESTE SI TALPA, ACEASTA TREBUIE COMANDATA SEPARAT



Cod	Produs	Mod de ambalare
SREC4822.0001	Stand pentru pipete	bucata
TRXC4823.0001	Talpa cu tija din PVC	bucata

STAND PENTRU PIPETE, DREPTUNGHILAR

- Confectionat din polipropilena (PP)
- Autoclavabil
- Prezinta 16 locasuri: 8 pentru pipete cu diametrul de pana la 8 mm si 8 pentru pipete cu diametrul de pana la 16 mm
- Baza stativului este prevazuta cu mici orificii, ce permit scurgerea lichidului din pipete
- Dimensiuni: 200 x 75 x 150 mm (L x l x H)



Cod	Produs	Mod de ambalare
SRGC4824.0001	Stand pentru pipete	bucata

PIPETOARE

PIPETOR

- Este ideal pentru golirea pipetelor capilare cu volum cuprins intre 0,5 si 100 μ l



Cod	Produs	Mod de ambalare
PRDC1612.0002	Pipetor	2 bucati

PIPETOR

- Pipetorul este destinat pipetelor capilare
- Prezinta doua adaptoare pentru o fixare cat mai buna in functie de marimea pipetei
- Destinat pipetelor cu volum cuprins intre 1 - 200 μ l



Cod	Produs	Mod de ambalare
PRZC1601.0001	Pipetor	bucata

PIPETOR

- Atat partea de sus cat si cea de jos a pipetorului sunt confectionate din cauciuc sintetic
- Bulbul de absorbtie este confectionat din PE (polietilena)
- Prezinta 3 puncte de operare
- Este destinat utilizarii cu pipete gradate sau volumetrice de capacitate cuprinsa intre 1 si 50ml
- Pipetorul poate fi dezmembrat pentru a fi curatat



Cod	Produs	Mod de ambalare
PRCC1712.0001	Pipetor	bucata

POMPA DE PIPETARE

- Ideala pentru pipete volumetrice si gradate, de capacitate cuprinsa intre 0,1 si 200ml
- Poate preleva pana la 50 ml, in 11 secunde, pentru o singura apasare
- Exista un singur maner atat pentru retinerea cat si pentru distribuirea lichidului
- Are si functia de golire totala
- Picurarea se face prin membrane de filtrare hidrofoabe (3 μ m)
- Carcasa filtrului este confectionata din PTFE
- Atat adaptorul cat si filtrul pot fi sterilizate prin autoclavare (121°C, 2 bar)
- Valva este inlocuibila
- Include un filtru de rezerva



Cod	Produs	Culoare	Mod de ambalare
PRTC1713.0001	Pompa de pipetare	neutra	bucata
PRQC1714.0001	Pompa de pipetare	albastra	bucata
PRGC1715.0001	Pompa de pipetare	pupuriu	bucata
PRMC1717.0001	Pompa de pipetare	verde	bucata

PARTI DE REZERVA

Cod	Produs	Mod de ambalare
MRBC4211.0001	Membrana filtranta, nesterila	bucata
MRBC4211.0010	Membrana filtranta, nesterila	10 bucati
VRJC4212.0001	Valva, de rezerva	bucata
ARQC4213.0001	Adaptor din silicon	bucata

PIPETOR

- Destinat atat pentru operatii mai simple cat si pentru cele mai exacte. Pretabil pentru pipete de la 1 la 100ml
- Poate fi utilizat atat de dreptaci cat si de stangaci
- Este eficient si foarte usor in acelasi timp
- Garnitura, din silicon (in care se prinde pipeta) poate fi autoclavata
- Este prevazut cu un filtru de 0,45 μm si conuri de pipetare de diferite culori



Cod	Produs	Mod de ambalare
PRHC1719.0001	Pipetor	bucata
MREC1720.0005	Membrana de filtrare 0,45 μm	5 bucati
GRTC1721.0001	Garnitura din silicon de rezerva	bucata

PIPETOR

- Confectionat din plastic rezistent la acizi
- Este solid si precis
- Poate fi folosit si pentru pipetele standard
- Prezinta supapa pentru golire totala



Cod	Produs	Culoare	Marime	Pentru pipete pana la (ml)	Mod de ambare
PRFC1722.0001	Pipetor	rosu	25	25	bucata
PRJC1723.0001	Pipetor	verde	10	10	bucata
PROC1724.0001	Pipetor	albastru	2	2	bucata
PRNC1725.0001	Pipetor	galben	0	0,2	bucata

Parti de rezerva si accesorii pentru pipetor

Cod	Produs	Mod de ambalare
PRDC1726.0001	Pivot din cauciuc, de rezerva	bucata

PIPETOR

- Destinat utilizarii atat cu pipete gradate cat si cu cele volumetrice
- Este usor si sigur de folosit
- Greutatea este de numai 115g
- Capacitatea maxima de retinere este de aproximativ 2 ml
- Prezinta membrana de filtrare hidrofoba din PTFE de 0,2 μm



Cod	Produs	Mod de ambalare
PRBC1728.0001	Pipetor	bucata

PIPETOR AKKU

- Ideale pentru pipete Pasteur, gradate sau volumetrice cu capacitatea cuprinsa intre 0,1 si 200ml
- Display-ul este usor de citit, asigurand un control optic asupra tuturor functiilor si pentru monitorizarea nivelului de incarcare a bateriilor, a vitezei de pipetare (are 5 viteze)
- De asemenea este dotat cu o valva integrata in manerul pipetorului, membrana hidrofoba din PTFE cu dimensiunea porilor de 0,2 μm si un semnal sonor de avertizare a capacitatii bateriei de sub 10%
- Capacitatea de lucru cu o baterie este de pana la 50 de ore
- Pipetorul poate fi sterilizat la 121 $^{\circ}\text{C}$, mai putin membrana din PTFE
- Este distribuit impreuna cu incarcator de baterie si acumulator



Cod	Produs	Mod de ambalare
PRCC1729.0001	Pipetor AKKU	bucata

PIPETOR

- Carcasa este confectionata din ABS (acrylic butadiene styrene copolymer)
- Utilizabil cu pipete de volum cuprins intre 1 si 100ml
- Cele trei viteze de absoritie si de golire pot fi selectate prin simpla apasare de buton
- Include filtru de 0,45µm si semnalizarea nivelului bateriei atunci cand aceasta mai poate functiona doar pentru o ora
- Capacitatea de operare a bateriilor este de aproximativ 8 ore
- Pipetorul functioneaza cu doua baterii de 1,2 V
- Cantareste 180g si este insotit de acumulator pentru baterii, stativ si doua filtre de 0,45 µm



Cod	Produs	Culoare	Mod de ambalare
PRTC1733.0001	Pipetor	gri	bucata
PRHC1734.0001	Pipetor	galben	bucata
PRLC1735.0001	Pipetor	roz	bucata
PRMC1736.0001	Pipetor	violet	bucata
PRSC1737.0001	Pipetor	turcoaz	bucata
PRXC1738.0001	Pipetor	verde	bucata

Parti de rezerva pentru pipetor

Cod	Produs	Mod de ambalare
SREC1739.0005	Set de filtre rotunde 0,2µm	Set (5 buc)
ARXC1741.0001	Adaptor din silicon	bucata