

RECIPIENTE DIN STICLA PENTRU DOZARE VOLUM

BALOANE COTATE



BALON COTAT CLASA A

- Dopul poate fi din sticla sau din plastic
- Este confectionat din sticla borosilicata 3,3 mm, termorezistentă, transparentă sau bruna

Balon cotat clasa A, transparent, cu dop din plastic

Cod	Produs	Toleranta ($\pm$ ml)	SN	Mod de ambalare
BRTC4406.0002	Balon cotat, clasa A, 5 ml	0,025	7/16	2 bucati
BRGC4407.0002	Balon cotat, clasa A, 5 ml	0,025	10/19*	2 bucati
BRHC4408.0002	Balon cotat, clasa A, 10 ml	0,025	7/16	2 bucati
BRBC4409.0002	Balon cotat, clasa A, 10 ml	0,025	10/19*	2 bucati
BRMC4410.0002	Balon cotat, clasa A, 20 ml	0,040	10/19	2 bucati
BRQC4411.0002	Balon cotat, clasa A, 25 ml	0,040	10/19	2 bucati
BRZC4412.0002	Balon cotat, clasa A, 50 ml	0,060	12/21	2 bucati

BRLC4413.0002	Balon cotat, clasa A, 50 ml	0,060	14/23 [*]	2 bucati
BRPC4414.0002	Balon cotat, clasa A, 100 ml	0,100	12/21	2 bucati
BROC4415.0002	Balon cotat, clasa A, 100 ml	0,100	14/23 [*]	2 bucati
BRDC4416.0002	Balon cotat, clasa A, 200 ml	0,150	14/23	2 bucati
BRSC4417.0002	Balon cotat, clasa A, 250 ml	0,150	14/23	2 bucati
BRCC4418.0002	Balon cotat, clasa A, 500 ml	0,250	19/26	2 bucati
BRZC4419.0002	Balon cotat, clasa A, 1000 ml	0,400	24/29	2 bucati
BRNC4420.0002	Balon cotat, clasa A, 2000 ml	0,600	39/32	2 bucati
BRRC4421.0001	Balon cotat, clasa A, 5000 ml	1,200	34/35	bucata

^{*}

NOTA: = gat larg

Balon cotat clasa A, transparent, cu dop din sticla

Cod	Produs	Caracteristici slif (Ø x h) mm	Mod de ambalare
BMPE116.0001	Balon cotat, clasa A, 5 ml	7/11	bucata
BMIE117.0001	Balon cotat, clasa A, 10 ml	7/11	bucata
BMBE118.0001	Balon cotat, clasa A, 25 ml	10/13	bucata
BMSE119.0001	Balon cotat, clasa A, 50 ml	10/13	bucata
BMDE120.0001	Balon cotat, clasa A, 100 ml	12/14	bucata
BMLE121.0001	Balon cotat, clasa A, 200 ml	14/15	bucata
BMOE122.0001	Balon cotat, clasa A, 250 ml	14/15	bucata
BMAE123.0001	Balon cotat, clasa A, 500 ml	16/16	bucata
BMZE124.0001	Balon cotat, clasa A, 1000 ml	19/17	bucata
BMHE125.0001	Balon cotat, clasa A, 2000 ml	24/20	bucata

Balon cotat clasa A, brun, cu dop din plastic

Cod	Produs	Toleranta (± ml)	SN	Mod de ambalare
BRYC4422.0002	Balon cotat, clasa A, 5 ml	0,025	7/16	2 bucati
BRXC4423.0002	Balon cotat, clasa A, 5 ml	0,025	10/19 [*]	2 bucati
BRUC4424.0002	Balon cotat, clasa A, 10 ml	0,025	10/19 [*]	2 bucati
BRJC4425.0002	Balon cotat, clasa A, 20 ml	0,040	10/19	2 bucati
BRHC4426.0002	Balon cotat, clasa A, 25 ml	0,040	10/19	2 bucati

BRFC4427.0002	Balon cotat, clasa A, 50 ml	0,060	12/21	2 bucati
BRTC4428.0002	Balon cotat, clasa A, 50 ml	0,060	14/23	2 bucati
BRBC4429.0002	Balon cotat, clasa A, 100 ml	0,100	12/21	2 bucati
BRHC4430.0002	Balon cotat, clasa A, 100 ml	0,100	14/23	2 bucati
BRLC4431.0002	Balon cotat, clasa A, 200 ml	0,150	14/23	2 bucati
BRMC4432.0002	Balon cotat, clasa A, 250 ml	0,150	14/23	2 bucati
BRPC4433.0002	Balon cotat, clasa A, 500 ml	0,250	19/26	2 bucati
BRBC4434.0002	Balon cotat, clasa A, 1000 ml	0,400	24/29	2 bucati

*

NOTA: = gat larg

Balon cotat clasa A, brun, cu dop din sticla

Cod	Produs	Caracteristici slif (Ø x h) mm	Mod de ambalare
BMCE136.0001	Balon cotat, clasa A, 5 ml	7/11	bucata
BMZE137.0001	Balon cotat, clasa A, 10 ml	7/11	bucata
BMPE138.0001	Balon cotat, clasa A, 25 ml	10/13	bucata
BMLE139.0001	Balon cotat, clasa A, 50 ml	10/13	bucata
BMYE140.0001	Balon cotat, clasa A, 100 ml	12/14	bucata
BMEE141.0001	Balon cotat, clasa A, 200 ml	14/15	bucata
BMWE142.0001	Balon cotat, clasa A, 250 ml	14/15	bucata
BMFE143.0001	Balon cotat, clasa A, 500 ml	16/16	bucata
BMIE144.0001	Balon cotat, clasa A, 1000 ml	19/17	bucata
BMOE145.0001	Balon cotat, clasa A, 2000 ml	24/20	bucata

BALON COTAT CLASA B

- Este confectionat din sticla borosilicata 3,3 mm, termorezistenta, transparenta
- Dopul este confectionat din sticla

Cod	Produs	Caracteristic slif (Ø x h) mm	Mod de ambalare
BMQE156.0001	Balon cotat, clasa B, 5 ml	7/11	bucata
BMZE157.0001	Balon cotat, clasa B, 10 ml	7/11	bucata
BMNE158.0001	Balon cotat, clasa B, 25 ml	10/13	bucata
BMFE159.0001	Balon cotat, clasa B, 50 ml	10/13	bucata

BMTE160.0001	Balon cotat, clasa B, 100 ml	12/14	bucata
BMPE161.0001	Balon cotat, clasa B, 200 ml	14/15	bucata
BMLE162.0001	Balon cotat, clasa B, 250 ml	14/15	bucata
BMCE163.0001	Balon cotat, clasa B, 500 ml	16/16	bucata
BMNE164.0001	Balon cotat, clasa B, 1000 ml	19/17	bucata
BMME165.0001	Balon cotat, clasa B, 2000 ml	24/20	bucata

BALON COTAT DIN PLASTIC

- Este confectionat din PMP (polimetilpentena)
- Dopul este din PP (polipropilena)
- Poate fi autoclavat
- Clasa B



Balon cotat din TPX

- rezistent (pentru scurt timp) la temperaturi de pana la + 175 °C

Cod	Produs	Capacitate	SN slif (Ø x h) mm	Inaltime	Mod de ambalare
BRTC3052.0001	Balon cotat, din plastic	25 ml	10/19	115 mm	bucata
BREC3053.0001	Balon cotat, din plastic	50 ml	10/19	150 mm	bucata
BRQC3054.0001	Balon cotat, din plastic	100 ml	14/23	180 mm	bucata
BRPC3055.0001	Balon cotat, din plastic	250 ml	19/26	235 mm	bucata
BRAC3056.0001	Balon cotat, din plastic	500 ml	19/26	270 mm	bucata
BRZC3057.0001	Balon cotat, din plastic	1000 ml	24/29	310 mm	bucata

Balon cotat din PP (polipropilena)


- rezistent (pentru scurt timp) la temperaturi de pana la + 140 °C

Cod	Produs	Capacitate	SN slif (Ø x h) mm	Inaltime	Mod de ambalare
BRLC3058.0001	Balon cotat, din plastic	25 ml	10/19	115 mm	bucata
BRFC3059.0001	Balon cotat, din plastic	50 ml	10/19	150 mm	bucata
BRJC3060.0001	Balon cotat, din plastic	100 ml	14/23	180 mm	bucata
BRNC3061.0001	Balon cotat, din plastic	250 ml	19/26	235 mm	bucata
BRGC3062.0001	Balon cotat, din plastic	500 ml	19/26	270 mm	bucata
BRCC3063.0001	Balon cotat, din plastic	1000 ml	24/29	310 mm	bucata

CILINDRI GRADATI

CILINDRU GRADAT CU TALPA SI CIOC

- Sticla borosilicata 3,3 mm termorezistenta
- Clasa A
- Talpa este din sticla
- Inscriptia poate fi de culori diferite
- Diferite volume




Cod	Produs	Inaltime (mm)	Gradatie (ml)	Toleranta ($\pm$ ml)	Mod de ambalare
CMOE167.0001	Cilindru gradat cu talpa si cioc, 5 ml, clasa A	110	0,1	0,1	bucata
CMME168.0001	Cilindru gradat cu talpa si cioc, 10 ml, clasa A	135	0,2	0,2	bucata
CMRE169.0001	Cilindru gradat cu talpa si cioc, 25 ml, clasa A	160	0,5	0,5	bucata
CMAE170.0001	Cilindru gradat cu talpa si cioc, 50 ml, clasa A	195	1	0,50	bucata
CMDE171.0001	Cilindru gradat cu talpa si cioc, 100 ml, clasa A	250	1	1	bucata

CMZE172.0001	Cilindru gradat cu talpa si cioc, 250 ml, clasa A	300	2	2	bucata
CMQE173.0001	Cilindru gradat cu talpa si cioc, 500 ml, clasa A	350	5	5	bucata
CMCE174.0001	Cilindru gradat cu talpa si cioc, 1000 ml, clasa A	430	10	10	bucata
CMTE175.0001	Cilindru gradat cu talpa si cioc, 2000 ml, clasa A	500	20	20	bucata

CILINDRU GRADAT CU DOP

- Sticla borosilicata de 3,3 mm termorezistenta
- Este cu slif si dop
- Talpa din sticla



Cod	Produs	Inaltime (mm)	Gradatie (ml)	Toleranta ($\pm$ ml)	Mod de ambalare
CMEE98.0001	Cilindru gradat cu dop, clasa A, 5 ml	130	0,1	0,10	bucata
CMTE99.0001	Cilindru gradat cu dop, clasa A, 10 ml	150	0,2	0,10	bucata
CMJE100.0001	Cilindru gradat cu dop, clasa A, 25 ml	150	0,5	0,25	bucata

CMHE101.0001	Cilindru gradat cu dop, clasa A, 50 ml	215	1	0,25	bucata
CMAE102.0001	Cilindru gradat cu dop, clasa A, 100 ml	270	1	0,50	bucata
CMDE103.0001	Cilindru gradat cu dop, clasa A, 250 ml	320	2	1,0	bucata
CMQE104.0001	Cilindru gradat cu dop, clasa A, 500 ml	380	5	2,25	bucata
CMNE105.0001	Cilindru gradat cu dop, clasa A, 1000 ml	460	10	5	bucata
CMVE491.0001	Cilindru gradat cu dop, clasa A, 2000 ml	530	20	10	bucata

CILINDRU GRADAT DIN PLASTIC

- Gradatia este in relief
- Este din polipropilena (PP)
- Autoclavabil
- Poate fi de forma inalta sau forma joasa



Cilindru gradat, forma inalta

Cod	Produs	Gradatie (ml)	Toleranta ($\pm$ ml)	$\varnothing$ x h (mm)	Mod de ambalare
CRDC692.0001	Cilindru gradat din plastic, 10 ml, forma inalta	0,2	0,2	15 x 145	bucata
CRHC694.0001	Cilindru gradat din plastic, 25 ml, forma inalta	0,5	0,5	22 x 170	bucata
CRVC696.0001	Cilindru gradat din plastic, 50 ml, forma inalta	1,0	1,0	27 x 200	bucata
CRAC698.0001	Cilindru gradat din plastic, 100 ml, forma inalta	1,0	1,0	33 x 250	bucata
CROC700.0001	Cilindru gradat din plastic, 250 ml, forma inalta	2,0	2,0	44 x 315	bucata
CRSC702.0001	Cilindru gradat din plastic, 500 ml, forma inalta	5,0	5,0	58 x 360	bucata
CRPC704.0001	Cilindru gradat din plastic, 1000 ml, forma inalta	10,0	10,0	69 x 440	bucata
CRLC706.0001	Cilindru gradat din plastic, 2000 ml, forma inalta	20,0	20,0	97 x 482	bucata

Cilindru gradat, forma joasa

Cod	Produs	Gradatie (ml)	$\varnothing$ x h (mm)	Mod de ambalare
CRFC693.0001	Cilindru gradat din plastic, 10 ml, forma joasa	0,25	16 x 88	bucata
CRNC695.0001	Cilindru gradat din plastic, 25 ml, forma joasa	1,0	22 x 107	bucata
CRYC697.0001	Cilindru gradat din plastic, 50 ml, forma joasa	2,5	29 x 143	bucata
CRIC699.0001	Cilindru gradat din plastic, 100 ml, forma joasa	5,0	34 x 178	bucata
CREC701.0001	Cilindru gradat din plastic, 250 ml, forma joasa	10,0	45,5 x 264	bucata
CRWC703.0001	Cilindru gradat din plastic, 500 ml, forma joasa	10,0	55,5 x 305	bucata
CRKC705.0001	Cilindru gradat din plastic, 1000 ml, forma joasa	25,0	70 x 332	bucata
CRTC707.0001	Cilindru gradat din plastic, 2000 ml, forma joasa	50,0	92 x 370	bucata

PIPETE

PIPETE CU REPER

- Sticla borosilicata de 3,3 mm termorezistenta
- Sunt de clasa A sau clasa B



Cod	Produs	Toleranta	Mod de ambalare
PMIE40.0001	Pipeta cu reper cl B, 1 ml	0,01	bucata
PMAE41.0001	Pipeta cu reper cl A, 1 ml	0,007	bucata
PMZE235.0001	Pipeta cu reper cl B, 2 ml	0,015	bucata
PMOE236.0001	Pipeta cu reper cl A, 2 ml	0,01	bucata
PMJE237.0001	Pipeta cu reper cl B, 3 ml	0,02	bucata
PMBE238.0001	Pipeta cu reper cl A, 3 ml	0,015	bucata
PMLE239.0001	Pipeta cu reper cl B, 5 ml	0,02	bucata
PMRE240.0001	Pipeta cu reper cl A, 5 ml	0,015	bucata
PMFE241.0001	Pipeta cu reper cl B, 10 ml	0,03	bucata
PMNE242.0001	Pipeta cu reper cl A, 10 ml	0,02	bucata
PMDE243.0001	Pipeta cu reper cl B, 15 ml	0,037	bucata

PMSE244.0001	Pipeta cu reper cl A, 15 ml	0,025	bucata
PMAE245.0001	Pipeta cu reper cl B, 20 ml	0,045	bucata
PMWE246.0001	Pipeta cu reper cl A, 20 ml	0,03	bucata
PMVE247.0001	Pipeta cu reper cl B, 25 ml	0,045	bucata
PMCE248.0001	Pipeta cu reper cl A, 25 ml	0,03	bucata
PMLE71.0001	Pipeta cu reper cl B, 50 ml	0,075	bucata
PMJE72.0001	Pipeta cu reper cl A, 50 ml	0,05	bucata
PMNE249.0001	Pipeta cu reper cl B, 100 ml	0,12	bucata
PMME73.0001	Pipeta cu reper cl A, 100 ml	0,08	bucata

PIPETE GRADATE

- Sticla borosilicata 3,3 mm termorezistenta
- Clasa A sau clasa B



Cod	Produs	Gradatia	Toleranta	Mod de
-----	--------	----------	-----------	--------

		(ml)	$\pm$ ml	ambalare
PMME44.0001	Pipeta gradata cl B, 1 ml	0,01	0,012	bucata
PMTE250.0001	Pipeta gradata cl A, 1 ml	0,01	0,008	bucata
PMQE45.0001	Pipeta gradata cl B, 2 ml	0,02	0,018	bucata
PMGE251.0001	Pipeta gradata cl A, 2 ml	0,02	0,012	bucata
PMPE46.0001	Pipeta gradata cl B, 5 ml	0,05	0,037	bucata
PMZE47.0001	Pipeta gradata cl A, 5 ml	0,05	0,025	bucata
PMLE48.0001	Pipeta gradata cl B, 10 ml	0,1	0,075	bucata
PMME49.0001	Pipeta gradata cl A, 10 ml	0,1	0,05	bucata
PMEE50.0001	Pipeta gradata cl B, 25 ml	0,1	0,15	bucata
PMXE252.0001	Pipeta gradata cl A, 25 ml	0,1	0,1	bucata
PMSE253.0001	Pipeta gradata cl B, 50 ml	0,20	0,3	bucata
PMKE254.0001	Pipeta gradata cl A, 50 ml	0,20	0,2	bucata

PIPETE GRADATE

- Sunt confectionate din PS (polystyrene)
- Sterile sau nesterile
- Gradatie usor de citit
- Pipetele gradate sterile (cu dop din bumbac colorat) nu contin pyrogen, nu sunt toxice sau hemolitice
- Sunt de trei feluri: pipete gradate standard, pipete gradate cu deschidere larga si pipete gradate scurte



Pipete gradate din plastic, standard (lungime 27-30 cm, cu exceptia codului PRCC4602 care are lungimea de 35 cm)

Cod	Produs	Volum (ml)	Culoare dop	Model	Mod de ambalare
PRFC4585.0500	Pipeta gradata din plastic	1	galben	steril	500 bucati (ambalate individual)
PRBC4586.1000	Pipeta gradata din plastic	1	galben	steril	1000 bucati (25buc/pachet)
PRDC4587.2000	Pipeta gradata din plastic	1	-	nesteril	2000 bucati
PRQC4588.0500	Pipeta gradata din plastic	1,1	galben	steril	500 bucati (ambalate individual)
PRZC4589.1000	Pipeta gradata din plastic	1,1	galben	steril	1000 bucati (25buc/pachet)
PRTC4590.0500	Pipeta gradata din plastic	2	verde	steril	500 bucati (ambalate individual)
PRHC4591.1000	Pipeta gradata din plastic	2	verde	steril	1000 bucati (25buc/pachet)
PRJC4592.1000	Pipeta gradata din plastic	2	-	nesteril	1000 bucati
PRNC4593.0250	Pipeta gradata din plastic	5	albastru	steril	250 bucati (ambalate individual)
PRRC4594.0375	Pipeta gradata din plastic	5	albastru	steril	375 bucati (25buc/pachet)
PRUC4595.0400	Pipeta gradata din plastic	5	-	nesteril	400 bucati
PRSC4596.0200	Pipeta gradata din plastic	10	portocaliu	steril	200 bucati (ambalate individual)
PRPC4597.0250	Pipeta gradata din plastic	10	portocaliu	steril	250 bucati (25buc/pachet)
PRMC4598.0250	Pipeta gradata din plastic	10	-	nesteril	250 bucati
PRHC4599.0100	Pipeta gradata din plastic	25	rosu	steril	100 bucati (ambalate individual)
PRBC4600.0100	Pipeta gradata din plastic	25	rosu	steril	100 bucati (10buc/pachet)
PRXC4601.0100	Pipeta gradata din plastic	25	-	nesteril	100 bucati
PRCC4602.0100	Pipeta gradata din plastic	50	violet	steril	100 bucati (ambalate individual)

Pipete gradate din plastic, cu deschidere larga (pentru pipetarea lichidelor vazoase)

Cod	Produs	Volum (ml)	Culoare dop	Model	Mod de ambalare
PRDC4603.0250	Pipeta gradata din plastic	5	albastru	steril	250 bucati (ambalate individual)
PRPC4604.0375	Pipeta gradata din plastic	5	albastru	steril	375 bucati (25buc/pachet)

PRBC4605.0200	Pipeta gradata din plastic	10	portocaliu	steril	200 bucati (ambalate individual)
PRLC4606.0250	Pipeta gradata din plastic	10	portocaliu	steril	250 bucati (25buc/pachet)

Pipete gradate din plastic, scurte (lungime 22 cm, ideale pentru lucru sub mese sterile)

Cod	Produs	Volum (ml)	Culoare dop	Model	Mod de ambalare
PRTC4607.0200	Pipeta gradata din plastic	5	albastru	steril	200 bucati (ambalate individual)
PRGC4608.0100	Pipeta gradata din plastic	10	portocaliu	steril	100 bucati (ambalate individual)

PIPETA GRADATA CU PISTON

- Confectionata din sticla AR®
- Gradatia de culoare maro
- Gradatia este de la partea superioara, catre varf; punctul zero, se afla in partea de sus



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Gradatie (ml)	Mod de ambalare
PRDC4843.0001	Pipeta gradata cu piston	1	0,01	bucata
PRCC4844.0001	Pipeta gradata cu piston	2	0,02	bucata

PRTC4845.0001	Pipeta gradata cu piston	5	0,05	bucata
PTLC4846.0001	Pipeta gradata cu piston	10	0,1	bucata
PRGC4847.0001	Pipeta gradata cu piston	20	0,1	bucata
PRFC4848.0001	Pipeta gradata cu piston	25	0,1	bucata
PRNC4849.0001	Pipeta gradata cu piston	50	0,2	bucata