

ADAPTOARE DIN CAUCIUC

MANSON CONIC DIN CAUCIUC

- Confectionat din cauciuc, este ideal pentru a fi utilizat la palnii Buchner
- Forma mansonului este conica



Cod	Produs	Diametrul exterior al bazei mari (mm)	Diametrul exterior al bazei mici (mm)	Inaltime (mm)	Grosimea peretilor (mm)	Mod de ambalare
MREC1007.0001	Manson din cauciuc	21	12	18	2,5	bucata
MRTC1008.0001	Manson din cauciuc	27	17	20	3	bucata
MRDC1009.0001	Manson din cauciuc	33	21	24	3	bucata
MRHC1010.0001	Manson din cauciuc	41	27,5	27	4	bucata
MRXC1011.0001	Manson din cauciuc	53	33	34	5	bucata
MRLC1012.0001	Manson din cauciuc	68	48	35	5,5	bucata
MRUC1013.0001	Manson din cauciuc	78	58	35	6	bucata
MRNC1014.0001	Manson din cauciuc	89	66	40	6,5	bucata

ADAPTOARE DIN CAUCIUC



- Sunt confecționate din EP (etilen-propilen-polimer)
- Sunt utilizate pentru etanseizarea conexiunii dintre palnii și flacoane
- Etanseizarea se realizează când flaconul este conectat la vacuum

Cod	Produs	Pentru flacoane cu capacitate de (ml)	Diametrul interior (mm)	Mod de ambalare
ARSC1015.0001	Adaptor din cauciuc	100	17	bucata
ARTC1016.0001	Adaptor din cauciuc	250 - 500	29	bucata
ARPC1017.0001	Adaptor din cauciuc	1000	32	bucata
ARLC1018.0001	Adaptor din cauciuc	2000 - 3000	41	bucata
ARMC1019.0001	Adaptor din cauciuc	5000 - 20000	55	bucata

ADAPTOR PENTRU SN-uri

- Este confecționat din PTFE (politetrafluor etilena)
- Unghiul de inclinație este de max. 120°
- Previne tensiunea ce apare între părțile din sticlă
- Poate fi autoclavat



Cod	Produs	Slifuri	Mod de ambalare
ARFC3163.0001	Adaptor pentru SN-uri	14/23	bucata
ARJC3164.0001	Adaptor pentru SN-uri	19/26	bucata
ARSC3165.0001	Adaptor pentru SN-uri	24/29	bucata
ARXC3166.0001	Adaptor pentru SN-uri	29/32	bucata