

BAI DE APA

BAIE DE APA, ELECTRICA

- Elementele de incalzire nu sunt vizibile in incinta bii de apa
- Este confectionata din otel inoxidabil
- Optional, apa poate fi inlocuita cu ulei de viscozitatea scazuta (50 m Pas)
- Afisaj digital pentru temperatura dorita si cea actuala, precum si pentru viteza
- Prezinta integrat un agitator magnetic, ce contribuie la o buna distribuire a lichidului in incinta

Specificatii tehnice:


Domeniul de temperatura	temperatura camerei → max 200 °C
Capacitatea de incalzire	1000 W
Acuratetea setarilor	± 1 K
Deviatia termica (3L H ₂ O, 90°C)	± 1 K
Afisajul temperaturii	digital
Viteza de agitare a agitatorului magnetic	100 → 800 min ⁻¹
Volum	4 L
Dimensiuni exterioare	H = 250 mm Ø = 250 mm
Greutate	5,7 kg
Tensiunea de alimentare	230 V, 50/60Hz



Cod	Produs	Mod de ambalare
BRMC4536.0001	Baie de apa, electrica	bucata

Accesorii:

- 1) Set de inele (**cod SREC13**) pentru baia de apa. Folosit pentru acoperirea bii. Constituit din 10 inele cu diametre cuprinse intre 25 -185 mm. Acest set de inele previne prafuirea, pierderea caldurii sau contaminarea cu apa a bii de ulei
- 2) Fund intermediar (**cod FRDC14**) pentru baia de apa. Este confectionat din otel inoxidabil si are rol in distributia uniforma a caldurii.



Cod	Produs	Mod de ambalare
SREC13.0001	Set de inele pentru baia de apa	bucata
FRDC14.0001	Fund intermediar pentru baia de apa	bucata

BAIE DE APA

- Interval de temperatura:10-95 °C; suplimentar, prezinta si posibilitatea de fierbere
- Ajustarea temperaturii, se poate face incepand cu cel putin 5 °C peste temperatura mediului ambiant
- Reglarea se realizeaza prin intermediul unui microprocesor electronic
- Timpul de lucru se poate regla intre 1 minut si 999 ore
- Incinta din inox



Specificatii tehnice:

COD	BRNC51 si BRKC57	BRFC52 si BROC58	BRRC53 si BRTC59	BRHC54 si BRRC60	BRKC55 si BRXC61	BRSC56 si BRBC62
Incinta						
Capacitate (l)	7	10	14	22	29	45
Lungime (mm)	240	350	350	350	590	590
Latime (mm)	210	210	290	290	350	350
Inaltime (mm)	140	140	140	220	140	220
Unitate						
Lungime (mm)	468	578	578	578	818	818
Latime (mm)	356	356	436	436	516	516
Inaltime cu capac plat (mm)	238	238	238	296	238	296
Inaltime cu capac înclinat (mm)	337	337	347	405	343	401

Numarul de decupaje pentru inele, doar in cazul baii cu capac plat	1	3	6	6	8	8
Diametrul decupajelor pentru inele, doar in cazul baii de apa cu capac plat	187	107	87	87	107	107
Acuratete temporala/ spatiaa	$\pm 0,1/\pm 0,25^{\circ}\text{C}$					

BAIE DE APA CU CAPAC INCLINAT (vezi foto)

Cod	Produs	Mod de ambalare
BRNC51.0001	Baie de apa cu capac inclinat, 7 litri	bucata
BRFC52.0001	Baie de apa cu capac inclinat, 10 litri	bucata
BRRC53.0001	Baie de apa cu capac inclinat, 14 litri	bucata
BRHC54.0001	Baie de apa cu capac inclinat, 22 litri	bucata
BRKC55.0001	Baie de apa cu capac inclinat, 29 litri	bucata
BRSC56.0001	Baie de apa cu capac inclinat, 45 litri	bucata

BAIE DE APA CU CAPAC PLAT SI SET DE INELE

Cod	Produs	Mod de ambalare
BRKC57.0001	Baie de apa cu capac plat si set de inele, 7 litri	bucata
BROC58.0001	Baie de apa cu capac plat si set de inele, 10 litri	bucata
BRTC59.0001	Baie de apa cu capac plat si set de inele, 14 litri	bucata
BRRC60.0001	Baie de apa cu capac plat si set de inele, 22 litri	bucata
BRXC61.0001	Baie de apa cu capac plat si set de inele, 29 litri	bucata
BRBC62.0001	Baie de apa cu capac plat si set de inele, 45 litri	bucata

ACCESORII PENTRU BAI DE APA (TOATE MODELELE DE BAI, MAI PUTIN BRNC51 si BRKC57) :

Stativ eprubete cu 2 randuri de locase:

Cod	Produs	Nr. de locasuri	Ø (mm)	Latime (mm)	Mod de ambalare
SRFC163.0001	Stativ eprubete pentru baia de apa	40	10	40	bucata
SRBC164.0001	Stativ eprubete pentru baia de apa	40	12	40	bucata
SRMC165.0001	Stativ eprubete pentru baia de apa	24	14,5	42	bucata
SRGC179.0001	Stativ eprubete pentru baia de apa	24	18	50	bucata
SRWC180.0001	Stativ eprubete pentru baia de apa	20	21	55	bucata
SRQC181.0001	Stativ eprubete pentru baia de apa	12	32	80	bucata

Stativ eprubete cu 3 randuri de locase:

Cod	Produs	Nr. de locasuri	Ø (mm)	Latime (mm)	Mod de ambalare
SRIC182.0001	Stativ eprubete pentru baia de apa	60	10	50	bucata
SROC183.0001	Stativ eprubete pentru baia de apa	60	12	55	bucata
SRHC184.0001	Stativ eprubete pentru baia de apa	36	14,5	60	bucata
SREC185.0001	Stativ eprubete pentru baia de apa	36	18	70	bucata
SRAC186.0001	Stativ eprubete pentru baia de apa	30	21	80	bucata

Stativ eprubete cu 4 randuri de locase:

Cod	Produs	Nr. de locasuri	Ø (mm)	Latime (mm)	Mod de ambalare
SRUC187.0001	Stativ eprubete pentru baia de apa	80	10	64	bucata
SRNC188.0001	Stativ eprubete pentru baia de apa	80	12	75	bucata
SRBC189.0001	Stativ eprubete pentru baia de apa	48	14,5	85	bucata
SRVC190.0001	Stativ eprubete pentru baia de apa	48	18	95	bucata
SRXC191.0001	Stativ eprubete pentru baia de apa	40	21	110	bucata

STATIV EPRUBETE PENTRU BAIA DE APA cu codul BRNC51 si BRKC57

Cod	Produs	Nr. de locasuri	Ø (mm)	Mod de ambalare
SRSC192.0001	Stativ eprubete pentru baia de apa	56	18	bucata

GRILAJ BAZAL PENTRU BAIE DE APA

Cod	Produs	Mod de ambalare
GREC193.0001	Grilaj bazal pentru baie de apa de 7 litri	bucata
GRIC194.0001	Grilaj bazal pentru baie de apa de 10 litri	bucata
GRUC195.0001	Grilaj bazal pentru baie de apa de 14/22 litri	bucata
GRSC196.0001	Grilaj bazal pentru baie de apa de 29/45 litri	bucata