

BALOANE ERLLENMEYER

BALON ERLLENMEYER

- Sticla borosilicata 3,3 mm, termorezistenta
- Gat ingust sau gat larg



Cod	Produs	Dimensiuni ($\varnothing_{\text{int. gat aprox}} \times \varnothing_{\text{baza}} \times H$) mm	Mod de ambalare
BMEE58.0001	Balon Erlenmeyer, gat ingust, 25 ml	-	bucata
BMPE59.0001	Balon Erlenmeyer, gat larg, 25 ml	-	bucata
BMTE60.0001	Balon Erlenmeyer, gat ingust, 50 ml	19 x 51 x 85	bucata
BMJE61.0001	Balon Erlenmeyer, gat larg, 50 ml	31 x 51 x 85	bucata
BMZE62.0001	Balon Erlenmeyer, gat ingust, 100 ml	19 x 64 x 105	bucata
BMQE63.0001	Balon Erlenmeyer, gat larg, 100 ml	31 x 64 x 105	bucata
BMRE16.0001	Balon Erlenmeyer, gat ingust, 200 ml	31 x 77 x 132	bucata
BMKE17.0001	Balon Erlenmeyer, gat larg, 200 ml	47 x 79 x 131	bucata
BMPE18.0001	Balon Erlenmeyer, gat ingust, 250 ml	31 x 85 x 140	bucata
BMLE19.0001	Balon Erlenmeyer, gat larg, 250 ml	47 x 85 x 140	bucata
BMYE20.0001	Balon Erlenmeyer, gat ingust, 300 ml	31 x 89 x 153	bucata
BMZE21.0001	Balon Erlenmeyer, gat larg, 300 ml	47 x 87 x 156	bucata

BMXE22.0001	Balon Erlenmeyer, gat ingust, 500 ml	31 x 105 x 175	bucata
BMCE23.0001	Balon Erlenmeyer, gat larg, 500 ml	47 x 105 x 175	bucata
BMVE24.0001	Balon Erlenmeyer, gat ingust, 750 ml	-	bucata
BMBE25.0001	Balon Erlenmeyer, gat larg, 750 ml	-	bucata
BMNE26.0001	Balon Erlenmeyer, gat ingust, 1000 ml	39 x 131 x 220	bucata
BMME27.0001	Balon Erlenmeyer, gat larg, 1000 ml	47 x 131 x 220	bucata
BMRE28.0001	Balon Erlenmeyer, gat ingust, 1500 ml	-	bucata
BMDE29.0001	Balon Erlenmeyer, gat larg, 1500 ml	-	bucata
BMW30.0001	Balon Erlenmeyer, gat ingust, 2000 ml	47 x 166 x 280	bucata
BMIE31.0001	Balon Erlenmeyer, gat larg, 2000 ml	69 x 153 x 275	bucata
BRYC3954.0001	Balon Erlenmeyer, gat ingust, 3000 ml	47 x 187 x 310	bucata
BRZC3955.0001	Balon Erlenmeyer, gat ingust, 5000 ml	47 x 220 x 365	bucata

BALON ERLLENMEYER CU DOP INFILLETABIL

- Este confectionat din sticla Duran
- Prezinta gradatii orientative
- Capacul (infiletabil) este confectionat din PBT (polybutylene terephthalate), iar filetul este acoperit cu PTFE (polytetrafluor ethylene)
- Autoclavabil (inainte de autoclavare trebuie ca dopul sa fie defiletat partial)



Cod	Produs	Ø _{exterior} x H (mm)	Filet	Mod de ambalare
BRKC3038.0001	Balon Erlenmeyer, cu dop, 100 ml	64 x 109	GL 25	bucata
BRZC3039.0001	Balon Erlenmeyer, cu dop, 250 ml	85 x 149	GL 32	bucata
BRDC3040.0001	Balon Erlenmeyer, cu dop, 500 ml	105 x 180	GL 32	bucata
BRFC3041.0001	Balon Erlenmeyer, cu dop, 1000 ml	131 x 225	GL 32	bucata

CAPAC DE REZERVA PENTRU BALOANE ERLENMEYER

- Sunt confectionate din PBT, iar partea de etansare este acoperita cu PTFE; autoclavabile
- Stabile la temperaturi cuprinse intre - 45° → + 180°C



Cod	Produs	Filet	Mod de ambalare
CRYC3042.0010	Capac de rezerva	14	10 bucati
CREC3043.0010	Capac de rezerva	18	10 bucati
CRJC3044.0010	Capac de rezerva	25	10 bucati
CRUC3045.0010	Capac de rezerva	32	10 bucati
CROC3046.0010	Capac de rezerva	45	10 bucati

BALON ERLENMEYER CU GAT LARG, DIN PLASTIC

- Confectionat din PP (polipropilena)
- Cu dop infiletabil
- Autoclavabil



Cod	Produs	Volum	Gradatie	Filet	Mod de ambalare
BRBC3047.0001	Balon Erlenmeyer cu gat larg, din plastic	50 ml	10 ml	GL 40	bucata
BRDC3048.0001	Balon Erlenmeyer cu gat larg, din plastic	100 ml	20 ml	GL 40	bucata
BRAC3049.0001	Balon Erlenmeyer cu gat larg, din plastic	250 ml	50 ml	GL 52	bucata
BRBC3050.0001	Balon Erlenmeyer cu gat larg, din plastic	500 ml	100 ml	GL 52	bucata
BRNC3051.0001	Balon Erlenmeyer cu gat larg, din plastic	1000 ml	200 ml	GL 52	bucata