

## BIURETE

### BIURETA AUTOMATA PELLET

- Sticla borosilicata 3,3 mm termorezistenta
- Constituita din trei elemente: coloana biuretei (transparenta), rezervor, 2 l ( brun sau transparent) si para. Sticlaria de culoare bruna se preteaza a se folosi pentru solutiile fotosensibile
- Sunt de clasa A

**NOTA: BIURETELE CU CODUL BRHC4852 SI BRBC4853 NU SE LIVREAZA CU PARA. ACEASTA SE COMANDA SEPARAT**



### Biureta automata Pellet, clasa A , cu robinet de sticla

Cod	Produs	Culoare rezervor/ coloana	Subdiviziune (ml)	Mod de ambalare
BRHC4852.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 10 ml	transparent/transparenta	0,02	bucata
BMTE451.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 10 ml	transparent/transparenta	0,1	bucata
BMSE452.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 10 ml	brun/transparenta	0,1	bucata
BMZE453.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 10 ml	transparent/transparenta	0,05	bucata
BMLE454.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 10 ml	brun/transparenta	0,05	bucata
BMPE455.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 25 ml	transparent/transparenta	0,1	bucata
BMQE456.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 25 ml	brun/transparenta	0,1	bucata
BMDE457.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 25 ml	transparent/transparenta	0,05	bucata
BMBE458.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 25 ml	brun/transparenta	0,05	bucata
BMAE459.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 50 ml	transparent/transparenta	0,1	bucata
BMFE460.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 50 ml	brun/transparenta	0,1	bucata
BMHE461.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 100 ml	transparent/transparenta	0,2	bucata
BMGE462.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 100 ml	brun/transparenta	0,2	bucata

### Biureta automata Pellet, clasa A , cu robinet de teflon

Cod	Produs	Culoare rezervor/ coloana	Subdiviziune (ml)	Mod de ambalare
BRBC4853.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 10 ml	brun/brun	0,02	bucata
BMME463.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 10 ml	transparent/transparenta	0,1	bucata
BMBE464.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 10 ml	brun/transparenta	0,1	bucata
BMAE465.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 10 ml	transparent/transparenta	0,05	bucata
BMVE466.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 10 ml	brun/transparenta	0,05	bucata
BMCE467.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 25 ml	transparent/transparenta	0,1	bucata
BMNE468.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 25 ml	brun/transparenta	0,1	bucata
BMIE469.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 25 ml	transparent/transparenta	0,05	bucata
BMTE470.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 25 ml	brun/transparenta	0,05	bucata
BMRE471.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 50 ml	transparent/transparenta	0,1	bucata

BMPE472.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 50 ml	brun/ transparenta	0,1	bucata
BMSE473.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 100 ml	transparent/ transparenta	0,2	bucata
BMAE474.0001	Biureta automata Pellet, clasa A, 100 ml	brun/ transparenta	0,2	bucata

## BIURETA AUTOMATA

- Coloana biuretei este confectionata din sticla borosilicata 3.3, iar rezervorul si furtunul de legatura, sunt confectionate din PP (polipropilena).
- Prezinta avantajul ca este mai putin fragila, datorita partilor din plastic; de asemenea, polipropilena are o buna rezistenta chimica (a se consulta sectiunea cu rezistenta materialelor plastice la substante chimice-catalogul Ingen Laboratory)
- Rezervorul este prevazut cu o talpa, ce asigura o buna stabilitate
- Se pot realiza titrari de precizie, cu picaturi mici; acest aspect, este facilitat de sistemul de apasare si de varful ingust de curgere
- Poate fi folosita atat cu mana stanga, cat si cu mana dreapta
- Gradatia corespunde clasei B
- Livrarea include: biureta completa cu rezervor, talpa, furtun de legatura si coloana din sticla



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Gradatie (ml)	Acuratete ( $\pm$ ml)	Volumul rezervorului (ml)	Mod de ambalare
BRGC4854.0001	Biureta automata	5	0,05	0,015	500	bucata
BRDC4855.0001	Biureta automata	10	0,05	0,030	500	bucata
BRPC4856.0001	Biureta automata	15	0,10	0,045	500	bucata
BRKC4857.0001	Biureta automata	25	0,10	0,045	1000	bucata
BRHC4858.0001	Biureta automata	50	0,10	0,045	1000	bucata

#### Accesorii:

Cod	Produs	Mod de ambalare
RRPC4859.0001	Rezervor 1000 ml	bucata
RRFC4860.0001	Rezervor 500 ml	bucata
DRDC4861.0001	Duza de curgere	bucata

#### PARA, DE REZERVA, PENTRU BIURETA


- Este confectionata din PVC (polyvinylchlorid) moale, fiind prevazuta cu supape
- Destinata umplerii automate a biuretelor cu rezervor (biurete Pellet)
- Lungimea furtunului este de 25 cm, iar lungimea totala a pereii este de 34 cm



Cod	Produs	Mod de ambalare
PRJC3456.0001	Para, de rezerva, pentru biureta	bucata

### BIURETA CU ROBINET DREPT

- Este din sticla borosilicata de 3,3 mm termorezistenta
- Robinetul este din sticla sau teflon
- Clasa A



### Biureta cu robinet drept, clasa A , cu robinet de sticla


Cod	Produs	Culoare	Subdiviziune (ml)	Mod de ambalare
BMTE194.0001	Biureta cu robinet drept, 10 ml, clasa A	transparenta	0,05	bucata
BMME195.0001	Biureta cu robinet drept, 25 ml, clasa A	transparenta	0,1	bucata
BMIE196.0001	Biureta cu robinet drept, 25 ml, clasa A	transparenta	0,05	bucata
BMRE197.0001	Biureta cu robinet drept, 50 ml, clasa A	transparenta	0,1	bucata
BMEE198.0001	Biureta cu robinet drept, 100 ml, clasa A	transparenta	0,2	bucata

### Biureta cu robinet drept, clasa A , cu robinet de teflon

Cod	Produs	Culoare	Subdiviziune (ml)	Mod de ambalare
BMOE405.0001	Biureta cu robinet drept, 10 ml, clasa A	transparenta	0,05	bucata
BMTE407.0001	Biureta cu robinet drept, 25 ml, clasa A	transparenta	0,1	bucata
BMVE409.0001	Biureta cu robinet drept, 25 ml, clasa A	transparenta	0,05	bucata
BMPE411.0001	Biureta cu robinet drept, 50 ml, clasa A	transparenta	0,1	bucata
BMBE413.0001	Biureta cu robinet drept, 100 ml, clasa A	transparenta	0,2	bucata

### BIURETA CU ROBINET LATERAL

- Este din sticla borosilicata de 3,3 mm termorezistenta
- Robinetul este din sticla sau teflon
- Clasa A



#### Biureta cu robinet lateral, clasa A , cu robinet de sticla

Cod	Produs	Culoare	Subdiviziune (ml)	Mod de ambalare
BMZE204.0001	Biureta cu robinet lateral, 10 ml, clasa A	transparenta	0,05	bucata
BMVE205.0001	Biureta cu robinet lateral, 25 ml, clasa A	transparenta	0,05	bucata
BMWE206.0001	Biureta cu robinet lateral, 25 ml, clasa A	transparenta	0,1	bucata
BMHE207.0001	Biureta cu robinet lateral, 50 ml, clasa A	transparenta	0,1	bucata
BMYE208.0001	Biureta cu robinet lateral, 100 ml, clasa A	transparenta	0,2	bucata

#### Biureta cu robinet lateral, clasa A , cu robinet de teflon


Cod	Produs	Culoare	Subdiviziune (ml)	Mod de ambalare
BMQE415.0001	Biureta cu robinet lateral, 10 ml, clasa A	transparenta	0,05	bucata
BMZE417.0001	Biureta cu robinet lateral, 25 ml, clasa A	transparenta	0,05	bucata
BMAE420.0001	Biureta cu robinet lateral, 25 ml, clasa A	transparenta	0,1	bucata
BMGE422.0001	Biureta cu robinet lateral, 50 ml, clasa A	transparenta	0,1	bucata



BMTE424.0001	Biureta cu robinet lateral, 100 ml, clasa A	transparenta	0,2	bucata
--------------	--	--------------	-----	--------

## MICROBIURETA

- Este confectionata din sticla borosilicata 3,3 termorezistenta
- Cu tub lateral pentru umplere
- Robinet din sticla
- Clasa A



Cod	Produs	Subdiviziune (ml)	Toleranta (ml)	Lungime (mm)	Mod de ambalare
MMSE622.0001	Microbiureta 1 ml	0,002	0,001	620	bucata
MMTE623.0001	Microbiureta 2 ml	0,01	0,005	700	bucata
MMPE624.0001	Microbiureta 3 ml	0,01	0,005	730	bucata
MMHE625.0001	Microbiureta 5 ml	0,01	0,005	730	bucata
MMME626.0001	Microbiureta 10 ml	0,02	0,01	730	bucata