


CILINDRI GRADATI

CILINDRU GRADAT CU TALPA SI CIOC

- Sticla borosilicata 3,3 mm termorezistenta
- Clasa A
- Talpa este din sticla
- Inscriptia poate fi de culori diferite
- Diferite volume




Cod	Produs	Inaltime (mm)	Gradatie (ml)	Toleranta (\pm ml)	Mod de ambalare
CMOE167.0001	Cilindru gradat cu talpa si cioc, 5 ml, clasa A	110	0,1	0,1	bucata
CMME168.0001	Cilindru gradat cu talpa si cioc, 10 ml, clasa A	135	0,2	0,2	bucata
CMRE169.0001	Cilindru gradat cu talpa si cioc, 25 ml, clasa A	160	0,5	0,5	bucata
CMAE170.0001	Cilindru gradat cu talpa si cioc, 50 ml, clasa A	195	1	0,50	bucata

CMDE171.0001	Cilindru gradat cu talpa si cioc, 100 ml, clasa A	250	1	1	bucata
CMZE172.0001	Cilindru gradat cu talpa si cioc, 250 ml, clasa A	300	2	2	bucata
CMQE173.0001	Cilindru gradat cu talpa si cioc, 500 ml, clasa A	350	5	5	bucata
CMCE174.0001	Cilindru gradat cu talpa si cioc, 1000 ml, clasa A	430	10	10	bucata
CMTE175.0001	Cilindru gradat cu talpa si cioc, 2000 ml, clasa A	500	20	20	bucata

CILINDRU GRADAT CU DOP

- Sticla borosilicata de 3,3 mm termorezistenta
- Este cu slif si dop
- Talpa din sticla



Cod	Produs	Inaltime (mm)	Gradatie (ml)	Toleranta (\pm ml)	Mod de ambalare
CMEE98.0001	Cilindru gradat cu dop, clasa A, 5 ml	130	0,1	0,10	bucata
CMTE99.0001	Cilindru gradat cu dop, clasa A, 10 ml	150	0,2	0,10	bucata

CMJE100.0001	Cilindru gradat cu dop, clasa A, 25 ml	150	0,5	0,25	bucata
CMHE101.0001	Cilindru gradat cu dop, clasa A, 50 ml	215	1	0,25	bucata
CMAE102.0001	Cilindru gradat cu dop, clasa A, 100 ml	270	1	0,50	bucata
CMDE103.0001	Cilindru gradat cu dop, clasa A, 250 ml	320	2	1,0	bucata
CMQE104.0001	Cilindru gradat cu dop, clasa A, 500 ml	380	5	2,25	bucata
CMNE105.0001	Cilindru gradat cu dop, clasa A, 1000 ml	460	10	5	bucata
CMVE491.0001	Cilindru gradat cu dop, clasa A, 2000 ml	530	20	10	bucata

CILINDRU GRADAT DIN PLASTIC

- Gradatia este in relief
- Este din polipropilena (PP)
- Autoclavabil
- Poate fi de forma inalta sau forma joasa



Cilindru gradat, forma inalta

Cod	Produs	Gradatie (ml)	Toleranta (\pm ml)	\varnothing x h (mm)	Mod de ambalare
CRDC692.0001	Cilindru gradat din plastic, 10 ml, forma inalta	0,2	0,2	15 x 145	bucata
CRHC694.0001	Cilindru gradat din plastic, 25 ml, forma inalta	0,5	0,5	22 x 170	bucata
CRVC696.0001	Cilindru gradat din plastic, 50 ml, forma inalta	1,0	1,0	27 x 200	bucata
CRAC698.0001	Cilindru gradat din plastic, 100 ml, forma inalta	1,0	1,0	33 x 250	bucata
CROC700.0001	Cilindru gradat din plastic, 250 ml, forma inalta	2,0	2,0	44 x 315	bucata
CRSC702.0001	Cilindru gradat din plastic, 500 ml, forma inalta	5,0	5,0	58 x 360	bucata
CRPC704.0001	Cilindru gradat din plastic, 1000 ml, forma inalta	10,0	10,0	69 x 440	bucata
CRLC706.0001	Cilindru gradat din plastic, 2000 ml, forma inalta	20,0	20,0	97 x 482	bucata

Cilindru gradat, forma joasa

Cod	Produs	Gradatie (ml)	\varnothing x h (mm)	Mod de ambalare
CRFC693.0001	Cilindru gradat din plastic, 10 ml, forma joasa	0,25	16 x 88	bucata
CRNC695.0001	Cilindru gradat din plastic, 25 ml, forma joasa	1,0	22 x 107	bucata
CRYC697.0001	Cilindru gradat din plastic, 50 ml, forma joasa	2,5	29 x 143	bucata
CRIC699.0001	Cilindru gradat din plastic, 100 ml, forma joasa	5,0	34 x 178	bucata
CREC701.0001	Cilindru gradat din plastic, 250 ml, forma joasa	10,0	45,5 x 264	bucata
CRWC703.0001	Cilindru gradat din plastic, 500 ml, forma joasa	10,0	55,5 x 305	bucata
CRKC705.0001	Cilindru gradat din plastic, 1000 ml, forma joasa	25,0	70 x 332	bucata
CRTC707.0001	Cilindru gradat din plastic, 2000 ml, forma joasa	50,0	92 x 370	bucata