

## CLEME PENTRU RACORDURI

### CLEMA PENTRU RACORDURI (TIP ARC)

- Confectionata din otel nichelat, este ideala pentru sustinerea racordurilor conice



Cod	Produs	SN	Mod de ambalare
CREC1527.0001	Clema pentru racorduri tip arc	14/23	bucata
CRNC1528.0001	Clema pentru racorduri tip arc	19/26	bucata
CRQC1529.0001	Clema pentru racorduri tip arc	24/29	bucata
CRLC1530.0001	Clema pentru racorduri tip arc	29/32	bucata
CRZC1531.0001	Clema pentru racorduri tip arc	45/40	bucata

## CLEME PENTRU RACORDURI CONICE, DIN PLASTIC

- Confectionate din polioximetilen, este rezistenta la majoritatea substantelor chimice
- Sunt stabile pana la temperatura de +150 °C
- Punctul de topire este la +175 °C
- Disponibile in mai multe culori



Cod	Produs	Pentru racorduri standard	Culoare	Mod de ambalare
CRFC1532.0012	Clema pentru racorduri conice	10	verde	12 bucati
CRYC1533.0012	Clema pentru racorduri conice	12	violet	12 bucati
CRGC1534.0012	Clema pentru racorduri conice	14	galben	12 bucati
CRHC1535.0012	Clema pentru racorduri conice	19	albastru	12 bucati
CRJC1536.0012	Clema pentru racorduri conice	24	verde	12 bucati
CRNC1537.0012	Clema pentru racorduri conice	29	rosu	12 bucati
CRPC1538.0012	Clema pentru racorduri conice	34	portocaliu	12 bucati
CRLC1539.0012	Clema pentru racorduri conice	40	galben	12 bucati
CRBC1540.0012	Clema pentru racorduri conice	45	maro	12 bucati

## SET DE CLEME, DIN PLASTIC, PENTRU RACORD CONIC

- Setul include cate o bucata din fiecare din clemele de mai sus (9 bucati) si suplimentar cleme pentru racordurile 14, 19 si 24

Cod	Produs	Mod de ambalate
SRNC1546.0012	Set de cleme, din plastic, pentru racord conic	Set (12 buc)

## CLEMA PENTRU RACORD CONIC, DIN OTEL

- Clema este confectionata din otel placat cu nichel
- Are forma de arc
- Rezista la temperaturi de peste 150 °C
- Se poate autoclava



Cod	Produs	Pentru racorduri standard	Mod de ambalare
CRDC1541.0004	Clema pentru racord conic	14	4 bucati
CRRC1542.0004	Clema pentru racord conic	19	4 bucati
CRCC1543.0004	Clema pentru racord conic	24	4 bucati
CRQC1544.0004	Clema pentru racord conic	29	4 bucati

## SET DE CLEME, DIN OTEL, PENTRU RACORD CONIC

Cod	Produs	Mod de ambalate
SRTC1545.0001	Set de cleme, din otel, pentru racord conic	Set (4 buc)

## CLEMA CU ARC

- Este confectionata din otel nichelat, prevazuta cu arc pentru strangere
- Poate prezenta si un surub pentru blocarea clemei



Cod	Produs	SN	Mod de ambalare
CROC1547.0001	Clema cu arc fara surub de blocare	14/23	bucata
CRHC1548.0001	Clema cu arc fara surub de blocare	19/26	bucata
CRFC1549.0001	Clema cu arc fara surub de blocare	24/29	bucata
CRSC1550.0001	Clema cu arc fara surub de blocare	29/32	bucata
CRBC1551.0001	Clema cu arc fara surub de blocare	45/40	bucata
CRZC1552.0001	Clema cu arc, cu surub de blocare	14/23	bucata
CRGC1553.0001	Clema cu arc, cu surub de blocare	19/26	bucata

CRMC1554.0001	Clema cu arc, cu surub de blocare	24/29	bucata
CRUC1555.0001	Clema cu arc, cu surub de blocare	29/32	bucata
CRJC1556.0001	Clema cu arc, cu surub de blocare	45/40	bucata

## CLEMA PENTRU RACORDURI ROTUNDE

- Clema este confectionata din otel cromat
- Este destinata securizarii racordurilor sferice



Cod	Produs	SN	Mod de ambalare
CRDC1557.0001	Clema pentru racorduri rotunde	13/2	bucata
CREC1558.0001	Clema pentru racorduri rotunde	19/9	bucata
CRKC1559.0001	Clema pentru racorduri rotunde	29/15	bucata
CRNC1560.0001	Clema pentru racorduri rotunde	35/25	bucata
CRSC1561.0001	Clema pentru racorduri rotunde	40/25	bucata
CRZC1562.0001	Clema pentru racorduri rotunde	65/45	bucata