

CONURI PENTRU SEDIMENTARE

CON SEDIMENTARE IMHOFF

- Este confectionat din sticla Duran
- Gradat
- Volumul este de 1000 ml
- Diametrul superior este de 120 mm, lungimea este de 465 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRXC3064.0001	Con sedimentare Imhoff	bucata

CON SEDIMENTARE IMHOFF, CU ROBINET


- Este confectionat din sticla borosilicata 3,3 termorezistenta
- Volumul conului este de 1000 ml, fiind gradat pana la 100 ml si marcat la 1000 ml
- Robinetul este confectionat din sticla
- Dimensiuni: L (cu robinet) = 510 mm; L (fara robinet)= 465 mm; diametrul superior= 120 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRSC3065.0001	Con sedimentare Imhoff, cu robinet	bucata

CON SEDIMENTARE IMHOFF, DIN PLASTIC

- Confectionat din PC (policarbonat) transparent
- Prezinta gradatii iesite in relief si dop infiletabil pentru golire
- Volumul conului este de 1000 ml, cu subdiviziunile: intre 0-2 ml→0,1 ml; intre 2-10 ml→0,5 ml; intre 10-40 ml→1 ml; intre 40-100 ml→2 ml; intre 100-1000 ml→50 ml
- Se livreaza fara support



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRHC3066.0001	Con sedimentare Imhoff, din plastic	bucata

STATIV PENTRU 2 CONURI IMHOFF

- Este confectionat din sticla acrilica
- Dimensiuni (L x l x h): 300 x 150 x 290 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
SRQC3067.0001	Stativ pentru 2 conuri Imhoff	bucata