

CONTAINERE (FLACOANE) PENTRU DEPOZITAT

CONTAINERE PENTRU DEPOZITAT

- Sunt confectionate din aliaj nichel–crom si sunt prevazute cu capac
- Containerele sunt ideale pentru a depozita atat substante solide cat si lichide
- Aprobate pentru depozitarea de alimente



Cod	Produs	Capacitate (l)	L x l x H (mm)	Mod de ambalare
CRCC743.0001	Container pentru depozitare	0,46 l	80 x 80 x 80	bucata
CRQC744.0001	Container pentru depozitare	2,5 l	140 x 140 x 140	bucata
CREC746.0001	Container pentru depozitare	7,5 l	200 x 200 x 200	bucata

CUTIE DE CONSERVARE

- Sunt confectionate din aluminiu de puritate 99,5%
- Capacelele sunt infiletabile, cu garnitura din cauciuc, pentru a fi cat mai etanse
- Pot fi congelate pana la $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Se pot autoclava la $+121\text{ }^{\circ}\text{C}$



Cod	Produs	Capacitate de umplere (ml)	H x Ø (mm)	Mod de ambalare
CRPC747.0100	Cutie de conservare, 3 ml	2	23 x 14,5	100 bucati
CRVC748.0100	Cutie de conservare, 15 ml	10	29 x 30	100 bucati

TAVITE DIN ALUMINIU CU CAPAC

- Sunt turmate intr-o singura piesa, nu curg si sunt igienice
- Capacele din carton sunt invelite pe o parte in aluminiu si pot fi securizate prin indoirea marginilor tavitei
- De asemenea, capacele au o parte pe care se poate scrie sau lipi etichete



Cod	Produs	Capacitate	L _{superioara} x l _{superioara} x h (mm)	Mod de ambalare
TRIC749.0100	Tavite din aluminiu cu capac	250 ml	120 x 95 x 35	100 bucati
TRPC750.0100	Tavite din aluminu cu capac	500 ml	140 x 115 x 40	100 bucati

TAVITE DIN ALUMINIU CU CAPAC TRANSPARENT

- Confectionate din aluminiu, au capac din PVC transparent
- Tavitele au forma rectangulara
- Capacitatea lor este de aproximativ 130 ml



Cod	Produs	L _{superioara} X l _{superioara} X H (mm)	Mod de ambalare
TRVC751.0050	Tavite din aluminiu cu capac transparent	115 x 70 x 40	50 bucati

PAHARE PENTRU PROBE

- Materialul din care sunt confectionate este polipropilena
- Au volum de 100 ml, avand pe o parte incrustate gradatii la 20, 40, 60, 80 si 100ml
- Dimensiunile paharului sunt: inaltimea= 50mm si diametrul=72mm
- Paharele sunt prevazute cu capace de hartie autoadeziva



Cod	Produs	Mod de ambalare
PRSC752.0100	Pahar pentru probe	100 bucati

CUTII HERMETICE PENTRU DEPOZITARE

- Confectionate din polistiren, sunt prevazute cu capac
- Pot fi folosite si pentru depozitarea de alimente



Cod	Produs	Dimensiuni (L x l x H) mm	Mod de ambalare
CRRC753.0005	Cutii ermetice pentru depozitare, de 500ml	100 x 100 x 65	5 bucati
CRNC754.0005	Cutii ermetice pentru depozitare, de 1000ml	200 x 100 x 65	5 bucati
CRWC755.0008	Cutii ermetice pentru depozitare, de 2000ml	200 x 200 x 65	8 bucati

CUTII PENTRU CONGELARE LA TEMPERATURI SCAZUTE

- Confectionate din polietilena si sunt stabile la temperaturi cuprinse intre – 40 si +95 °C
- Rectangulare, usor conice, sunt prevazute cu capac
- Se pot depozita una peste alta, putand fi folosite si pentru depozitarea alimentelor



Cod	Produs	Capacitate	Dimensiuni (L x l x H) mm	Mod de ambalare
CRBC756.0005	Cutie pentru congelare la temperaturi joase	500 ml	103 x 103 x 64	5 bucati
CRDC757.0005	Cutie pentru congelare la temperaturi joase	1000 ml	207 x 103 x 64	5 bucati
CRSC758.0005	Cutie pentru congelare la temperaturi joase	1000 ml	103 x 103 x 127	5 bucati
CRPC759.0005	Cutie pentru congelare la temperaturi joase	1500 ml	207 x 103 x 94	5 bucati
CRGC760.0005	Cutie pentru congelare la temperaturi joase	2000 ml	208 x 208 x 64	5 bucati
CRFC761.0005	Cutie pentru congelare la temperaturi joase	2000 ml	255 x 103 x 94	5 bucati
CRVC762.0005	Cutie pentru congelare la temperaturi joase	3300 ml	208 x 208 x 94	5 bucati

FLACON DIN TEFLON CU CAPAC

- Se preteaza pentru a depozita mostre sau substante
- Fiind confectionate din teflon sunt foarte rezistente la chimicale si stabile pe un interval larg de temperatura
- Pot fi autoclavate
- Se pot depozita unele peste altele.



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Ø x H (mm)	Ø interior al gatului (mm)	Mod de ambalare
FRDC4615.0001	Flacon din teflon cu capac	15	34 x 34	26	bucata
FRTC4616.0001	Flacon din teflon cu capac	30	62 x 34	26	bucata
FRBC4617.0001	Flacon din teflon cu capac	60	46 x 60	47	bucata
FRMC4618.0001	Flacon din teflon cu capac	120	62 x 72	54	bucata
FRLC4619.0001	Flacon din teflon cu capac	240	100 x 72	60	bucata
FRSC4620.0001	Flacon din teflon cu capac	360	95 x 90	73	bucata
FRZC4621.0001	Flacon din teflon cu capac	480	125 x 90	73	bucata
FRQC4622.0001	Flacon din teflon cu capac	1000	160 x 110	92	bucata
FRPC4623.0001	Flacon din teflon cu capac	2200	260 x 134	110,60	bucata

FLACON CU CAPAC INFILETABIL

- Confectionate din polietilena, sunt ideale pentru depozitarea de lichide sau sustante solide
- Se inchid etans si prezinta pereti grosi



Cod	Produs	Capacitate	\emptyset exterior x \emptyset interior x H (mm)	Mod de ambalare
FRLC772.0010	Flacon cu capac infiletabil	5 ml	21 x 17 x 30	10 bucati
FRIC773.0010	Flacon cu capac infiletabil	10 ml	21 x 17 x 52	10 bucati
FRUC774.0010	Flacon cu capac infiletabil	30 ml	35 x 31 x 53	10 bucati
FRMC775.0010	Flacon cu capac infiletabil	60 ml	35 x 31 x 92	10 bucati
FRTC776.0005	Flacon cu capac infiletabil	90 ml	55 x 50 x 62	5 bucati
FRZC777.0005	Flacon cu capac infiletabil	180 ml	55 x 50 x 108	5 bucati

FLACONASE ROTUNDE CU CAPAC

- Capacul este confectionat din polietilena, iar flaconul poate fi din HDPE (polietilena de inalta densitate) sau din PP (polipropilena)
- Sunt ideale pentru stocarea substantelor granulate, sub forma de pudra sau a pastelor



Cod	Produs	Capacitate	Diametrul	Inaltime	Material	Mod de
-----	--------	------------	-----------	----------	----------	--------

			(mm)	(mm)		ambalare
FRJC778.0010	Flaconase rotunde cu capac	30ml	35	54	HDPE	10 bucati
FRXC779.0010	Flaconase rotunde cu capac	75ml	45	67	HDPE	10 bucati
FRKC780.0010	Flaconase rotunde cu capac	150ml	64	67	HDPE	10 bucati
FRYC781.0010	Flaconase rotunde cu capac	300ml	64	110	HDPE	10 bucati
FROC782.0010	Flaconase rotunde cu capac	750ml	108	96	PP	10 bucati
FRPC783.0005	Flaconase rotunde cu capac	1250ml	108	155	PP	5 bucati

CUTII PARALELIPIPEDICE PENTRU DESTINATII DIVERSE

- Sunt confectionate din stiren acrilonitril, iar capacul din polietilena
- Cutiile sunt usor de manevrat, pot fi puse una peste alta, iar datorita marginilor rotunjite sunt usor de curatat
- Sunt ideale pentru a depozita obiecte mici si substante granulate sau sub forma de pudra
- Cutiile de 500ml se preteaza pentru stocarea gelurilor pentru electroforeza



Cod	Prodot	Capacitate	Dimensiuni (L x l x H) mm	Mod de ambalare
-----	--------	------------	---------------------------	-----------------

CRUC786.0004	Cutii paralelipipedice pentru destinatii diverse	325 ml	129 x 75 x 59	4 bucati
CROC787.0002	Cutii paralelipipedice pentru destinatii diverse	500 ml	191 x 156 x 37	2 bucati
CRTC789.0002	Cutii paralelipipedice pentru destinatii diverse	1000 ml	127 x 73 x 175	2 bucati
CRYC790.0001	Cutii paralelipipedice pentru destinatii diverse	2000 ml	191 x 154 x 94	bucata

CUTII ROTUNDE CU GAT LARG

- Incolore, cutiile au gat larg pentru a putea fi umplute cu usurinta
- Sunt ideale pentru a depozita obiecte mici sau substante sub forma de granule sau pudra
- Cutiile de la 125 ml pana la 1000 ml, prezinta pe capac un mic santulet, motiv pentru care pot fi asezate unele peste altele
- Nu se preteaza pentru transportul de lichide
- Se pot autoclava



Cutii rotunde cu gat larg din policarbonat

Transparente, netoxice, rezistente la socuri, sunt excelente pentru a fi depozitate in camere de racire

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Øcutie X Øcapac (mm)	Inaltime (mm)	Mod de ambalare
CRFC791.0004	Cutii rotunde cu gat larg	15 ml	32 x 38	46	4 bucati
CRSC792.0004	Cutii rotunde cu gat larg	30 ml	36 x 43	48	4 bucati
CRCC793.0004	Cutii rotunde cu gat larg	60 ml	48 x 53	48	4 bucati
CRPC794.0004	Cutii rotunde cu gat larg	125 ml	69 x 70	74	4 bucati
CRNC795.0004	Cutii rotunde cu gat larg	250 ml	66 x 70	119	4 bucati
CRBC796.0004	Cutii rotunde cu gat larg	500 ml	117 x 120	86	4 bucati
CRLC797.0004	Cutii rotunde cu gat larg	1000 ml	112 x 120	142	4 bucati

Cutii rotunde cu gat larg din polimetilpentena

Transparente, sunt rezistente la substante chimice. Ideale pentru depozitare pe termen lung
Sunt aprobate pentru depozitarea de alimente

Cod	Produs	Capacitate	Øcutie X Øcapac (mm)	Inaltime (mm)	Mod de ambalare
CRQC802.0004	Cutii rotunde cu gat larg	60 ml	48 x 53	48	4 bucati
CRBC803.0004	Cutii rotunde cu gat larg	125 ml	69 x 70	74	4 bucati
CRWC804.0004	Cutii rotunde cu gat larg	250 ml	66 x 70	119	4 bucati
CRMC805.0004	Cutii rotunde cu gat larg	500 ml	117 x 120	86	4 bucati
CRNC806.0004	Cutii rotunde cu gat larg	1000 ml	117 x 120	142	4 bucati

Cutii rotunde cu gat larg din polipropilena

Transparente, pezinta rezistenta buna la chimicale. Se preteaza si pentru depozitarea de alimente

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Øcutie X Øcapac (mm)	Inaltime (mm)	Mod de ambalare
CRSC807.0012	Cutii rotunde cu gat larg	15 ml	32 x 38	46	12 bucati
CRZC808.0012	Cutii rotunde cu gat larg	30 ml	36 x 43	48	12 bucati
CRRC809.0012	Cutii rotunde cu gat larg	60 ml	48 x 53	48	12 bucati
CRCC810.0012	Cutii rotunde cu gat larg	125 ml	64 x 70	74	12 bucati
CRLC811.0006	Cutii rotunde cu gat larg	250 ml	66 x 70	119	6 bucati
CRTC812.0006	Cutii rotunde cu gat larg	500 ml	117 x 120	86	6 bucati

	larg				
CRUC813.0006	Cutii rotunde cu gat larg	1000 ml	117 x 120	145	6 bucati