

CREUZETE

CREUZETE DIN PORTELAN

- Confectionate din portelan glazurat
- Prezinta o buna rezistenta la chimicale si influente fizice
- Temperatura maxima pana la care sunt stabile este de +1000 °C
 - Continutul de Al₂O₃ este de aproximativ 40%

CREUZET DIN PORTELAN



Cod	Produce	Capacitate (ml)	Ø _{superior} X H (mm)	Mod de ambalare
CRIC1040.0010	Creuzet din portelan	8	30 x 20	10 bucati
CRUC1041.0010	Creuzet din portelan	11	35 x 23	10 bucati
CRPC1042.0010	Creuzet din portelan	20	40 x 26	10 bucati
CRLC1043.0010	Creuzet din portelan	25	45 x 29	10 bucati
CRJC1044.0010	Creuzet din portelan	40	50 x 32	10 bucati
CRMC1045.0010	Creuzet din portelan	65	60 x 38	10 bucati
CRVC1046.0010	Creuzet din portelan	95	70 x 47	10 bucati
CRQC1047.0010	Creuzet din portelan	180	83 x 55	10 bucati

CREUZET DIN PORTELAN



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Diametrul superior (mm)	Inaltimea (mm)	Mod de ambalare
CRNC1048.0010	Creuzet din portelan	10	30	25	10 bucati
CRDC1049.0010	Creuzet din portelan	13	35	28	10 bucati
CRHC1050.0010	Creuzet din portelan	20	40	32	10 bucati
CRXC1051.0010	Creuzet din portelan	38	45	36	10 bucati
CRRC1052.0010	Creuzet din portelan	50	50	40	10 bucati
CRCC1053.0010	Creuzet din portelan	60	52	43	10 bucati
CREC1054.0010	Creuzet din portelan	90	60	50	10 bucati
CRFC1055.0010	Creuzet din portelan	150	70	60	10 bucati
CRJC1056.0010	Creuzet din portelan	230	82	65	10 bucati

CREUZET DIN PORTELAN



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Diametrul superior (mm)	Inaltimea (mm)	Mod de ambalare
CRPC1057.0010	Creuzet din portelan	15	30	38	10 bucati
CREC1058.0010	Creuzet din portelan	24	35	44	10 bucati
CRIC1059.0010	Creuzet din portelan	40	40	51	10 bucati
CRYC1060.0010	Creuzet din portelan	50	46	53	10 bucati
CRFC1061.0010	Creuzet din portelan	85	51	65	10 bucati
CRRC1062.0010	Creuzet din portelan	140	60	79	10 bucati

CAPAC PENTRU CREUZETE



Cod	Produs	Pentru creuzet cu diametrul de (mm)	Mod de ambalare
CRPC1063.0010	Capac pentru creuzet	30	10 bucati
CRNC1064.0010	Capac pentru creuzet	35	10 bucati
CRCC1065.0010	Capac pentru creuzet	40	10 bucati
CRSC1066.0010	Capac pentru creuzet	45/46	10 bucati
CRTC1067.0010	Capac pentru creuzet	50/52	10 bucati
CRGC1068.0010	Capac pentru creuzet	60	10 bucati
CRVC1069.0005	Capac pentru creuzet	70	5 bucati
CREC1070.0005	Capac pentru creuzet	80	5 bucati

CREUZET CU CAPAC

- Atat creuzetul cat si capacul sunt confectionate din fier
- Grosimea peretilor este de 2mm
- Creuzetul are o inaltime de 35mm si un diametru al gurii de 45mm
- Capacul este optional



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRCC1020.0001	Creuzet	bucata
CRYC1021.0001	Capac pentru creuzet	bucata

CREUZET CU CAPAC

- Creuzetul este confectionat din otel inoxidabil, cu grosimea peretelui de 1 mm
- Stabil termic pana la 850°C
- Capacul se poate comercializa si separat
- Creuzetul poate fi de mai multe capacitati



Creuzet

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Diametrul exterior (mm)	Inaltimea (mm)	Mod de ambalare
CRBC1022.0001	Creuzet	25	35	35	bucata
CROC1023.0001	Creuzet	30	40	35	bucata
CRZC1024.0001	Creuzet	70	50	45	bucata

Capac pentru creuzet

Cod	Produs	Mod de ambalare
CRCC1025.0001	Capac pentru creuzet de 25ml	bucata
CRYC1026.0001	Capac pentru creuzet de 30ml	bucata
CRRC1027.0001	Capac pentru creuzet de 70 ml	bucata

CREUZET

- Atat creuzetul cat si capacul sunt confectionate din nichel pur (99,6%)
- Grosimea peretelui este de 1 mm
- Stabil termic pana la 750°C
- Capacul se comanda separat, fiind optional



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Diametrul exterior (mm)	Inaltimea (mm)	Mod de ambalare
CRZC1028.0001	Creuzet	15	30	30	bucata
CRYC1029.0001	Creuzet	25	35	35	bucata
CRSC1030.0001	Creuzet	30	40	40	bucata
CREC1031.0001	Creuzet	50	45	45	bucata


CRFC1032.0001	Creuzet	70	50	50	bucata
CRWC1033.0001	Creuzet	130	60	60	bucata

CAPAC PENTRU CREUZET

Cod	Produs	Mod de ambalare
CRCC1034.0001	Capac pentru creuzet de 15ml	bucata
CRYC1035.0001	Capac pentru creuzet de 25ml	bucata
CRRC1036.0001	Capac pentru creuzet de 30 ml	bucata
CRQC1037.0001	Capac pentru creuzet de 50ml	bucata
CRMC1038.0001	Capac pentru creuzet de 70ml	bucata
CRFC1039.0001	Capac pentru creuzet de 130ml	bucata

SUPPORT PENTRU CREUZETE

- Este confectionat din otel galvanizat
- Prevazut cu tuburi netede din argila



Cod	Produs	Lungimea tubului din argila	Pentru trepied cu Ø maxim de	Mod de ambalare
SRFC4389.0005	Suport pentru creuzete	40 mm	120 mm	5 bucati
SRGC4390.0005	Suport pentru creuzete	50 mm	130 mm	5 bucati
SRLC4391.0005	Suport pentru creuzete	60 mm	140 mm	5 bucati
SRDC4393.0005	Suport pentru creuzete	80 mm	160 mm	5 bucati
SRBC4394.0005	Suport pentru creuzete	100 mm	180 mm	5 bucati