

CRIOTUBURI

CRIOTUBURI

- Sunt confectionate din PP (polipropilena)
- Sterile, autoclavabile, au un diametru de 12,5 mm
- Ideale pentru depozitarea culturilor de celule, serurilor, culturilor bacteriologice si a altor lichide, la temperaturi joase in congelatoare sau azot lichid
- Criotuburile sunt stabile la temperaturi de pana la -196°C
- Datorita spatiului mare de etichetare si a capacului colorat, mostrele sunt usor de identificat
- Criotuburile pot avea partea bazala rotunda sau plata
- Atat capacul cat si criotuburile sunt confectionate din acelasi material (polipropilena)
- Sunt transparente, iar datorita interiorului rotund continutul poate fi golit in totalitate
- Nu contin urme de DN-aza, RN-aza



Criotuburi cu filet interior si garnitura din silicon

- Centrifugabile la 17000 x g

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Lungime (mm)	Diametru (mm)	Mod de ambalare
CROC2849.0100	Criotuburi cu partea bazala plata	1,2	43	12,5	100 bucati
CRGC2850.0100	Criotuburi cu partea bazala plata	2	48	12,5	100 bucati
CRHC2851.0100	Criotuburi cu partea bazala rotunjita	2	49	12,5	100 bucati

CRNC2852.0100	Criotuburi cu partea bazala rotunjita	4	72	12,5	100 bucati
CRPC2853.0100	Criotuburi cu partea bazala plata	4	78	12,5	100 bucati
CRTC2854.0100	Criotuburi cu partea bazala rotunjita	5	92	12,5	100 bucati

Criotuburi cu filet exterior

- Centrifugabile la 17000 x g

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Lungime (mm)	Diametru (mm)	Mod de ambalare
CRQC2855.0100	Criotuburi cu partea bazala plata	1,2	43	12,5	100 bucati
CRTC2856.0100	Criotuburi cu partea bazala rotunjita	2	48	12,5	100 bucati
CRUC2857.0100	Criotuburi cu partea bazala plata	2	49	12,5	100 bucati
CRJC2858.0100	Criotuburi cu partea bazala plata	3	72	12,5	100 bucati
CRBC2859.0100	Criotuburi cu partea bazala plata	4	78	12,5	100 bucati
CRSC2860.0100	Criotuburi cu partea bazala plata	5	92	12,5	100 bucati

Criotuburi cu filet exterior si garnitura din silicon

- Centrifugabile la 17000 x g

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Lungime (mm)	Diametru (mm)	Mod de ambalare
CRIC2861.0100	Criotuburi cu partea bazala plata	1,2	43	12,5	100 bucati
CRLC2862.0100	Criotuburi cu partea bazala rotunjita	2	48	12,5	100 bucati
CRMC2863.0100	Criotuburi cu partea bazala plata	2	49	12,5	100 bucati
CRFC2864.0100	Criotuburi cu partea bazala plata	3	72	12,5	100 bucati
CRDC2865.0100	Criotuburi cu partea bazala plata	4	78	12,5	100 bucati
CRZC2866.0100	Criotuburi cu partea bazala plata	5	92	12,5	100 bucati
CRXC2867.0050	Criotuburi cu partea bazala plata	10	84	17	50 bucati

CAPACE PENTRU CRIOTUBURI


- Datorita faptului ca sunt colorate, mostrele pot fi identificate foarte usor
- Nu se preteaza pentru criotuburile model **CRXC2867**



Cod	Produs	Culoare	Mod de ambalare
CRXC2868.0500	Capac pentru criotuburi	alb	500 bucati
CRHC2869.0500	Capac pentru criotuburi	albastru	500 bucati
CRKC2870.0500	Capac pentru criotuburi	rosu	500 bucati
CRLC2871.0500	Capac pentru criotuburi	verde	500 bucati
CRNC2872.0500	Capac pentru criotuburi	galben	500 bucati
CRRC2873.0500	Capac pentru criotuburi	set (toate culorile)	500 bucati

DISPOZITIV DE IMERSARE IN AZOT LICHID

- Ideal pentru a depozita maxim 5 criotuburi de 1,2 ml sau 2 ml in recipiente cu azot lichid
- Este confectionat din aluminiu



Cod	Produs	Mod de ambalare
DRHC2874.0012	Dispozitiv de imersare in azot lichid	12 bucati