

CRONOMETRE DE LABORATOR

TIMER PENTRU LABORATOR

- Display digital cu patru celule pentru minute si secunde
- Programabil pentru maxim 99 minute si 59 de secunde
- Cand ajunge la zero emite un semnal sonor
- Functia de memorare a timpului
- Posibilitatea de prindere pe suport metalic prin intermediul unui magnet localizat pe spatele timer-ului
- Dimensiuni: 88x64x12 mm
- Greutate: 30 g
- Functioneaza cu o baterie de 1,5 V, rotunda



Cod	Produs	Mod de ambalare
TRUC603.0001	Timer pentru laborator	bucata

CRONOMETRU


- 24 de ore timp de cronometrare
- Afiseaza si sutimile chiar si peste 30 de minute
- Are ceas, calendar si alarma
- Baterie de 1,5 V, rotunda
- Dimensiuni: 69x59x55 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRXC604.0001	Cronometru, negru	bucata

CRONOMETRU

- Este tipul clasic de cronometru, de forma unui ceas de buzunar
- Carcasa este confectionata din plastic, rezistenta la socuri, praf, si apa
- Greutatea cronometrului este de aproximativ 60 g



Cod	Produs	Model	Mod de ambalare
CRLC3945.0001	Cronometru	Model standard cu 1/10 s (cadran alb)	bucata
CRFC3946.0001	Cronometru	Model cu trei scale (cadran negru)	bucata