


CUTII DE COLORARE

CUTIE UNIVERSALA PENTRU LAME DE MICROSCOP

- Cutia este confectionata din POM (polioximetilen) negru
- Se foloseste in histologie
- Nu patrunde lumina datorita sistemului de prindere a capacului
- Este prevazuta cu un compartiment (in capac) pentru agentii de uscare, care poate fi inchis cu ajutorul unei tablite
- De asemenea, cutia are un stativ pentru transportul a 25 de lame de microscop de format standard; marimea exterioara este de 10x9x5,5 cm, necesitand cantitati mici de solutii de colorare etc.
- Cutia se inchide etans, impiedicand evaporarea substantelor volatile
- Nu contine metal, nu exista riscul de coroziune atunci cand se folosesc substante agresive, iar materialul, din care este confectionata cutia, este rezistent la majoritatea substantelor chimice



(1) Caserola pentru colorare – confectionata din POM, include si un stativ pentru 25 de lame de microscop 76x26 mm

Cod	Produs	Dimensiuni LxlxH (mm)	Mod de ambalare
CRSC2580.0001	Caserola pentru colorare	100x87x51	bucata

(2) Cutie pentru colorare – confectionata din POM are si un container pentru depozitarea a 25 lame de microscop

Cod	Produs	Dimensiuni LxlxH (mm)	Mod de ambalare
CRZC2581.0001	Cutie pentru colorare	100x87x51	bucata

(3) Stativ pentru colorare – confectionat din POM, ideal pentru colorarea in serie a 25 de lame de microscop

Cod	Produs	Dimensiuni LxlxH (mm)	Mod de ambalare
SRZC2582.0001	Stativ pentru colorare	91x79x38	bucata

(4) Container pentru stocare, complet – confectionat din PS (polistiren) poate stoca 100 de lame de microscop si include 4 insertii

Cod	Produs	Dimensiuni L x l x H (mm)	Mod de ambalare
CRLC2583.0001	Container pentru stocare, complet	192 x 169 x 39	bucata

(5) Container pentru stocare, de rezerva – este confectionat tot din PS, dar nu sunt incluse si insertiile

Cod	Produs	Dimensiuni L x l x H (mm)	Mod de ambalare
CRMC2584.0001	Container pentru stocare, de rezerva	192 x 169 x 39	bucata

CUTIE PENTRU COLORARE SI INSERTIE

- Cutia pentru lamele de microscop este confectionata din TPX (polimetilpentena) si are doua capace; unul care se inchide etans si cel de-al doilea care are o mica deschizatura pentru a putea fi atasata insertia in timpul colorarii
- Insertia, cu maner, este confectionata din PP (polipropilena)
- Destinata pentru 20 de lame de microscop de 76x26 mm



Cod	Produs	Dimensiuni L x l x H (mm)	Mod de ambalare
CRNC2585.0004	Cutie pentru colorare	101 x 81 x 70	4 bucati
IROC2586.0002	Insertie pentru cutie de colorare	86 x 70 x 21	2 bucati

CUTIE PENTRU PREPARARE

- Este confectionata din sticla Duran
- Poate fi folosita si pentru a stoca lamele sau ca si camera de saparare TLC



Cod	Produs	Lungime (mm)	Latime (mm)	Inaltime (mm)	Mod de ambalare
CRDC2587.0001	Cutie pentru preparare	60	50	100	bucata
CRGC2588.0001	Cutie pentru preparare	100	50	120	bucata
CRYC2589.0001	Cutie pentru preparare	130	50	130	bucata
CROC2590.0001	Cutie pentru preparare	150	50	150	bucata
CRVC2591.0001	Cutie pentru preparare	120	60	180	bucata
CRXC2592.0001	Cutie pentru preparare	210	100	210	bucata
CRMC2593.0001	Cutie pentru preparare	250	140	250	bucata

CUTIE DE COLORARE, TIP HAUSER


- Este confectionata din sticla calco-sodica
- Se pot colora 60 de lame de microscop 76x26 mm
- Insertia pentru colorare este confectionata din inox



Cod	Produs	Dimensiuni L x l x H (mm)	Mod de ambalare
CRHC2594.0001	Cutie de sticla	130 x 93 x 121	bucata
CRTC2595.0001	Capac	130 x 93 x 3	bucata
IRKC2596.0001	Insertie pentru colorare	-	bucata

CUTIE DE STICLA SI STATIV DE COLORARE


- Este confectionata din sticla calco-sodica si este compusa din trei parti: container din sticla (1), stativ de colorare (2) si maner (3)
- Se pot colora 10 lame de microscop de 76x26 mm
- Manerul este confectionat din inox



Cod	Produs	Dimensiuni L x l x H (mm)	Mod de ambalare
CRJC2597.0001	Container de sticla	105 x 85 x 70	bucata
SRQC2598.0001	Stativ de colorare	85 x 60 x 45	bucata
MROC2599.0001	Maner	-	bucata

CUTIE DE COLORARE

- Materialul (polimetilpentena-PMP sau TPX) din care este realizata cutia este rezistent la diferite substante chimice printre care si unii solventi organici
- Se preteaza pentru 8 lame de microscop de 76x26 mm
- Integritatea materialului este asigurata intre 0 si +120 °C



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRHC237.0001	Cutie de colorare	bucata

CUTIE DE COLORARE TIP COPLIN

- Este din sticla tip "lime-soda" pretabila pentru incalzirea la microunde
- Are 10 locasuri pentru lame de microscop de 76x26 mm
- Dimensiuni: $\varnothing_{\text{exterior}}=45$ mm; H=105 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRBC238.0001	Cutie de colorare tip Coplin	bucata

CUTIE DE COLORARE TIP SCHIFFERDECKER


- Sticla tip "lime-soda"
- Pentru 10 lame de microscop cu dimensiunea de 76x26 mm
- Dimensiuni: 45x85x70 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRUC239.0001	Cutie de colorare tip Schiefferdecker	bucata

CUTIE DE COLORARE TIP HELLEND AHL CUTIE DE COLORARE TIP HELLEND AHL CU EXTENSIE

- Sunt din sticla tip "lime-soda"
- Se pot colora 16 lame pentru microscop de 76x26 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRWC240.0001	Cutie de colorare tip Hellendahl	bucata
CRVC241.0001	Cutie de colorare tip Hellendahl cu extensie	bucata