

CUTII PENTRU CONGELARE

STATIV DIN ALUMINIU

- Confectionat din aluminiu, este ideal pentru mentinerea la rece a probelor in timpul proceselor PCR, transcriptie, secventializare, transformare etc.

- Pot fi de mai multe feluri: - **stativ din aluminiu 2**, avand urmatoarele caracteristici: 96 (8 x 12) de locasuri, pentru tuburi de centrifuga de 0,2 ml si 6 locasuri pentru tuburi de 1,5 ml. Dimensiunile stativului: 115 x 90 x 15 mm (L x l x H)

- **stativ din aluminiu 5**, avand urmatoarele caracterisrici: 36 de locasuri pentru tuburi de centrifuga de 0,5 ml si 11 locasuri pentru tuburi de 1,5 ml. Dimensiunile stativului: 180 x 80 x 15 mm (L x l x H)

- **stativ din aluminiu 1,5**, cu urmatoarele caracteristici: 24 (4 x 6) de locasuri pentru tuburi de centrifuga de 1,5 ml. Dimensiuni: 115 x 90 x 30 mm (L x l x H)

- **stativ din aluminiu**, cu urmatoarele caracteristici: 24 (4 x 6) de locasuri pentru tuburi de centrifuga de 2,0 ml. Dimensiuni: 115 x 90 x 30 mm (L x l x H)



Cod	Produs	Mod de ambalare
SRAC2375.0001	Stativ din aluminiu 2	bucata
SRGC2376.0001	Stativ din aluminiu 5	bucata
SRJC2377.0001	Stativ din aluminiu 1,5	bucata
SRMC4216.0001	Stativ din aluminiu	bucata

CUTIE PENTRU CONGELARE

- Confectionata din PC (policarbonat), iar capacul si sustinatorul de fiole din HDPE (polietilena de inalta densitate)
- Capacitatea maxima a cutiei este de 18 fiole de 1,2/2ml
- Ideala pentru racirea inceata si repetata a mostrelor la aproximativ -1 °C/ min
- Modul de utilizare este foarte simplu, neavand nevoie decat de alcool izopropilic 100% si un congelator
- Suportul pentru fiole previne contactul direct al fiolelor cu alcoolul, iar textul scris pe fiole ramane vizibil
- Suportul pentru fiole poate fi utilizat si ca stativ plutitor in momentul decongelarii mostrelor in baile de apa
- Dimensiunile unei cutii sunt: 86 x 112mm (H x Ø); Ø capacului este de 120mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRYC2378.0001	Cutie pentru congelare	bucata

CUTIE PENTRU CONGELARE

- Este confectionata din PC (policarbonat) cu lichid izolator non-toxic
- Ideala pentru raciri rapide si repetate de probe biologice in domeniul biologiei moleculare
- Poate fi utilizata in mod repetat timp de maxim 45 minute
- Raceste pana la 2ml de solutie bazata pe alcool in mai putin de 3 minute la -20° C sau pana la 2 ml de solutie bazata pe apa in mai putin de 4 minute la 0°C
- Dispune de 12 locasuri pentru tuburi de 0,5-2 ml (tuburile de 0,5 ml necesita adaptoare)
- Inscriptiunile de pe tuburi raman vizibile, deoarece nu exista contact intre tub si lichidul dielectric
- Cutiile nu se sparg si pot fi depozitate una peste alta
- Piciorusele din cauciuc maresc stabilitatea cutiei
- Dimensiunile unei cutii sunt: 151 x 108 x 125mm (L x l x H)
- Include si 16 adaptoare pentru tuburi mai mici de 2 ml



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRUC2379.0001	Cutie pentru congelare	bucata

CUTIE PENTRU RACIRE

- Confectionata din PC (policarbonat) este prevazuta cu doua parti; una din ele pentru 20 de tuburi de centrifuga de 0,5 ml si a doua pentru 20 de fiole de 1,5 sau 2ml
- Ideala pentru a raci celule, enzime, reactivi biochimici sau alte mostre sensibile la caldura
- De asemenea, se preteaza pentru transportul mostrelor inghetate sau ca si cutie de depozitare in congelatoare pentru a proteja impotriva variatiilor de temperatura cauzate de deschiderea acestora
- Locasurile sunt inscriptionate cu litere in ordine alfabetica, pe ambele parti
- Se livreaza impreuna cu un gel de umplere si capac transparent
- Cutia este disponibila in doua culori, fiecare avand alte caracteristici
- Cutia de culoare alba, o data scoasa din congelator, mentine o temperatura de 0°C timp de 5 ore, iar cea de culoare albastra o temperatura cuprinsa intre -15 si -20°C pentru o perioada de maxim 2 ore
- Dimensiunile cutiei (cu capac) sunt: 170 x 110 x 105mm (L x l x H)



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRHC2380.0001	Cutie pentru racire, alba	bucata
CRLC2381.0001	Cutie pentru racire, albastra	bucata

CUTIE PENTRU CONGELARE

- Este confectionata din PC (polycarbonat)
- Se preteaza pentru racirea reactivilor PCR, a enzimelor, reactivilor biochimici si a altor mostre sensibile la caldura
- Se poate folosi la temperaturi de pana la -20°C , protejand impotriva variatiilor de temperatura sau impotriva caderilor de curent
- Pe capacul cutiei se gaseste un grilaj inscriptionat, care usureaza localizarea fiolelor
- Cutia nu se sparge, poate fi asezata peste alta cutie si are picioruse care previn alunecarea
- Aceasta cutie este destinata depozitarii fiolelor de 1,5 ml, dar se livreaza impreuna cu 16 adaptori pentru a putea depozita si fiole de 0,5ml



Cutie pentru congelare cu 12 (3 X 4) locasuri, cu capac fara gel de umplere

Cod	Produs	Culoare/ capac	Temperatura	Pentru tuburi de (ml)	Dimensiuni L x l x H (mm)	Mod de ambalare
CRXC2382.0001	Cutie pentru congelare	albastru / transparent	$< -15^{\circ}\text{C}$ pentru 1 ora	0,5 - 2	151 x 108 x 125	bucata
CRGC2383.0001	Cutie pentru congelare	verde / transparent	$< 1^{\circ}\text{C}$ pentru 3,5 ore	0,5 - 2	151 x 108 x 125	bucata
CRYC2384.0001	Cutie pentru congelare	verde / transparent	$< 1^{\circ}\text{C}$ pentru 5 ore	$\text{Ø}=12 -$ 13mm	197 x 140 x 190	bucata
CROC2385.0001	Cutie pentru congelare	verde / transparent	$< 1^{\circ}\text{C}$ pentru 5 ore	$\text{Ø}=16 -$ 17mm	197 x 140 x 190	bucata

Cutie pentru congelare cu 32 (4 X 8) locasuri, cu capac si cu gel de umplere

Cod	Produs	Culoare/ capac	Temperatura	Pentru tuburi de (ml)	Dimensiuni L x l x H (mm)	Mod de ambalare
CRQC2386.0001	Cutie pentru congelare	alb / albastru	< -15°C pentru 2 ore	0,5 - 2	243x157x146	bucata
CRHC2387.0001	Cutie pentru congelare	verde/ alb	< 1°C pentru 5 ore	0,5 - 2	243x157x146	bucata

CUTIE DIN POLISTIREN CU CAPAC

- Este ideala pentru depozitarea pe termen lung in frigidere sau congelatoare, sau ca si stativ pe masa de laborator
- Are 50 de locasuri pentru micro-tuburi de centrifuga de capacitate 1,5 si 2 ml si pentru fiole de 1,2 ml (inaltimea maxima de 44 mm)
- Dimensiunile unei astfel de cutii sunt: 210 x 110 x 71mm (L x l x H)



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRBC2388.0010	Cutie din polistiren cu capac	10 bucati

CUTIE PENTRU CONGELARE

- Este confectionata din carton special, rezistent la temperatura de -150°C timp de cateva luni
- Are 50 (5 X 10) de locasuri pentru tuburi cu o inaltime de maxim 80 mm
- Dimensiunile unui spatiu de depozitare sunt: 13 x 13 mm
- Nu ocupa mult spatiu si poate fi refolosita (depinde de modul de utilizare)
- Dimensiunile cutiei sunt: 142 x 72 x 85mm (L x l x H)
- Este conceputa pentru transportul si depozitarea tuburilor inghetate, a tuburilor de centrifuga sau crio-tuburilor
- Ideala in imunologie, toxicologie, endocrinologie precum si in multe alte domenii



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRUC2396.0001	Cutie pentru congelare	bucata