

DISPENSERE

DOZATOR PENTRU LICHIDE

- Cilindrul de dozare este integral din sticla, calibrat
- Ajustare fina printr-o simpla rotire
- Usor de utilizat atat cu mana dreapta cat si cu mana stanga
- Se preteaza pentru toate substantele chimice care nu ataca polipropilena (a se vedea sectiunea cu rezistenta materialelor plastice)
- Se livreaza fara recipient, acesta se poate comanda separat



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Gradatie (ml)	Toleranta (ml/l)	Mod de ambalare
DRJC363.0001	Dozator pentru lichide	2-10	0,2	0,07	bucata
DRLC364.0001	Dozator pentru lichide	10-50	1,0	0,35	bucata

FLACON DIN STICLA PENTRU DOZATOR

- Se preteaza pentru dozatorul de la pozitia anterioara
- Este din sticla bruna, clasa hidrolitica III



Cod	Produs	Filet	Forma	Mod de ambalare
FRIC365.0006	Flacon din sticla, 250 ml	32	patrata	6 bucati
FRFC366.0004	Flacon din sticla, 500 ml	31	patrata	4 bucati
FRKC367.0002	Flacon din sticla, 1000 ml	45	patrata	2 bucati
FRWC368.0001	Flacon din sticla, 2500 ml	45	rotunda	bucata

DOZATOR PENTRU LICHIDE

- Este din polipropilena
- Ideal pentru dozarea solutiilor apoase si organice care nu ataca polipropilena
- Ca si flacoane pentru acest tip de dozator sunt cele care au fost prezentate mai sus



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Gradatie (ml)	Toleranta (ml/l)	Mod de ambalare
DRKC369.0001	Dozator pentru lichide	2,0 - 10,0	0,25	0,08	bucata
DRNC370.0001	Dozator pentru lichide	10,0 - 60,0	1,00	0,48	bucata

DISPENSER PENTRU LICHIDE

- Volumul dorit pentru prelevare, se poate fixa cu usurinta prin rasucirea mecanismului de fixare
- Rezistent la majoritatea acizilor, substantelor caustice si solventilor
- Mecanismul de deplasare a pistonului, reduce posibilitatea de cristalizare a lichidului si previne blocarea pistonului
- Se poate demonta si curata cu usurinta
- Se poate autoclava, fara demontare, la 121 °C/ 2 bar
- Se livreaza cu 3 adaptoare, ce permit infiletarea la tipurile standard de rezervoare



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Gradatie (ml)	Toleranta (\pm ml)	Filet	Adaptor	Mod de ambalare
DRTC4968.0001	Dispenser pentru lichide	0,5 – 2,5	0,05	0,02	GL 32	GL 28,40,45	bucata
DRJC4969.0001	Dispenser pentru lichide	1 - 5	0,10	0,035	GL 32	GL 28,40,45	bucata
DRNC4970.0001	Dispenser pentru lichide	2 - 10	0,20	0,07	GL 32	GL 28,40,45	bucata
DRZC4971.0001	Dispenser pentru lichide	5 - 25	0,50	0,175	GL 45	GL 32,38, S40	bucata
DRDC4972.0001	Dispenser pentru lichide	10 - 50	1,00	0,35	GL 45	GL 32,38, S40	bucata

DRRC4973.0001	Dispenser pentru lichide	20 -100	2,00	0,7	GL 45	GL 32,38, S40	bucata
---------------	--------------------------------	---------	------	-----	----------	---------------------	--------