

## DISPOZITIVE CROMATOGRAFIE

### CUTIE SEPARARE PENTRU TLC

- Cutia se preteaza pentru imersarea placilor cromatografice (8x4 cm)
- Forma cutiei este cilindrica, cu capac din sticla
- Inaltimea interioara a cutiei este de 100 mm, iar diametrul de 60 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRDC2682.0001	Cutie separare pentru TLC	bucata

## SISTEM PULVERIZARE

- Confectionat din sticla
- Pulverizatorul este conectat la vasul de 100 ml printr-un racord
- Inaltimea sistemului este de 160 mm
- Se livreaza impreuna cu para din cauciuc si furtunul de 25 cm



Cod	Produs	Mod de ambalare
SRHC2685.0001	Sistem pulverizare	bucata

### Parti de rezerva

Cod	Produs	Mod de ambalare
PRLC2686.0001	Para cu furtun din cauciuc	bucata
PRTC2687.0001	Pulverizator	bucata

## PULVERIZATOR

- Confectionat din sticla bruna, are un volum aproximativ de 20 ml
- Ideal pentru pulverizari fine de lichide
- Pulverizatorul este compus, pe langa sticluta, din capac infiletabil si furtun, ambele confectionate din PE (polietilena)
- Lungimea furtunului este de 111 mm
- Volumul de lichid pulverizat la o apasare este de 0,5 ml



Cod	Produs	Mod de ambalare
PRYC2689.0003	Pulverizator	3 bucati

## FLACON PULVERIZATOR

- Confectionat din PP (polipropilena) poate avea capacitati diferite
- Pulverizarea se face cu ajutorul unui maner, iar jetul poate fi ajustat
- Disponibil intr-o singura culoare (alb)



Cod	Produs	Capacitatea de umplere (ml)	Volum nominal (ml)	Mod de ambalare
FRGC2690.0001	Flacon pulverizator	400	500	bucata
FRKC2691.0001	Flacon pulverizator	850	1000	bucata