

DOPURI

DOPURI DIN CAUCIUC NATURAL

- Dopurile sunt facute din cauciuc natural
- Prezinta stabilitate la temperaturi cuprinse intre – 35 si + 70 °C
- Autoclavabile pana la 120 °C
- Sunt de diferite marimi




Cod	Produs	Dimensiuni ($\varnothing_{\text{inferior}} \times \varnothing_{\text{superior}} \times H$)	Mod de ambalare
DROC422.0100	Dopuri cauciuc	3,5 x 6,5 x 15 mm	100 bucati
DRPC423.0100	Dopuri cauciuc	5 x 9 x 20 mm	100 bucati
DRNC424.0100	Dopuri cauciuc	8 x 12 x 20 mm	100 bucati
DRMC425.0025	Dopuri cauciuc	10,5 x 14,5 x 20 mm	25 bucati
DRTC426.0025	Dopuri cauciuc	14 x 18 x 20 mm	25 bucati
DRRC427.0025	Dopuri cauciuc	17 x 22 x 25 mm	25 bucati
DREC428.0025	Dopuri cauciuc	18 x 24 x 30 mm	25 bucati
DRWC429.0025	Dopuri cauciuc	21 x 27 x 30 mm	25 bucati
DRXC430.0025	Dopuri cauciuc	26 x 32 x 30 mm	25 bucati
DRQC431.0025	Dopuri cauciuc	29 x 35 x 30 mm	25 bucati
DRSC432.0025	Dopuri cauciuc	31 x 38 x 35 mm	25 bucati
DRDC433.0025	Dopuri cauciuc	36 x 44 x 40 mm	25 bucati

DRPC434.0025	Dopuri cauciuc	41 x 49 x 40 mm	25 bucati
DRSC4215.0005	Dopuri cauciuc	47 x 55 x 40 mm	5 bucati
DRRC435.0001	Dopuri cauciuc	56 x 65 x 45 mm	bucata
DRFC436.0001	Dopuri cauciuc	64,5 x 75,5 x 55 mm	bucata

DOPURI DIN CAUCIUC SILICONIC

- Din punct de vedere biologic sunt inerte
- Prezinta rezistenta la sterilizari repetate, ozon si uzura
- Sunt stabile in intervalul de temperatura cuprins intre -60 si +180 °C, iar pentru perioade scurte si la 250 °C
- Autoclavabile



Cod	Produs	Dimensiuni ($\varnothing_{inferior}$ X $\varnothing_{superior}$ X h)	Mod de ambalare
DRGC525.0250	Dop din cauciuc siliconic	3,5 x 6,5 x 15 mm	250 bucati
DRHC526.0250	Dop din cauciuc siliconic	5 x 9 x 20 mm	250 bucati
DRKC527.0100	Dop din cauciuc siliconic	8 x 12 x 20 mm	100 bucati
DRWC528.0100	Dop din cauciuc siliconic	10,5 x 14,5 x 20 mm	100 bucati
DRYC529.0050	Dop din cauciuc siliconic	14 x 18 x 20 mm	50 bucati
DRZC530.0050	Dop din cauciuc siliconic	17 x 22 x 25 mm	50 bucati
DRQC531.0050	Dop din cauciuc siliconic	18 x 24 x 30 mm	50 bucati
DREC532.0025	Dop din cauciuc siliconic	21 x 27 x 30 mm	25 bucati
DRIC533.0025	Dop din cauciuc siliconic	26 x 32 x 30 mm	25 bucati

DRBC534.0005	Dop din cauciuc siliconic	29 x 35 x 30 mm	5 bucati
DRLC535.0005	Dop din cauciuc siliconic	31 x 38 x 35 mm	5 bucati
DRPC536.0005	Dop din cauciuc siliconic	36 x 44 x 40 mm	5 bucati

DOPURI PERFORATE

- Sunt din cauciuc elastic, natural
- Prezinta o perforatie dintr-o parte in alta a dopului
- Stabile la temperaturi cuprinse intre -35 si +70 °C
- Atuelavabile



Cod	Produs	Dimensiuni Ø inferior x Ø superior x h	Ø orificiu	Mod de ambalare
DRFC537.0025	Dop perforat	10,5 x 14,5 x 20 mm	3 mm	25 bucati
DRHC538.0025	Dop perforat	12,5 x 16,5 x 20 mm	3 mm	25 bucati
DRKC539.0025	Dop perforat	14 x 18 x 20 mm	3 mm	25 bucati
DRQC540.0025	Dop perforat	17 x 22 x 25 mm	4 mm	25 bucati
DRWC541.0025	Dop perforat	18 x 24 x 30 mm	4 mm	25 bucati
DROC542.0010	Dop perforat	21 x 27 x 30 mm	5 mm	10 bucati
DRYC543.0010	Dop perforat	23 x 29 x 30 mm	5 mm	10 bucati
DRUC544.0010	Dop perforat	26 x 32 x 30 mm	6 mm	10 bucati
DRPC545.0010	Dop perforat	29 x 35 x 30 mm	6 mm	10 bucati
DRJC546.0010	Dop perforat	31 x 38 x 35 mm	7 mm	10 bucati

DOPURI PENTRU EPRUBETE

- Sunt confectionate din LDPE (polietilena de joasa densitate)
- Există doua variante: pentru eprubete cu diametrul exterior de 12 si 16 mm
- Sunt prezentate in mai multe culori
- Pot fi manevrate cu o singura mana
- Stabile la temperaturi cuprinse intre -50 °C si +80 °C



pentru eprubete cu Ø interior 12 mm

Cod	Produs	Culoare	Mod de ambalare
DRLC547.1000	Dop pentru eprubete	naturala	1000 bucati
DRPC548.1000	Dop pentru eprubete	galbena	1000 bucati
DRJC549.1000	Dop pentru eprubete	rosie	1000 bucati
DREC550.1000	Dop pentru eprubete	verde	1000 bucati
DRWC551.1000	Dop pentru eprubete	albasta	1000 bucati

pentru eprubete cu Ø interior 13-14 mm

Cod	Produs	Culoare	Mod de ambalare
DRSC552.1000	Dop pentru eprubete	naturala	1000 bucati
DRDC553.1000	Dop pentru eprubete	galbena	1000 bucati
DRHC554.1000	Dop pentru eprubete	rosie	1000 bucati
DRLC555.1000	Dop pentru eprubete	verde	1000 bucati
DRQC556.1000	Dop pentru eprubete	albasta	1000 bucati

CAPAC FARA MANER DE PRINDERE

- Capacul prezinta picioruse din otel nichelat care se prind de peretii exteriori ai sticlarii
- Se preteaza pentru eprubete si vase cu gat ingust
- Disponibil intr-o gama variata de culori: argintiu, albastru, rosu, negru, maro, violet, galben, verde
- Stabile la temperaturi de pana la 140 °C



Capac, fara maner de prindere, argintiu

Cod	Produs	Pentru eprubete cu Ø (mm)	Mod de ambalare
CRPC5022.0100	Capac fara maner de prindere	9/10	100 bucati
CRFC1507.0100	Capac fara maner de prindere	12/13	100 bucati
CRZC1508.0100	Capac fara maner de prindere	14/15	100 bucati
CRHC1509.0100	Capac fara maner de prindere	15/16	100 bucati
CRQC1510.0100	Capac fara maner de prindere	17/18	100 bucati
CRBC1511.0100	Capac fara maner de prindere	19/20	100 bucati
CRRC5023.0100	Capac fara maner de prindere	21/23	100 bucati
CRPC1513.0100	Capac fara maner de prindere	24/26	100 bucati
CRRC1514.0100	Capac fara maner de prindere	28/30	100 bucati

Capac, fara maner de prindere, albastru

Cod	Produs	Pentru eprubete cu Ø (mm)	Mod de ambalare
CRXC1517.0100	Capac fara maner de prindere	12/13	100 bucati
CRTC5025.0100	Capac fara maner de prindere	14/15	100 bucati
CREC1519.0100	Capac fara maner de prindere	15/16	100 bucati
CRGC1520.0100	Capac fara maner de prindere	17/18	100 bucati
CRUC1521.0100	Capac fara maner de prindere	19/20	100 bucati
CRLC5026.0100	Capac fara maner de prindere	21/23	100 bucati
CRCC5057.0100	Capac fara maner de prindere	24/26	100 bucati

Capac, fara maner de prindere, rosu

Cod	Prodot	Pentru eprubete cu Ø (mm)	Mod de ambalare
CRYC1522.0100	Capac fara maner de prindere	12/13	100 bucati
CRKC1524.0100	Capac fara maner de prindere	15/16	100 bucati
CRVC1525.0100	Capac fara maner de prindere	17/18	100 bucati
CRSC5030.0100	Capac fara maner de prindere	19/20	100 bucati
CRGC5032.0100	Capac fara maner de prindere	24/26	100 bucati

Capac, fara maner de prindere, galben

Cod	Prodot	Pentru eprubete cu Ø (mm)	Mod de ambalare
CRTC5034.0100	Capac fara maner de prindere	12/13	100 bucati
CRYC5035.0100	Capac fara maner de prindere	15/16	100 bucati
CRSC5036.0100	Capac fara maner de prindere	17/18	100 bucati
CRZC5037.0100	Capac fara maner de prindere	19/20	100 bucati

Capac, fara maner de prindere, verde

Cod	Prodot	Pentru eprubete cu Ø (mm)	Mod de ambalare
CRNC5038.0100	Capac fara maner de prindere	12/13	100 bucati
CRJC5039.0100	Capac fara maner de prindere	15/16	100 bucati
CRMC5040.0100	Capac fara maner de prindere	17/18	100 bucati
CRPC5041.0100	Capac fara maner de prindere	19/20	100 bucati

Capac, fara maner de prindere, maro

Cod	Prodot	Pentru eprubete cu Ø (mm)	Mod de ambalare
CRKC5043.0100	Capac fara maner de prindere	15/16	100 bucati
CRBC5044.0100	Capac fara maner de prindere	17/18	100 bucati
CRCC5045.0100	Capac fara maner de prindere	19/20	100 bucati

Capac, fara maner de prindere, negru

Cod	Prodot	Pentru eprubete cu Ø (mm)	Mod de ambalare
CRDC5046.0100	Capac fara maner de prindere	12/13	100 bucati
CRXC5047.0100	Capac fara maner de prindere	15/16	100 bucati
CRGC5048.0100	Capac fara maner de prindere	17/18	100 bucati

Capac, fara maner de prindere, violet

Cod	Produs	Pentru eprubete cu Ø (mm)	Mod de ambalare
CRFC5050.0100	Capac fara maner de prindere	12/13	100 bucati
CRLC5051.0100	Capac fara maner de prindere	15/16	100 bucati
CRSC5052.0100	Capac fara maner de prindere	17/18	100 bucati

CAPAC CU MANER DE PRINDERE

- Capacul prezinta in interior, lamele din otel nichelat ce permit fixarea de peretii exteriori ai sticlariei
- Se preteaza pentru eprubete si vase cu gat ingust
- Disponibil in trei culori: argintiu, albastru, rosu
- Stabil la temperaturi de pana la 140 °C



Capac, cu maner de prindere, argintiu

Cod	Produs	Pentru eprubete cu Ø (mm)	Mod de ambalare
CRQC3156.0100	Capac cu maner de prindere	15/16	100 bucati
CRYC3157.0100	Capac cu maner de prindere	17/18	100 bucati

Capac, cu maner de prindere, albastru

Cod	Produs	Pentru eprubete cu Ø (mm)	Mod de ambalare
CRZC3158.0100	Capac cu maner de prindere	15/16	100 bucati
CRHC3159.0100	Capac cu maner de prindere	17/18	100 bucati

Capac, cu maner de prindere, rosu

Cod	Produs	Pentru eprubete cu Ø (mm)	Mod de ambalare
CRBC3161.0100	Capac cu maner de prindere	15/16	100 bucati
CRPC3162.0100	Capac cu maner de prindere	17/18	100 bucati

DOPURI DIN SILICON, CU MARGINE PLIABILA

- Se utilizeaza in aplicatii biologice
- Ideale pentru etansarea diverselor tipuri de eprubete (din sticla, plastic sau metal, cu sau fara bordura)
- Previne deschiderea neintentionata a flaconului
- Poate fi intepat pentru prelevarea mostrelor, ramanand totusi etans chiar si dupa mai multe intepaturi
- Sunt stabile la temperaturi cuprinse intre -60 → + 220 °C
- Se pot autoclava



Cod	Produs	Ø exterior (partea inferioara)	Ø exterior (partea superioara)	Mod de ambalare
DRSC3140.0100	Dop din silicon cu margine pliabila	4,5 mm	7,5 mm	100 bucati
DRXC3141.0050	Dop din silicon cu margine pliabila	9,8 mm	10,7 mm	50 bucati
DRGC3142.0050	Dop din silicon cu margine pliabila	12,3 mm	13,3 mm	50 bucati
DRPC3143.0020	Dop din silicon cu margine pliabila	14,2 mm	15,5 mm	20 bucati
DRZC3144.0020	Dop din silicon cu margine pliabila	14,5 mm	16,5 mm	20 bucati
DRBC3145.0020	Dop din silicon cu margine pliabila	15,8 mm	17,8 mm	20 bucati
DRJC3146.0010	Dop din silicon cu margine pliabila	21,2 mm	24,4 mm	10 bucati
DRHC3147.0005	Dop din silicon cu margine pliabila	28,0 mm	31,4 mm	5 bucati

DOPURI DIN CAUCIUC, CU MARGINE PLIABILA

- Se utilizeaza in aplicatii chimice
- Ideale pentru etansarea diverselor tipuri de eprubete (din sticla, plastic sau metal, cu sau fara bordura)
- Previne deschiderea neintentionata a flaconului
- Poate fi intepat pentru prelevarea mostrelor, ramanand totusi etans chiar si dupa mai multe intepaturi
- Sunt stabile la temperaturi cuprinse intre - 20→ + 100 °C



Cod	Produs	Ø exterior (partea inferioara)	Ø exterior (partea superioara)	Mod de ambalare
DRMC3148.0100	Dop din cauciuc cu margine pliabila	4,5 mm	7,5 mm	100 bucati
DRQC3149.0050	Dop din cauciuc cu margine pliabila	9,8 mm	10,7 mm	50 bucati
DRYC3150.0050	Dop din cauciuc cu margine pliabila	12,3 mm	13,3 mm	50 bucati
DRTC3151.0020	Dop din cauciuc cu margine pliabila	14,2 mm	15,5 mm	20 bucati
DRRC3152.0020	Dop din cauciuc cu margine pliabila	14,5 mm	16,5 mm	20 bucati
DRLC3153.0020	Dop din cauciuc cu margine pliabila	15,8 mm	17,8 mm	20 bucati
DRBC3154.0010	Dop din cauciuc cu margine pliabila	21,2 mm	24,4 mm	10 bucati
DRSC3155.0005	Dop din cauciuc cu margine pliabila	28,0 mm	31,4 mm	5 bucati

DOPURI DIN STICLA

- Confectionate din sticla Duran, au forma hexagonala
- Pot fi autoclavate



Cod	Produs	SN	Mod de ambalare
DRFC1447.0010	Dop din sticla	7/16	10 bucati
DRQC1448.0010	Dop din sticla	10/19	10 bucati
DRKC1449.0010	Dop din sticla	12/21	10 bucati
DRLC1450.0010	Dop din sticla	14/23	10 bucati
DRMC1451.0010	Dop din sticla	19/26	10 bucati

DRPC1452.0010	Dop din sticla	24/29	10 bucati
DRDC1453.0010	Dop din sticla	29/32	10 bucati
DRRC1454.0001	Dop din sticla	34/35	bucata
DRCC1455.0001	Dop din sticla	45/40	bucata

DOPURI DIN BUMBAC

- Ideale pentru eprubete si baloane
- Sunt foarte fine



Cod	Produs	Dimensiuni \emptyset inferior x \emptyset superior x h	Mod de ambalare
DROC1467.1000	Dop din bumbac	6,5 x 9,5 x 18,5 mm	1000 bucati
DRTC1468.1000	Dop din bumbac	8 x 12 x 23 mm	1000 bucati
DRPC1469.1000	Dop din bumbac	8 x 13,5 x 31 mm	1000 bucati
DRQC1470.1000	Dop din bumbac	10,5 x 15 x 29 mm	1000 bucati
DRFC1471.1000	Dop din bumbac	14 x 16 x 23 mm	1000 bucati
DRZC1472.1000	Dop din bumbac	13 x 19 x 35 mm	1000 bucati
DRBC1473.1000	Dop din bumbac	13,5 x 17 x 37,5 mm	1000 bucati
DRLC1474.1000	Dop din bumbac	18 x 22 x 32 mm	1000 bucati
DRKC1475.0800	Dop din bumbac	14,8 x 21,5 x 41 mm	800 bucati
DRSC1476.1000	Dop din bumbac	14 x 22 x 34,5 mm	1000 bucati
DRGC1477.0500	Dop din bumbac	27 x 30 x 35 mm	500 bucati
DRCC1479.0250	Dop din bumbac	34 x 44 x 60 mm	250 bucati
DRYC1480.0100	Dop din bumbac	41 x 49,5 x 79 mm	100 bucati

DOPURI PENTRU BALON COTAT

- Sunt confectionate din PE (polietilena)
- Se inchid etans, putand fi folosite si pentru inchiderea la diametre nestandardizate



Cod	Produs	Sliful gatului	Culoare	Diametrul inferior (mm)	Mod de ambalare
DREC1481.0010	Dop pentru balon cotat	7/16	violet	5,9	10 bucati
DRTC1482.0010	Dop pentru balon cotat	10/19	albastru	8,1	10 bucati
DRQC1483.0010	Dop pentru balon cotat	12/21	verde	10,4	10 bucati
DRFC1484.0010	Dop pentru balon cotat	14/23	maro	12,2	10 bucati
DRLC1485.0010	Dop pentru balon cotat	19/26	galben	16,4	10 bucati
DRBC1486.0010	Dop pentru balon cotat	24/29	rosu	21,1	10 bucati
DRZC1489.0005	Dop pentru balon cotat	29/32	negru	25,8	5 bucati
DRPC1490.0005	Dop pentru balon cotat	34/35	alb	30,9	5 bucati

CAPAC PENTRU BALOANE ERLLENMEYER

- Se preteaza atat pentru baloane Erlenmeyer cat si pentru baloane pentru culturi de tesuturi vegetale
- Prezinta pe interior picioruse care se fixeaza pe peretii exteriori ai vaselor
- Disponibil in trei culori (argintiu, albastru si rosu)



Cod	Produs	Sliful gatului	Culoare	Mod de ambalare
CRQC1503.0010	Capac pentru balon Erlenmeyer	37/39	argintiu	10 bucati
CRFC1504.0010	Capac pentru balon Erlenmeyer	37/39	albastru	10 bucati
CRRC1505.0010	Capac pentru balon Erlenmeyer	37/39	rosu	10 bucati