

FOARFECI

FOARFECA CU UN VARF ASCUTIT SI UNUL ROTUND

- Este confectionata din oțel inoxidabil
- Se poate autoclava
- In poza este prezentata la numarul (1)



Cod	Produs	Lungime	Mod de ambalare
FROC137.0001	Foarfeca cu un varf ascutit si unul rotund	130 mm	bucata
FRTC138.0001	Foarfeca cu un varf ascutit si unul rotund	145 mm	bucata
FRWC139.0001	Foarfeca cu un varf ascutit si unul rotund	160 mm	bucata

FOARFECA CU VARFURI ASCUTITE

- Materialul din care este facuta foarfeca este oțelul inoxidabil
- Se poate autoclava
- In poza este prezentata la numarul (2)



Cod	Produs	Lungime	Mod de ambalare
FRAC140.0001	Foarfeca cu varfuri ascutite	130 mm	bucata
FRDC141.0001	Foarfeca cu varfuri ascutite	140 mm	bucata
FRKC142.0001	Foarfeca cu varfuri ascutite	160 mm	bucata

FOARFECA CU VARFURI ROTUNJITE

- Confectionate din oțel inoxidabil, pot fi autoclavate
- In poza este prezentata la numarul (3)



Cod	Produs	Lungime	Mod de ambalare
FRIC143.0001	Foarfece cu varfuri rotunjite	130 mm	bucata
FRMC144.0001	Foarfece cu varfuri rotunjite	145 mm	bucata
FRSC145.0001	Foarfece cu varfuri rotunjite	160 mm	bucata

FOARFECA PENTRU MICROSCOPIE, CU VARFURI ASCUTITE

- Foarfeca este facuta dintr-un otel de calitate superioara
- Se poate autoclava
- In poza este prezentata la numarul (4)



Cod	Produs	Lungime	Mod de ambalare
FROC146.0001	Foarfeca pentru microscopie, cu varfuri ascutite; dreapta	100 mm	bucata
FRLC147.0001	Foarfeca pentru microscopie, cu varfuri ascutite; curba	100 mm	bucata

FOARFECA MICROSCOPIE


- Confectionata din otel inoxidabil
- Unul din varfuri, se termina sub forma unei bile
- Lungime 115 mm
- Autoclavabila



Cod	Produs	Mod de ambalare
FRHC4814.0001	Foarfece microscopie	bucata

FOARFECA DISECTIE-MICROSCOPIE

- Confectionata din otel inoxidabil
- Autoclavabila



Modelul I:

- cu varfuri ascutite-curbate
- lungime 115 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
FRGC4818.0001	Foarfece disectie-microscopie	bucata


Modelul II:

- cu un varf rotunjit si unul ascutit; varful rotunjit, prezinta la capat o ridicatura in forma de bila
- lungime 145 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
FRFC4819.0001	Foarfece disectie-microscopie	bucata

MICRO-FOARFECA


- Confectionata din otel inoxidabil
- Lungime 110 mm
- Autoclavabila
- Tip IRIS



Cod	Produs	Mod de ambalare
MRPC4815.0001	Micro-foarfeca	bucata

MICRO-FOARFECA

- Confectionata din otel inoxidabil
- Autoclavabila



Modelul I:

- varfuri foarte subtiri
- lungime 115 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
MRDC4816.0001	Micro-foarfeca	bucata

Modelul II:

- varfuri drepte
- lungime 105 mm
- tip STEVENS

Cod	Produs	Mod de ambalare
MRZC4817.0001	Micro-foarfeca	bucata

FOARFECA SPECIALA

- Confectionata din otel inoxidabil
- Autoclavabila



Cod	Produs	Model	Caracteristici	Lungime (mm)	Mod de ambalare
FRGC4810.0001	Foarfece speciala	¹ Bee-Bee	dreapta	110	bucata
FRFC4811.0001	Foarfece speciala	² Spencer	dreapta	120	bucata
FRDC4812.0001	Foarfece speciala	³ Knowles	dreapta	140	bucata
FRTC4813.0001	Foarfece speciala	⁴ Lister	indoita	110	bucata

FOARFECA PENTRU OASE

- Confectionata din otel inoxidabil, fara nichel
- Lungime 250 mm
- Lungimea lamei 80 mm



Modelul I:

- manerul este curbat, cu arc amortizor
- autoclavabila
- greutate 295 g

Cod	Produs	Mod de ambalare
FRHC4820.0001	Foarfece pentru oase	bucata

Model II:

- manerul este acoperit cu polyoxymethylena (POM), de culoare neagra
- cu arc interior
- greutate 233 g

Cod	Produs	Mod de ambalare
FRBC4821.0001	Foarfece pentru oase	bucata