

MANUSI DE UNICA FOLOSINTA

MANUSI DE UNICA FOLOSINTA

- Confectionate din PE (polietilena)
- Mod de ambalare: 10 pachete a cate 100 de bucati



Cod	Produs	Model	Mod de ambalare
MRTC3569.1000	Manusi de unica folosinta	pentru barbati	1000 bucati
MRSC3570.1000	Manusi de unica folosinta	pentru femei	1000 bucati

MANUSI DE UNICA FOLOSINTA

- Sunt confectionate din folie moale albastruie (co-polimer), foarte elastica
- Pot fi folosite pe ambele maini (nu sunt numai pt mana stanga sau numai pt mana dreapta)
- Se folosesc in mediile care nu necesita o protectie ridicata a mainilor; ideale pentru industria alimentara
- Lungimea unei manusi este de 375 mm
- Grosimea este de 30 μ m



Cod	Produs	Mod de ambalare
MRQC3571.0100	Manusi de unica folosinta	100 bucati

MANUSI DE UNICA FOLOSINTA, LUNGI

- Confectionate din folie moale, foarte elastica, de culoare portocalie
- Pot fi purtate pe ambele maini (nu sunt numai pt mana stanga sau numai pt mana dreapta)
- Lungimea unei manusi este de 90 cm
- Grosimea este de 30 μ m



Cod	Produs	Mod de ambalare
MRYC3572.0050	Manusi de unica folosinta, lungi	50 bucati

MANUSI DE UNICA FOLOSINTA

- Sunt confectionate din PE (polietilena) rezistenta
- Nu irita pielea si sunt rezistente la rupere
- Ideale pentru activitati usoare
- Sunt livrate in cutii cu carlige, pentru a putea fi agatate pe perete



Cod	Produs	Model	Mod de ambalare
MRRC3573.0100	Manusi de unica folosinta	pentru femei	100 bucati
MRXC3575.0100	Manusi de unica folosinta	pentru barbati	100 bucati

MANUSI DE UNICA FOLOSINTA DIN LATEX

Caracteristici generale:

- pot fi utilizate pe ambele maini
- ofera protectia corespunzatoare materialului din care sunt confectionate
- marginile sunt rulate
- foarte elastice; impermeabile
- nu contin Tiuram (este folosit ca si conservant in timpul productiei, fiind adaugat si pentru accelerarea vulcanizarii. Tiuramul poate produce alergii)
- asigura protectie impotriva contaminarii bacteriologice, putand fi folosite si in industria alimentara

Rezistenta manusilor din latex:

Substanta	Nivel de rezistenta	Timp de penetrare
Acetona	0	2 min
Acetonitril	0	4 min
Clorura de benzalconiu	6	>480 min
Ciclohexanol	0	10 min
Clorohexidina	6	>480 min
Cloroform	n.r.	-
Diclormetan	n.r.	-
Ulei de motor	1	24 min
Dimetilsulfoxod (DMSO)	0	2 min
Acid acetic (10%)	6	>480 min
Etanol (80%)	0	2 min
Ethidiumbromide (1%)	6	>480 min
Formaldehida (37%) in 10% metanol	0	1 min
Glutardehida (5%)	6	>480 min
Alcool izopropilic	0	4 min
Hidroxid de potasiu (30%)	6	>480 min
Ulei din seminte de in	0	2 min
Metanol	0	1 min
Lesie de hidroxid de sodiu (30%)	5	428 min
Fenol (10%)	0	10 min
Acid fosforic (30%)	6	>480 min
Acid azotic (10%)	6	>480 min
Acid clirhidric (37%)	1	13 min
Acid sulfuric (30%)	6	>480 min
Toluen	n.r.	-
Xilen	n.r.	-


Nivel de rezistenta/ timp de penetrare:

- nivel 1 > 10 min
 - nivel 2 > 30 min
 - nivel 3 > 60 min
 - nivel 4 > 120 min
 - nivel 5 > 240 min
 - nivel 6 > 480 min
- n.r. = nerecomanadat

NOTA: TOATE INFORMATIILE SE BAZEAZA PE TESTE EFECTUATE IN LABORATOR, TESTE CARE NU POT SIMULA CU EXACTITATE CONDITIILE DE LUCRU EFECTIV. INFORMATIILE DIN TABEL SUNT ESTIMATIVE SI SE FOLOSESC PENTRU A AJUTA UTILIZATORUL SA ALEAGA CELE MAI POTRIVITE MANUSI DE PROTECTIE. ESTE RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI FINAL SA ALEAGA MANUSILE CARE SATISFAC CEL MAI BINE NEVOILE SALE. PENTRU MANIPULAREA SUBSTANTELOR PERICULOASE, SE RECOMANDA VERIFICAREA MANUSILOR PRIVIND POSIBILE RUPTURI, INAINTEA FIECAREI UTILIZARI.

DEGETARE DIN LATEX

- Cu marginile intarite
- Nu sunt pudrate
- Culoare naturala
- Lungime 68 mm, grosime 0,1 mm



Cod	Produs	Marime	Latime	Mod de ambalare
DRFC3661.0500	Degetare din latex	3	24 mm	500 bucati
DRDC3662.0500	Degetare din latex	4	27 mm	500 bucati
DRBC3663.0500	Degetare din latex	5	30 mm	500 bucati

MANUSI DIN LATEX, TIP 1

- De unica folosinta
- Culoare: naturala
- Nepudrate; interior neted
- Grosimea totala a ambelor fete este de aproximativ 0,3 mm
- Lungimea manusilor este de ± 240 mm



Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MROC3588.0100	Manusi din latex, tip 1	S	100 bucati
MRQC3589.0100	Manusi din latex, tip 1	M	100 bucati
MRSC3590.0100	Manusi din latex, tip 1	L	100 bucati
MRGC3591.0090	Manusi din latex, tip 1	XL	90 bucati

MANUSI DIN LATEX, TIP 2

- Culoare: naturala
- De unica folosinta, nepudrate
- Usor de luat pe mana, foarte compatibile cu pielea
- Confort maxim la purtare

- Continut minim de proteine si substante iritante
- Suprafata interna este foarte neteda
- Grosimea totala a ambelor fete este de aproximativ 0,3 mm
- Lungime \pm 240 mm



Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MRDC3584.0100	Manusi din latex, tip 2	S	100 bucati
MRRC3585.0100	Manusi din latex, tip 2	M	100 bucati
MRAC3586.0100	Manusi din latex, tip 2	L	100 bucati
MRTC3587.0090	Manusi din latex, tip 2	XL	90 bucati

MANUSI DIN LATEX, TIP 3

- Culoare naturala
- Nepudrate, nu irita pielea
- Se preteaza pentru utilizarea in laboratoare, in industria farmaceutica si alimentara
- Usor de luat pe mana, foarte compatibile cu pielea
- Confort maxim la purtare
- Grosimea manusii este de $0,21 \pm 0,05$ mm



Cod	Produs	Marime	Lungime	Mod de ambalare
MRHC3966.0050	Manusi din latex, tip 3	S	≥ 270 mm	50 perechi
MRQC3967.0050	Manusi din latex, tip 3	M	≥ 280 mm	50 perechi
MRPC3968.0050	Manusi din latex, tip 3	L	≥ 285 mm	50 perechi

MANUSI DIN LATEX, TIP 4

- Culoare naturala
- Suprafata interna este neteda si putin pudrata (cu amidon din porumb)
- Grosimea totala a ambelor fete este de aproximativ 0,3 mm
- Lungimea manusilor este de ± 240 mm



Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MRFC3594.0100	Manusi din latex, tip 4	S	100 bucati
MRYC3595.0100	Manusi din latex, tip 4	M	100 bucati
MRHC3596.0100	Manusi din latex, tip 4	L	100 bucati

MANUSI DIN LATEX, TIP 5

- Culoare: galben deschis
- Sterile; sterilizate cu raze gamma si prevazute cu indicator de sterilizare
- Nu sunt pudrate
- Se preteaza pentru utilizarea in zone controlate sau fara praf, unde nu este necesara o protectie ridicata
- Pot fi folosite pentru ambele maini
- Manusile se livreaza perechi, sterilizate si ambalate in pungi sigilate
- Grosimea totala a ambelor fete este de aproximativ 0,16 mm
- Lungimea manusilor este de ± 240 mm



Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MRMC3597.0040	Manusi din latex, tip 5	S	40 perechi
MRCC3598.0040	Manusi din latex, tip 5	M	40 perechi
MRXC3599.0040	Manusi din latex, tip 5	L	40 perechi

MANUSI DE UNICA FOLOSINTA DIN VINIL

Caracteristici generale:

- se preteaza a fi utilizate in industria alimentara
- nu se utilizeaza pentru manipularea alimentelor care contin grasimi
- utile in industriile care nu necesita o protectie de lunga durata
- ofera un bun simt tactil

Rezistenta manusilor din vinil:

Substanta	Nivel de rezistenta	Timp de penetrare
Acetona	n.r.	-
Acetonitril	0	< 2 min
Amoniac (25%)	5	>240 min
Clorura de benzalconiu	5	>240 min
Benzen	n.r.	-
Ciclohexanol (solid)	5	>240 min
Clorohexidina (solid)	6	>480 min
Diclormetan	n.r.	-
Ulei de motor	0	3 min
Dimetilamina	n.r.	-
Dietileter	n.r.	-
Dimetilsulfoxod (DMSO)	n.r.	-
Acid acetic (10%)	6	>480 min
Etanol (80%)	0	2 min
Ethidiumbromide (1%)	6	>480 min
Acetat de etil	n.r.	-
Formaldehida (37%) in 10% metanol	0	1 min
Formaldehida (37%), formalin	0	2 min
Glutardehida (5%)	5	>240 min
n-Heptane	n.r.	-
n-Hexan	n.r.	-
Alcool izopropilic	0	2 min
Ulei din seminte de in	0	<2 min
Lesie de hidroxid de sodiu (30%)	6	>428 min
Fenol (10%)	0	<10 min
Acid azotic (10%)	6	>480 min
Acid azotic (50%)	2	40 min
Acid clorhidric (36%)	2	30 min
Acid sulfuric (96%)	0	7 min
Toluen	n.r.	-
Tricloretran	n.r.	-
Xilen	n.r.	-

Nivel de rezistenta/ timp de penetrare:

- nivel 1 > 10 min
- nivel 2 > 30 min
- nivel 3 > 60 min
- nivel 4 > 120 min
- nivel 5 > 240 min
- nivel 6 > 480 min

n.r. = nerecomandat

NOTA: TOATE INFORMATIILE SE BAZEAZA PE TESTE EFECTUATE IN LABORATOR, TESTE CARE NU POT SIMULA CU EXACTITATE CONDITIILE DE LUCRU EFECTIV. INFORMATIILE DIN TABEL SUNT ESTIMATIVE SI SE FOLOSESC PENTRU A AJUTA UTILIZATORUL SA ALEAGA CELE MAI POTRIVITE MANUSI DE PROTECTIE. ESTE RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI FINAL SA ALEAGA MANUSILE CARE SATISFAC CEL MAI BINE NEVOILE SALE. PENTRU MANIPULAREA SUBSTANTELOR PERICULOASE, SE RECOMANDA VERIFICAREA MANUSILOR PRIVIND POSIBILE RUPTURI, INAINTEA FIECAREI UTILIZARI.

MANUSI DIN VINIL, NEPUDRATE

- Sunt transparente
- Netede, flexibile, au marginile rulate
- Grosimea totala a ambelor fete este de aproximativ 0,22 mm
- Nu contin proteinele ce ar putea fi prezente in varianta latex
- Pot fi folosite pentru ambele maini
- Lungimea unei manusi este de ± 240 mm



Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MRPC3600.0100	Manusi din vinil, nepudrate	S	100 bucati
MRUC3601.0100	Manusi din vinil, nepudrate	M	100 bucati
MRHC3602.0100	Manusi din vinil, nepudrate	L	100 bucati
MRFC3603.0090	Manusi din vinil, nepudrate	XL	90 bucati

MANUSI DIN VINIL, PUDRATE

- Au aceleasi caracteristici ca si cele nepudrate
- Diferenta este data de stratul subtire de amidon din porumb, care acopera suprafata manusilor



Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MRGC3604.0100	Manusi din vinil, pudrate	S	100 bucati
MRKC3606.0100	Manusi din vinil, pudrate	L	100 bucati

MANUSI DE UNICA FOLOSINTA DIN NITRIL

Caracteristici generale:

- ofera protectie mecanica si impotriva chimicalelor corespunzator materialului din care sunt confectionate (vezi tabel)
- asigura protectie impotriva contaminarii bacteriologice, putand fi folosite si in industria alimentara
- sunt impermeabile

Rezistenta manusilor din nitril:

Substanta	Nivel de rezistenta	Timp de penetrare
Acetona	n.r.	-
Acetonitril	n.r.	-
Acrilamide (40%)	6	>480 min
Amoniac (25%)	1	15 min
Benzen	1	30 min
Clorohexidina (solid)	6	>480 min
Gluconat de clorohexidina + Etanol + Apa	1	12 min
Cloroform	n.r.	-
Ciclohexanol (solid)	6	>480 min
Diclorometan	n.r.	-
Ulei de motor	3	80 min
Dimetilamina	n.r.	-
Dietileter	n.r.	-
Dimetilsulfoxod (DMSO)	0	3 min
Acid acetic (10%)	6	>480 min
Etanol (20%)	1	20 min
Etanol (80%)	0	9 min
Ethidiumbromide (1%)	6	>480 min
Acetat de etil	0	1 min
Formaldehida (37%) in 10% metanol	1	30 min
Formaldehida (37%), formalin	6	>480 min
Glutardehida (5%)	6	>480 min
n-Heptane	1	13 min
n-Hexan	0	9 min
Alcool izopropilic	0	10 min
Solutie de hidroxid de potasiu (30%)	6	>480 min
Ulei din seminte de in	0	<2 min
Metanol	0	6 min
Lesie de hidroxid de sodiu (30%)	6	>480 min
Fenol (10%)	0	<10 min
Acid fosforic (30%)	6	>480 min
Acid azotic (10%)	6	>480 min
Acid azotic (50%)	2	60 min
Acid clorhidric (36%)	3	109 min
Acid sulfuric (96%)	1	15 min
Toluen	n.r.	-
Tricloretran	n.r.	-
Xilen	0	1 min

Nivel de rezistenta/ timp de penetrare:

- nivel 1 > 10 min
 - nivel 2 > 30 min
 - nivel 3 > 60 min
 - nivel 4 > 120 min
 - nivel 5 > 240 min
 - nivel 6 > 480 min
- n.r. = nerecomandat

NOTA: TOATE INFORMATIILE SE BAZEAZA PE TESTE EFECTUATE IN LABORATOR, TESTE CARE NU POT SIMULA CU EXACTITATE CONDITIILE DE LUCRU EFECTIV. INFORMATIILE DIN TABEL SUNT ESTIMATIVE SI SE FOLOSESC PENTRU A AJUTA UTILIZATORUL SA ALEAGA CELE MAI POTRIVITE MANUSI DE PROTECTIE. ESTE RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI FINAL SA ALEAGA MANUSILE CARE SATISFAC CEL MAI BINE NEVOILE SALE. PENTRU MANIPULAREA SUBSTANTELOR PERICULOASE, SE RECOMANDA VERIFICAREA MANUSILOR PRIVIND POSIBILE RUPTURI, INAINTEA FIECAREI UTILIZARI.

MANUSI DIN NITRIL, NEPUDRATE

- De culoare albastra, foarte flexibile si netede, fiind placute la atingere
- Asigura un bun simt tactil
- Marginile sunt intarite
- Grosimea totala a ambelor fete este de aproximativ 0,3 mm
- Nu contin proteinele ce ar putea fi prezente in varianta latex
- Lungimea unei manusi este de ± 240 mm
- Pot fi folosite pentru ambele maini
- Rezistente la bromura de etidium



Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MRAC3608.0100	Manusi din nitril, nepudrate	S	100 bucati
MRYC3609.0100	Manusi din nitril, nepudrate	M	100 bucati
MRJC3610.0100	Manusi din nitril, nepudrate	L	100 bucati
MRFC3611.0090	Manusi din nitril, nepudrate	XL	90 bucati

MANUSI DIN NITRIL

- Sunt confectionate 100% din cauciuc nitrilic
- Se preteaza pentru utilizarea in laborator
- Oferă protecție împotriva contaminării bacteriologice
- Nu contin substante care ar putea provoca alergii
- Au o buna rezistenta împotriva substantelor chimice, conform specificatiilor pentru nitril
- Se muleaza perfect pe mana
- Oferă buna protecție și rezistență mecanică ridicată
- Nu incalzesc mainile
- Pot fi sterilizate cu raze Y sau se pot autoclava la maxim 120°C timp de 20 de minute



Manusi din nitril, pudrate, pentru laborator. Grosime 0,1 mm, lungime 240 mm. Se pot folosi pentru ambele maini.

Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MRTC3616.0100	Manusi din nitril, pudrate	S	100 bucati
MRUC3617.0100	Manusi din nitril, pudrate	M	100 bucati
MREC3618.0100	Manusi din nitril, pudrate	L	100 bucati
MRAC3619.0100	Manusi din nitril, pudrate	XL	100 bucati

Manusi din nitril, nepudrate, pentru laborator. Grosime 0,1 mm, lungime 240 mm. Se pot folosi pentru ambele maini.

Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MRQC3620.0100	Manusi din nitril, nepudrate	S	100 bucati
MRSC3621.0100	Manusi din nitril, nepudrate	M	100 bucati
MRDC3622.0100	Manusi din nitril, nepudrate	L	100 bucati
MRXC3623.0100	Manusi din nitril, nepudrate	XL	100 bucati

Manusi din nitril, pudrate, pentru laborator. Grosime 0,2 mm, lungime 240 mm. Se pot folosi pentru ambele maini.

Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MRMC3624.0050	Manusi din nitril, pudrate	S	50 bucati
MRBC3625.0050	Manusi din nitril, pudrate	M	50 bucati
MRCC3626.0050	Manusi din nitril, pudrate	L	50 bucati
MRZC3627.0050	Manusi din nitril, pudrate	XL	50 bucati

Manusi din nitril, nepudrate, pentru laborator. Grosime 0,2 mm, lungime 240 mm. Se pot folosi pentru ambele maini.

Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MRHC3628.0050	Manusi din nitril, nepudrate	S	50 bucati
MRGC3629.0050	Manusi din nitril, nepudrate	M	50 bucati
MRLC3630.0050	Manusi din nitril, nepudrate	L	50 bucati
MRTC3631.0050	Manusi din nitril, nepudrate	XL	50 bucati

Manusi din nitril, nepudrate, pentru examinari medicale. Grosime 0,1 mm, lungime 240 mm. Se pot folosi pentru ambele maini.

Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MRFC3632.0100	Manusi din nitril, nepudrate	XS	100 bucati
MRJC3633.0100	Manusi din nitril, nepudrate	S	100 bucati
MRPC3634.0100	Manusi din nitril, nepudrate	M	100 bucati
MRCC3635.0100	Manusi din nitril, nepudrate	L	100 bucati
MRBC3636.0100	Manusi din nitril, nepudrate	XL	100 bucati

Manusi din nitril, nepudrate, pentru examinari medicale. Grosime 0,15 mm, lungime 280 mm. Se pot folosi pentru ambele maini.

Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MRQC3637.0050	Manusi din nitril, nepudrate	S	50 bucati
MRSC3638.0050	Manusi din nitril, nepudrate	M	50 bucati
MRAC3639.0050	Manusi din nitril, nepudrate	L	50 bucati
MRDC3640.0050	Manusi din nitril, nepudrate	XL	50 bucati

MANUSI DIN NITRIL

- Sunt confectionate 100% din nitril si nu contin latex
- Nepudrate, au o lungime de aproximativ 240 mm
- Grosimea lor este de 0,1 mm
- Prezinta varfurile degetelor texturate



Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MRNC3645.0100	Manusi din nitril, nepudrate	S	100 bucati
MRGC3646.0100	Manusi din nitril, nepudrate	M	100 bucati
MRHC3647.0100	Manusi din nitril, nepudrate	L	100 bucati
MRCC3648.0100	Manusi din nitril, nepudrate	XL	100 bucati

MANUSI DIN NITRIL, DE UNICA FOLOSINTA

- Asigura protectie impotriva contaminarii bacteriologice
- Protejeaza impotriva chimicalelor, corespunzator materialului nitril
- Impermeabile
- Marginile sunt intarite
- Lungimea manusii poate fi de 240 mm sau 300 mm si grosimea de 0,1 mm sau 0,12 mm
- Nu irita pielea



Manusi din nitril, pudrate (verzi), L=240 mm

Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MRPC3649.0100	Manusi din nitril, pudrate	S (6½ - 7)	100 bucati
MRHC3650.0100	Manusi din nitril, pudrate	M (7½ - 8)	100 bucati
MRKC3651.0100	Manusi din nitril, pudrate	L (8½ - 9)	100 bucati
MRFC3652.0100	Manusi din nitril, pudrate	XL (9½ - 10)	100 bucati

Manusi din nitril, nepudrate (verzi), antistatice, L=240 mm

Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MRMC3653.0100	Manusi din nitril, nepudrate	S (6½ - 7)	100 bucati
MRLC3654.0100	Manusi din nitril, nepudrate	M (7½ - 8)	100 bucati
MRJC3655.0100	Manusi din nitril, nepudrate	L (8½ - 9)	100 bucati
MREC3656.0100	Manusi din nitril, nepudrate	XL (9½ - 10)	100 bucati

Manusi din nitril, nepudrate, cu varfurile degetelor structurate (albastru deschis), L=240 mm

Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MRZC3657.0100	Manusi din nitril, structurate	S (6½ - 7)	100 bucati
MRDC3658.0100	Manusi din nitril, structurate	M (7½ - 8)	100 bucati
MRBC3659.0100	Manusi din nitril, structurate	L (8½ - 9)	100 bucati
MRKC3660.0100	Manusi din nitril, structurate	XL (9½ - 10)	100 bucati

Manusi din nitril, nepudrate, cu varfurile degetelor structurate (albastru deschis), L=300 mm

Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MRNC3969.0100	Manusi din nitril, structurate	S (6½ - 7)	100 bucati
MRJC3970.0100	Manusi din nitril, structurate	M (7½ - 8)	100 bucati
MRYC3971.0100	Manusi din nitril, structurate	L (8½ - 9)	100 bucati
MRLC3972.0100	Manusi din nitril, structurate	XL (9½ - 10)	100 bucati