


## MICROSERINGI

### MICROSERINGA TIP HAMILTON PENTRU DOZARE DE LICHIDE

- Ideala pentru dozarea lichidelor
- Acul si pistonul sunt din inox
- Acul are o lungime de 51 mm si este incastrat in peretele seringii



Cod	Produs	Capacitate (µl)	Gradatie (µl)	Ø <sub>interior</sub> x Ø <sub>exterior</sub> al acului	Mod de ambalare
MRNC338.0001	Microseringa tip Hamilton pentru dozare de lichide	10	0,1	0,13 x 0,47 mm	bucata
MRGC339.0001	Microseringa tip Hamilton pentru dozare de lichide	25	0,5	0,15 x 0,72 mm	bucata
MRDC340.0001	Microseringa tip Hamilton pentru dozare de lichide	50	1,0	0,15 x 0,72 mm	bucata
MRWC341.0001	Microseringa tip Hamilton pentru dozare de lichide	100	1,0	0,15 x 0,72 mm	bucata
MROC342.0001	Microseringa tip Hamilton pentru dozare de lichide	250	5,0	0,15 x 0,72 mm	bucata
MRSC343.0001	Microseringa tip Hamilton pentru dozare de lichide	500	10,0	0,41 x 0,72 mm	bucata

## MICROSERINGA TIP HAMILTON PENTRU GAZE SI LICHIDE

- Ideala pentru dozare de lichide si gaze
- Corpul seringii si pistonul pot fi schimbate
- Pistonul este din teflon imbracat in aluminiu
- Se livreaza fara ac



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Gradatie (ml)	Mod de ambalare
MRYC344.0001	Microseringa tip Hamilton pentru gaze si lichide	1,0	0,01	bucata
MRXC345.0001	Microseringa tip Hamilton pentru gaze si lichide	2,5	0,05	bucata
MRMC346.0001	Microseringa tip Hamilton pentru gaze si lichide	5,0	0,10	bucata
MRWC347.0001	Microseringa tip Hamilton pentru gaze si lichide	10,0	0,20	bucata

## AC PENTRU MICROSERINGA

- Este facut din inox, cu o lungime de 51 mm
- Diametrul interior este de 0,41 mm, iar cel exterior este de 0,72 mm
- Poate fi de doua feluri:
  - polizat la 12°, indoit usor inspre interior, pentru strapungerea septurilor sau in alte metode cromatografice
  - polizat la 90°, bont, pentru toate aplicatiile HPLC sau pentru dozare exacta
- Se adreseaza seringilor cu codurile: **MRYC344, MRXC345, MRMC346, MRWC347**

Cod	Produce	Tip	Mod de ambalare
ARTC348.0006	Ac pentru microseringa	polizat la 12°	6 bucati
ARFC4224.0006	Ac pentru microseringa	polizat la 90°	6 bucati

### MICROSERINGA TIP HAMILTON

- Este ideala pentru dozarea gazelor si lichidelor
- Pistonul si corpul seringii pot fi inlocuite
- Pistonul este confectionat din teflon si este acoperit cu aluminiu
- Acul de lungime 51 mm poate fi inlocuit



Cod	Produce	Capacitate (µl)	Gradatie (µl)	Ø <sup>interior</sup> x Ø <sup>exterior</sup> al acului	Mod de ambalare
MRJC349.0001	Microseringa tip Hamilton	10	0,1	0,13 x 0,47 mm	bucata
MRVC350.0001	Microseringa tip Hamilton	25	0,5	0,15 x 0,72 mm	bucata
MREC351.0001	Microseringa tip Hamilton	50	1,0	0,15 x 0,72 mm	bucata
MRQC352.0001	Microseringa tip Hamilton	100	1,0	0,15 x 0,72 mm	bucata
MRPC353.0001	Microseringa tip Hamilton	250	5,0	0,15 x 0,72 mm	bucata
MRZC354.0001	Microseringa tip Hamilton	500	10,0	0,41 x 0,72 mm	bucata


## ACE DE REZERVA PENTRU MICROSERINGA

- Sunt destinate pentru seringile de mai sus

Cod	Produs	Mod de ambalare
ARLC355.0006	Ac de rezerva pentru microseringa de 10 $\mu$ l	6 bucati
AREC356.0006	Ac de rezerva pentru microseringa de 25-100 $\mu$ l	6 bucati
ARMC357.0006	Ac de rezerva pentru microseringa de 250 $\mu$ l	6 bucati
ARDC358.0006	Ac de rezerva pentru microseringa de 500 $\mu$ l	6 bucati

## MICROSERINGA HAMILTON PENTRU DOZARE DE LICHIDE

- Se preteaza foarte bine pentru dozarea de volume foarte mici
- Acul din inox si pistonul din tungsten
- Acul are o lungime de 70 mm



Cod	Produs	Capacitate ( $\mu$ l)	Gradatie ( $\mu$ l)	$\varnothing$ interior x $\varnothing$ exterior al acului	Mod de ambalare
MRUC359.0001	Microseringa Hamilton pentru dozare de lichide	0,5	0,005	0,005 X 0,50 mm	bucata
MRCC360.0001	Microseringa Hamilton pentru dozare de lichide	1,0	0,01	0,01 x 0,47 mm	bucata
MRMC361.0001	Microseringa Hamilton pentru dozare de lichide	2,0	0,02	0,02 x 0,5 mm	bucata
MRDC362.0001	Microseringa Hamilton pentru dozare de lichide	5,0	0,05	0,05 x 0,56 mm	bucata