

## PAHARE BERZELIUS

### PAHARE BERZELIUS

- Confectionate din sticla borosilicata de 3,3 mm termorezistenta



Cod	Produs	Ø x h (mm)	Mod de ambalare
PMTE64.0001	Pahar Berzelius, forma joasa, 5 ml	-	bucata
PMDE65.0001	Pahar Berzelius, forma joasa, 10 ml	-	bucata
PRSC2878.0001	Pahar Berzelius, forma inalta, 25 ml	30 x 55	bucata
PMLE1.0001	Pahar Berzelius, forma joasa, 25 ml	-	bucata
PMSE66.0001	Pahar Berzelius, forma inalta, 50 ml	40 x 67	bucata
PMBE67.0001	Pahar Berzelius, forma joasa, 50 ml	42 x 60	bucata
PMRE2.0001	Pahar Berzelius, forma inalta, 100 ml	45 x 88	bucata

PMWE3.0001	Pahar Berzelius, forma joasa, 100 ml	51 x 70	bucata
PMKE4.0001	Pahar Berzelius, forma inalta, 150 ml	53 x 100	bucata
PMHE5.0001	Pahar Berzelius, forma joasa, 150 ml	60 x 80	bucata
PMIE6.0001	Pahar Berzelius, forma inalta, 250 ml	60 x 122	bucata
PMOE7.0001	Pahar Berzelius, forma joasa, 250 ml	70 x 95	bucata
PMTE229.0001	Pahar Berzelius, forma inalta, 400 ml	70 x 138	bucata
PMQE8.0001	Pahar Berzelius, forma joasa, 400 ml	80 x 110	bucata
PMHE230.0001	Pahar Berzelius, forma inalta, 600 ml	80 x 165	bucata
PMFE9.0001	Pahar Berzelius, forma joasa, 600 ml	90 x 125	bucata
PMHE10.0001	Pahar Berzelius, forma inalta, 800 ml	90 x 178	bucata
PMIE11.0001	Pahar Berzelius, forma joasa, 800 ml	100 x 135	bucata
PMOE12.0001	Pahar Berzelius, forma inalta, 1000 ml	100 x 195	bucata
PMRE231.0001	Pahar Berzelius, forma joasa, 1000 ml	106 x 145	bucata
PMQE13.0001	Pahar Berzelius, forma inalta, 2000 ml	-	bucata
PMAE14.0001	Pahar Berzelius, forma joasa, 2000 ml	132 x 185	bucata
PMSE15.0001	Pahar Berzelius, forma inalta, 3000 ml	-	bucata
PMBE232.0001	Pahar Berzelius, forma joasa, 3000 ml	150 x 210	bucata
PMSE233.0001	Pahar Berzelius, forma joasa, 5000 ml	178 x 280	bucata

## PAHAR BERZELIUS DIN PLASTIC

- Transparent
- Confectionat din polipropilena (PP)
- Autoclavabil
- Stabil in intervalul de temperatura -10 la +120°C si pentru un timp scurt la 140°C
- Prezinta gradatie (gradatia este orientativa)



Cod	Produs	Gradatie (ml)	Øexterior x H (mm)	Mod de ambalare
PRRC679.0001	Pahar Berzelius plastic, 10 ml	2	25 x 35	bucata
PRPC680.0001	Pahar Berzelius plastic, 25 ml	5	31 x 47	bucata
PRGC681.0001	Pahar Berzelius plastic, 50 ml	10	40 x 60	bucata
PRNC682.0001	Pahar Berzelius plastic, 100 ml	20	49 x 70	bucata
PRVC683.0001	Pahar Berzelius plastic, 150 ml	20	56 x 80	bucata
PRMC684.0001	Pahar Berzelius plastic, 250 ml	50	68 x 94	bucata
PRDC685.0001	Pahar Berzelius plastic, 400 ml	50	77 x 109	bucata
PRZC4203.0001	Pahar Berzelius plastic, 500 ml	100	88 x 122	bucata
PRSC686.0001	Pahar Berzelius plastic, 600 ml	100	91 x 125	bucata

PRWC687.0001	Pahar Berzelius plastic, 800 ml	100	98 x 136	bucata
PRYC688.0001	Pahar Berzelius plastic, 1000 ml	100	102 x 149	bucata
PRZC689.0001	Pahar Berzelius plastic, 2000 ml	200	133 x 183	bucata
PREC690.0001	Pahar Berzelius plastic, 3000 ml	200	174 x 214	bucata
PRFC691.0001	Pahar Berzelius plastic, 5000 ml	500	185 x 248	bucata

### PAHAR BERZELIUS DIN PLASTIC

- Confectionate din ETFE (tetrafluoroetilen), transparent
- Prezinta o buna rezistenta la chimicale
- Prezinta cioc, iar gradatia este de culoare neagra, fiind imprimata pe pahare
- Sunt stabile la temperaturi cuprinse intre - 100 °C si +150 °C
- Se pot autoclava



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Gradatie (ml)	Ø <sub>exterior</sub> x H (mm)	Mod de ambalare
PRFC1133.0001	Pahar Berzelius din plastic	25	5	37 x 47	bucata
PROC1134.0001	Pahar Berzelius din plastic	50	10	40 x 60	bucata
PRTC1135.0001	Pahar Berzelius din plastic	100	20	49 x 70	bucata
PRRC1136.0001	Pahar Berzelius din plastic	250	50	68 x 94	bucata
PRHC1137.0001	Pahar Berzelius din plastic	400	50	77 x 109	bucata

PRBC4204.0001	Pahar Berzelius din plastic	500	100	88 x 122	bucata
PRSC1138.0001	Pahar Berzelius din plastic	600	100	91 x 125	bucata
PRLC1139.0001	Pahar Berzelius din plastic	1000	100	102 x 149	bucata

## PAHAR BERZELIUS DIN PLASTIC

- Confectionate din TPX (polimetilpentena) transparenta
- Foarte rezistente la substante chimice; se pot autoclava
- Prezinta cioc, iar gradatia este de culoare rosie
- Intervalul de temperatura in care sunt stabile se incadreaza intre 0°C si +120°C



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Gradatie (ml)	Ø <sub>exterior</sub> x H (mm)	Mod de ambalare
PRTC1140.0001	Pahar Berzelius din plastic	10	2	25 x 35	bucata
PRDC1141.0001	Pahar Berzelius din plastic	25	5	31 x 47	bucata
PREC1142.0001	Pahar Berzelius din plastic	50	10	40 x 60	bucata
PRSC1143.0001	Pahar Berzelius din plastic	100	20	49 x 70	bucata
PROC1144.0001	Pahar Berzelius din plastic	150	20	56 x 80	bucata
PRZC1145.0001	Pahar Berzelius din plastic	250	50	68 x 94	bucata
PRFC1146.0001	Pahar Berzelius din plastic	400	50	77 x 109	bucata
PRDC4205.0001	Pahar Berzelius din plastic	500	100	88 x 122	bucata

PRHC1147.0001	Pahar Berzelius din plastic	600	100	91 x 125	bucata
PRBC1149.0001	Pahar Berzelius din plastic	1000	100	102 x 149	bucata
PRNC1150.0001	Pahar Berzelius din plastic	2000	200	133 x 183	bucata
PRAC1151.0001	Pahar Berzelius din plastic	3000	200	174 x 214	bucata
PRQC1152.0001	Pahar Berzelius din plastic	5000	500	185 x 248	bucata

### SET DE PAHARE BERZELIUS DIN PLASTIC

- Setul este alcatuit din 10 bucati, o bucata din fiecare model (10, 25, 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000 ml)
- Confectionate din TPX ( polimetilpentena)

Cod	Produs	Mod de ambalare
PRMC1153.0010	Pahare Berzelius (set)	Set (10 bucati)

## PAHAR BERZELIUS DIN PLASTIC

- Confectionate din PFA ( perfluoroalkoxy) transparent
- Foarte rezistente la substante chimice
- Gradatia de pe pahar este in relief
- Sunt stabile la temperaturi cuprinse intre -200°C si +260°C si se pot autoclava



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Gradatie (ml)	Ø <sub>exterior</sub> x H (mm)	Mod de ambalare
PRBC1154.0001	Pahar Berzelius din plastic	25	5	32 x 50	bucata
PRTC1155.0001	Pahar Berzelius din plastic	50	10	39 x 59	bucata
PRGC1156.0001	Pahar Berzelius din plastic	100	20	50 x 72	bucata
PRLC1157.0001	Pahar Berzelius din plastic	250	50	67 x 96	bucata
PRDC1158.0001	Pahar Berzelius din plastic	500	100	88 x 122	bucata
PRSC1159.0001	Pahar Berzelius din plastic	1000	100	105 x 143	bucata

## PAHAR BERZELIUS DIN TEFLON

- Paharele prezinta cioc, sunt antiadezive si autoclavabile
- Stabile la temperaturi cuprinse intre -200 °C si +260 °C
- Din punct de vedere chimic sunt inerte



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Diametrul exterior (mm)	Inaltime (mm)	Mod de ambalare
PRGC1117.0001	Pahar Berzelius din teflon	1	13	18	bucata
PROC1118.0001	Pahar Berzelius din teflon	5	20	26	bucata
PRRC1119.0001	Pahar Berzelius din teflon	10	24	33	bucata
PRTC1120.0001	Pahar Berzelius din teflon	25	32	47	bucata
PRFC1121.0001	Pahar Berzelius din teflon	50	43	60	bucata
PREC1122.0001	Pahar Berzelius din teflon	100	54	68	bucata
PRRC1123.0001	Pahar Berzelius din teflon	150	59	69	bucata
PRQC1124.0001	Pahar Berzelius din teflon	250	66	97	bucata
PRLC1125.0001	Pahar Berzelius din teflon	400	80	106	bucata
PRAC1126.0001	Pahar Berzelius din teflon	500	80	125	bucata
PRMC1127.0001	Pahar Berzelius din teflon	600	90	125	bucata



PRDC1128.0001	Pahar Berzelius din teflon	1000	100	155	bucata
PRSC1129.0001	Pahar Berzelius din teflon	2000	120	210	bucata
PRBC1130.0001	Pahar Berzelius din teflon	5000	170	280	bucata

### PAHAR BERZELIUS DIN OTEL, CU MANER

- Prezinta forma cilindrica
- Confectionate din otel inoxidabil nichel-crom
- Au imprimata o scara gradata atat pe partea exterioara cat si pe cea interioara



Cod	Produs	Capacitate (l)	Ø <sub>exterior</sub> x H (mm)	Mod de ambalare
PRSC1106.0001	Pahar Berzelius, gradat, din otel, cu maner	0,70	100x100	bucata
PRPC1107.0001	Pahar Berzelius, gradat, din otel, cu maner	1,30	120x120	bucata
PRTC1108.0001	Pahar Berzelius, gradat, din otel, cu maner	2,10	140x140	bucata
PRJC1109.0001	Pahar Berzelius, gradat, din otel, cu maner	3,20	160x160	bucata
PREC1110.0001	Pahar Berzelius, gradat, din otel, cu maner	4,00	180x180	bucata
PRQC1111.0001	Pahar Berzelius, gradat, din otel, cu maner	5,00	200x200	bucata

### PAHAR BERZELIUS DIN PLASTIC CU MANER

- Sunt confectionate din PP (polipropilena), avand o suprafata neteda
- Gradatia este de culoare albastra
- Paharele se pot autoclava



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Inaltime (mm)	Diametrul superior (mm)	Mod de ambalare
PRHC1112.0001	Pahar Berzelius din PP cu maner	500	135	90	bucata
PRYC1113.0001	Pahar Berzelius din PP cu maner	1000	170	117	bucata
PRUC1114.0001	Pahar Berzelius din PP cu maner	2000	205	155	bucata
PROC1115.0001	Pahar Berzelius din PP cu maner	3000	230	173	bucata
PRIC1116.0001	Pahar Berzelius din PP cu maner	5000	267	203	bucata

## SET DE PAHARE BERZELIUS GRADATE DIN POLIPROPILENA CU MANER

- Setul contine 5 pahare Berzelius din polipropilena cu maner
- O bucata din fiecare pahar (500, 1000, 2000, 3000, 5000 ml)

Cod	Produs	Mod de ambalare
PRYC1131.0005	Pahare Berzelius (set)	Set (5 bucati)