

PENSE

PENSE DREPTE, ROTUNJITE LA VARFURI, ANATOMICE


- Confectionate din oțel Remanit 4301
- Autoclavabile
- In fotografia de mai jos, sunt prezentate la numarul (1)



Cod	Produs	Lungime	Mod de ambalare
PRSC90.0001	Pensa dreapta, varfuri rotunde	105 mm	bucata
PREC91.0001	Pensa dreapta, varfuri rotunde	115 mm	bucata
PRVC92.0001	Pensa dreapta, varfuri rotunde	130 mm	bucata
PRMC93.0001	Pensa dreapta, varfuri rotunde	145 mm	bucata
PRWC94.0001	Pensa dreapta, varfuri rotunde	160 mm	bucata
PRTC95.0001	Pensa dreapta, varfuri rotunde	200 mm	bucata
PRUC96.0001	Pensa dreapta, varfuri rotunde	250 mm	bucata

PENSE DREPTE, CU VARFURI ASCUTITE, CHIRURGICALE


- Confectionate din oțel Remanit 4301
- Autoclavabile
- In fotografia de mai jos, sunt prezentate la numarul (2)



Cod	Produs	Lungime	Mod de ambalare
PRIC97.0001	Pensa dreapta, varfuri ascutite	105 mm	bucata
PROC98.0001	Pensa dreapta, varfuri ascutite	115 mm	bucata
PREC99.0001	Pensa dreapta, varfuri ascutite	130 mm	bucata
PRQC100.0001	Pensa dreapta, varfuri ascutite	145 mm	bucata
PRXC101.0001	Pensa dreapta, varfuri ascutite	160 mm	bucata
PRZC102.0001	Pensa dreapta, varfuri ascutite	200 mm	bucata

PENSE INDOITE, CU VARFURI ASCUTITE, CHIRURGICALE

- Confectionate din oțel Remanit 4301
- Autoclavabile
- In fotografia de mai jos, sunt prezentate la numarul (3)



Cod	Produs	Lungime	Mod de ambalare
PRSC103.0001	Pensa indoita, varfuri ascutite	105 mm	bucata
PRCC104.0001	Pensa indoita, varfuri ascutite	115 mm	bucata
PRHC105.0001	Pensa indoita, varfuri ascutite	130 mm	bucata
PRRC106.0001	Pensa indoita, varfuri ascutite	145 mm	bucata
PRJC107.0001	Pensa indoita, varfuri ascutite	160 mm	bucata
PRNC108.0001	Pensa indoita, varfuri ascutite	200 mm	bucata

PENSA CU CARLIG

- Confectionate din oțel Remanit 4301
- Autoclavabile
- In fotografia de mai jos, sunt prezentate la numarul (4)



Cod	Produs	Lungime	Mod de ambalare
PRLC109.0001	Pensa cu carlig	115 mm	bucata
PRGC110.0001	Pensa cu carlig	130 mm	bucata
PRSC111.0001	Pensa cu carlig	145 mm	bucata
PRDC112.0001	Pensa cu carlig	160 mm	bucata

PENSA CERAMICA

- Rezistenta la temperaturi de pana la +700°C, precum si la acizi si baze (cu exceptia acidului fluorhidric)
- Anti-magnetica, cu suprafata neaderenta
- Prezinta un factor redus de frecare si nu se incarca electrostatic



Cod	Produs	Model	Lungime (mm)	Mod de ambalare
PRZC4802.0001	Pensa ceramica	1, foarte ascutit cu varfuri drepte	120	bucata
PRLC3175.0001	Pensa ceramica	2, ascutit cu varfuri drepte	120	bucata
PRPC3176.0001	Pensa ceramica	3, ascutit cu varfuri curbate	125	bucata

PENSA CERAMICA, PRINDERE DIN PLASTIC

- Partea de prindere este din plastic (POM – polyoxymethylene)
- Interiorul varfului prezinta striatii



Cod	Produs	Model	Lungime (mm)	Mod de ambalare
PRMC4805.0001	Pensa ceramica, prindere din plastic	4, varfuri in forma de lance	130	bucata

PENSA DE UNICA FOLOSINTA

- Confectionata din material plastic, poate fi sterila (ambalata individual) sau nesterila
- Prezinta o forma anatomica

Specificatii tenice:


Model	1, sterile	2, nesterile
Material	ABS (acrylic butadiene styrene copolymer)	PP (polipropilena), intarita cu fibra de sticla
Lungime (mm)	120	125
Latimea varfului (mm)	4	3



Cod	Produs	Model	Mod de ambalare
PRKC4806.0100	Pensa de unica folosinta	1	100 bucati
PRLC4807.0100	Pensa de unica folosinta	2	100 bucati

PENSA DIN PLASTIC


- Este confectionata din **PTFE** (politetrafluor etilena)
- Extrem de stabila din punct de vedere chimic si termic
- Flexibila
- Varfuri drepte
- Lungimea pensei este de 15 cm, iar greutatea de 30 g
- Poate fi autoclavata



Cod	Produs	Mod de ambalare
PRJC3177.0001	Pensa din plastic	bucata

PENSA DIN PLASTIC

- Este confectionata din fibra de sticla, intarita cu **TEFZEL** (ETFE- etilen tetrafluor etilen)
- Rezista foarte bine la substantele chimice (acizi) si la temperaturi de pana la + 200 °C
- Ideala pentru laboratoarele chimice si atelierele electronice
- Lungimea pensei este de 112 mm
- Poate fi autoclavata



Cod	Produs	Model	Mod de ambalare
PRGC3178.0001	Pensa din plastic	cu varfuri drepte	bucata
PRYC3179.0001	Pensa din plastic	cu varfuri striate	bucata

PENSE


- Sunt confectionate din otel inoxidabil acoperit cu un strat de PTFE (polytetrafluor ethylene)
- Ideale pentru activitati care implica substante corozive precum acizi, baze si solventi
- Stabile la temperaturi cuprinse intre – 200 → + 260 °C
- Nu sunt aderente
- Sunt de culoare neagra
- Pot fi autoclavate



Cod	Produs	Model	Lungime	Mod de ambalare
PRRC3180.0001	Pensa	varfuri rotunde	115 mm	bucata
PRFC3181.0001	Pensa	varfuri rotunde	130 mm	bucata
PRQC3182.0001	Pensa	varfuri rotunde	145 mm	bucata
PRDC3183.0001	Pensa	varfuri ascutite	115 mm	bucata
PRTC3184.0001	Pensa	varfuri ascutite	130 mm	bucata
PRSC3185.0001	Pensa	varfuri ascutite	145 mm	bucata
PRXC3186.0001	Pensa	varfuri ascutite, indoite	115 mm	bucata
PRMC3187.0001	Pensa	varfuri ascutite, indoite	130 mm	bucata
PRGC3188.0001	Pensa	varfuri ascutite, indoite	145 mm	bucata

PENSE DIN PLASTIC


- Confectionate din fibra de sticla acoperita cu un strat de **Delrin** (polioxometilen) cu fibre de carbon
- Prezinta o buna rezistenta chimica si sunt stabile la temperaturi de pana la + 90°C
- Lungimea pensei este de 11 cm
- Antistatica



Cod	Produs	Model	Latimea varfului	Mod de ambalare
PRNC3189.0003	Pensa din plastic	varfuri netede (nr 1 in poza)	3,0 mm	3 bucati
PRHC3190.0003	Pensa din plastic	varfuri foarte subtiri (nr 2 in poza)	0,3 mm	3 bucati
PRTC3191.0003	Pensa din plastic	varfuri subtiri (nr 3 in poza)	1,0 mm	3 bucati
PRUC3192.0003	Pensa din plastic	varfuri indoite (nr 4 in poza)	2,0 mm	3 bucati

PENSA CU VARF LAT

- Este confectionata din otel de inalta calitate
- Poate fi autoclavata
- Se preteaza la manipularea rondelilor de hartie de filtru



Cod	Produs	Model	Lungime	Mod de ambalare
PRSC3193.0001	Pensa cu varf lat	dreapta	115 mm	bucata
PRAC3194.0001	Pensa cu varf lat	indoita	115 mm	bucata
PRTC3195.0001	Pensa cu varf lat	indoita	130 mm	bucata
PRHC3196.0001	Pensa cu varf lat	indoita	145 mm	bucata

PENSA SPECIALA

- Prezinta la varf, diferite variante de dinti
- Confectionata din otel inoxidabil
- Anti-magnetica, autoclavabila



Cod	Produs	Model	Caracteristici	L x l (mm)	Mod de ambalare
PRHC4795.0001	Pensa speciala	1	acoperita cu PTFE	120 x 7	bucata
PRTC4796.0001	Pensa speciala	2	neacoperita	125 x 9	bucata
PRRC4797.0001	Pensa speciala	3	neacoperita	125 x 12	bucata

PENSA CU VARFURI CIRCULARE


- Confectionata din Remanit 4301.
- Ideala pentru manipularea diverselor elemente fragile (tesuturi etc.)
- Autoclavabila



Cod	Produs	Ø interior al varfului (mm)	Ø exterior al varfului (mm)	Lungime (mm)	Mod de ambalare
PRMC4798.0001	Pensa cu varfuri circulare	2,2	3	90	bucata
PRFC4799.0001	Pensa cu varfuri circulare	4,8	6	90	bucata

PENSA CU VARF CILINDRIC


- Confectionata din otel inoxidabil
- Intre cele doua varfuri, la inchiderea pensei, se creaza o forma cilindrica; astfel, pensa devine deosebit de utila pentru prinderea obiectelor rotunjite
- Dimensiunile cilindrului dintre cele doua varfuri: inaltimea 6,5 mm X diametru 3,5 mm
- Lungimea pensei: 120 mm
- Anti-magnetica, autoclavabila



Cod	Produs	Mod de ambalare
PRGC4800.0001	Pensa cu varf cilindric	bucata

PENSA CU IZOLATIE


- Prevazuta cu izolatie de protectie din PVC
- Lungime: 130 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
PRDC4801.0001	Pensa cu izolatie	bucata

PENSA PENTRU ACE CHIRURGICALE


- Confectionata din otel inoxidabil
- Autoclavabila



Cod	Produs	Model	Lungime (mm)	Mod de ambalare
PRJC4808.0001	Pensa pentru ace	¹ Mayo-Hegar	160	bucata
PRZC4809.0001	Pensa pentru ace	² Mathieu	140	bucata

PENSE DE PRECIZIE

- Confectionate manual
- Varful este foarte subtire
- Ideale pentru domeniile ce necesita o precizie inalta (microscopie, biologie, microbiologie)



PENSA DE PRECIZIE

- Confectionata din otel inox
- Stabila la temperaturi de pana la 400°C
- Se poate steriliza la 180°C
- Pensa PRTC4766, nu este slefuita, avand o reflectie scazuta a luminii

Cod	Produs	Model (nr din poza)	Lungime	Latimea varfului	Grosimea varfului	Mod de ambalare
PRTC4766.0001	Pensa de precizie	a	110 mm	0,025 mm	0,005 mm	bucata
PRFC4767.0001	Pensa de precizie	a	110 mm	0,05 mm	0,01 mm	bucata
PRPC4768.0001	Pensa de precizie	b	109 mm	0,05 mm	0,01 mm	bucata
PREC3197.0001	Pensa de precizie	c	120 mm	0,20 mm	0,12 mm	bucata
PRQC3198.0001	Pensa de precizie	d	120 mm	0,34 mm	0,14 mm	bucata
PRYC3199.0001	Pensa de precizie	c	120 mm	0,17 mm	0,10 mm	bucata
PROC3200.0001	Pensa de precizie	c	110 mm	0,17 mm	0,10 mm	bucata
PRGC3201.0001	Pensa de precizie	d	110 mm	0,13 mm	0,08 mm	bucata
PRLC3202.0001	Pensa de precizie	a	110 mm	0,10 mm	0,06 mm	bucata
PRDC3203.0001	Pensa de precizie	b	109 mm	0,10 mm	0,06 mm	bucata
PRJC3204.0001	Pensa de precizie	e	115 mm	0,17 mm	0,10 mm	bucata

PENSA DE PRECIZIE

- Confectionata din otel inox
- Zona de contact cu degetele, este zimtata si permite manipularea pensei cu usurinta
- Pensa PRJC4776 prezinta zimti (striatii) in interiorul varfului; acest aspect faciliteaza o buna prindere a obiectelor
- Stabila la temperaturi de pana la 400 °C
- Se poate steriliza la 180 °C

Cod	Produs	Model (nr din poza)	Lungime	Latimea varfului	Grosimea varfului	Mod de ambalare
PRDC4769.0001	Pensa de precizie	k	110 mm	0,10 mm	0,06 mm	bucata
PRRC4770.0001	Pensa de precizie	f	150 mm	0,10 mm	0,06 mm	bucata
PRLC4771.0001	Pensa de precizie	g	120 mm	0,17 mm	0,10 mm	bucata
PRZC4772.0001	Pensa de precizie	i	115 mm	0,17 mm	0,10 mm	bucata
PRGC4773.0001	Pensa de precizie	g	135 mm	0,20 mm	0,12 mm	bucata
PRHC4774.0001	Pensa de precizie	h	133 mm	0,20 mm	0,12 mm	bucata
PRNC4775.0001	Pensa de precizie	g	135 mm	0,24 mm	0,14 mm	bucata
PRJC4776.0001	Pensa de precizie	i	150 mm	0,50 mm	0,50 mm	bucata

PENSA DE PRECIZIE

- Confectionata din Dumoxel®
- Prezinta buna rezistenta impotriva coroziunii, chiar si impotriva acizilor concentrati
- Stabila la temperaturi de pana la 400 °C
- 95% antimagnetica
- Se poate steriliza pana la 270 °C

Cod	Produs	Model (nr din poza)	Lungime	Latimea varfului	Grosimea varfului	Mod de ambalare
PRQC4777.0001	Pensa de precizie	a	110 mm	0,05 mm	0,01 mm	bucata
PRSC4778.0001	Pensa de precizie	b	109 mm	0,05 mm	0,01 mm	bucata
PRTC4779.0001	Pensa de precizie	d	110 mm	0,06 mm	0,02 mm	bucata
PRMC4780.0001	Pensa de precizie	j	115 mm	0,07 mm	0,02 mm	bucata
PRLC4782.0001	Pensa de precizie	c	120 mm	0,08 mm	0,04 mm	bucata
PRKC4783.0001	Pensa de precizie	m	115 mm	0,07 mm	0,02 mm	bucata
PRXC4784.0001	Pensa de precizie	n	115 mm	0,09 mm	0,04 mm	bucata
PRCC4785.0001	Pensa de precizie	o	118 mm	Ø=12,7 mm	-	bucata
PRYC4786.0001	Pensa de precizie	a	110 mm	0,10 mm	0,06 mm	bucata
PRDC4788.0001	Pensa de precizie	e	115 mm	0,17 mm	0,10 mm	bucata

PENSA DE PRECIZIE

- Confectionata din Dumostar®
- Prezinta buna rezistenta impotriva coroziei, chiar si impotriva acizilor concentrati
- Se preteaza pentru aplicatii medicale si chirurgicale
- 100% antimagnetica
- Se poate steriliza pana la 500 °C

Cod	Produs	Model (nr din poza)	Lungime	Latimea varfului	Grosimea varfului	Mod de ambalare
PRFC4789.0001	Pensa de precizie	a	110 mm	0,05 mm	0,01 mm	bucata
PRGC4790.0001	Pensa de precizie	c	120 mm	0,17 mm	0,10 mm	bucata
PRIC4792.0001	Pensa de precizie	e	115 mm	0,17 mm	0,10 mm	bucata

PENSA DE PRECIZIE

- Confectionata din otel antimagnetic
- Cu invelis epoxidic de protectie; ajuta la protectia componentelor sensibile
- 80% antimagnetica
- Nu se poate steriliza/autoclava

Cod	Produs	Model (nr din poza)	Lungime	Latimea varfului	Grosimea varfului	Mod de ambalare
PRJC4793.0001	Pensa de precizie	a	110 mm	0,10 mm	0,06 mm	bucata
PRBC4794.0001	Pensa de precizie	e	115 mm	0,17 mm	0,10 mm	bucata

PENSE CU CLEMA

- Sunt confectionate din otel inoxidabil
- Prezinta o clema ce permite agatarea



Cod	Produs	Model	Lungime	Mod de ambalare
PRBC3205.0001	Pensa cu clema	dreapta, varfuri rotunde	130 mm	bucata
PRJC3206.0001	Pensa cu clema	dreapta, varfuri rotunde	145 mm	bucata
PRDC3207.0001	Pensa cu clema	dreapta, varfuri ascutite	130 mm	bucata
PRSC3208.0001	Pensa cu clema	indoita	115 mm	bucata

PENSA LUNGA

- Confectionata din otel inoxidabil
- Lungimea pensei este de 30 cm
- Manerele sunt striate, si au o lungime de 25 mm
- Poate fi autoclavata



Cod	Produs	Mod de ambalare
PRMC3209.0001	Pensa lunga	bucata

PENSA ELASTICA

- Ideala pentru prinderea obiectelor de greutate redusa



Cod	Produs	Model	Lungime	Mod de ambalare
PRCC3210.0001	Pensa elastica	varfuri ascutite	105 mm	bucata
PRSC3211.0001	Pensa elastica	varfuri rotunde	115 mm	bucata