

RACORDURI DIN STICLA

REDUCTOR

- Confectionat din sticla termorezistenta, cu slifuri de diferite marimi



Cod	Produs	SN-ul stutului	SN-ul conului	Mod de ambalare
RREC2108.0001	Reductor	14/23	19/26	bucata
RRTC2109.0001	Reductor	14/23	24/29	bucata
RRYC2110.0001	Reductor	14/23	29/32	bucata
RRDC2111.0001	Reductor	19/26	14/23	bucata
RRSC2112.0001	Reductor	19/26	24/29	bucata
RRBC2113.0001	Reductor	19/26	29/32	bucata
RRKC2114.0001	Reductor	24/29	14/23	bucata
RRPC2115.0001	Reductor	24/29	19/26	bucata
RRRC2116.0001	Reductor	24/29	29/32	bucata
RRZC2117.0001	Reductor	29/32	14/23	bucata
RRMC2118.0001	Reductor	29/32	19/26	bucata
RROC2119.0001	Reductor	29/32	24/29	bucata

RRLC4214.0001	Reductor	29/32	45/40	bucata
RRTC4215.0001	Reductor	45/40	29/32	bucata

ADAPTOR PENTRU CONECTARE CU OLIVA


- Este confectionat din sticla termorezistenta, cu slifuri de diferite dimensiuni
- Disponibil atat cu oliva dreapta, cat si cu oliva in unghi de 90°



Cod	Produs	Modelul olivei	SN	Mod de ambalare
ARYC2120.0001	Adaptor pentru conectare cu oliva	dreapta	14/23	bucata
ARSC2121.0001	Adaptor pentru conectare cu oliva	dreapta	19/26	bucata
ARGC2122.0001	Adaptor pentru conectare cu oliva	dreapta	24/29	bucata
ARHC2123.0001	Adaptor pentru conectare cu oliva	dreapta	29/32	bucata
ARPC2124.0001	Adaptor pentru conectare cu oliva	in unghi drept	14/23	bucata
ARBC2125.0001	Adaptor pentru conectare cu oliva	in unghi drept	19/26	bucata
ARXC2126.0001	Adaptor pentru conectare cu oliva	in unghi drept	24/29	bucata
ARZC2127.0001	Adaptor pentru conectare cu oliva	in unghi drept	29/32	bucata

TUB CAPILAR PENTRU FIERBERE

- Este confectionat din sticla borosilicata 3,3 termorezistenta, cu SN de 14/23
- Lungimea tubului este de aproximativ 200 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
TRYC2128.0001	Tub capilar pentru fierbere	bucata

RACORD CU ROBINET

- Materialul din care este confectionat racordul este sticla termorezistenta, iar slifurile pot avea diferite marimi
- Diametrul deschiderii robinetului este de 2,5 mm
- Este disponibil atat cu oliva dreapta cat si cu oliva in unghi de 90°
- Diametrul olivei este de 10 mm



Cod	Produs	SN	Modelul olivei	Mod de ambalare
RRQC2129.0001	Racord cu robinet	14/23	dreapta	bucata
RRUC2130.0001	Racord cu robinet	19/26	dreapta	bucata
RRPC2131.0001	Racord cu robinet	24/29	dreapta	bucata
RRHC2132.0001	Racord cu robinet	29/32	dreapta	bucata
RRDC2133.0001	Racord cu robinet	14/23	in unghi	bucata
RRLC2134.0001	Racord cu robinet	19/26	in unghi	bucata
RRXC2135.0001	Racord cu robinet	24/29	in unghi	bucata
RRMC2136.0001	Racord cu robinet	29/32	in unghi	bucata

RACORD CU DOUA GATURI

- Confectionat din sticla termorezistenta, are cele doua gaturi dispuse paralel



Cod	Produs	SN-ul stutului	SN-ul conului	Mod de ambalare
RRGC2137.0001	Racord cu doua gaturi	14/23	14/23	bucata
RRHC4553.0001	Racord cu doua gaturi	19/26	19/26	bucata
RRBC2138.0001	Racord cu doua gaturi	29/32	29/32	bucata

RACORD CLAISEN

- Este confectionat din sticla termorezistenta
- SN-ul slifului exterior este de 29/32, iar cel al slifului interior este de 14/23



Cod	Produs	Mod de ambalare
RRGC2178.0001	Racord Claisen	bucata

CAPAT CONECTOR

- Este confectionat din sticla termorezistenta, iar conul este dispus in unghi de 75°
- SN-ul slifului exterior este de 29/32, iar cel al slifului interior de 14/23



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRTC2179.0001	Capat conector	bucata

COLECTOR DE PICATURI STUTZER


- Confectionat din sticla termorezistentă
- Atat sliful interior cat si cel exterior au SN-ul de 14/23 (cod CRSC4572) sau 29/32 (cod CRPC2180)



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRSC4572.0001	Colector de picaturi Stutzer	bucata
CRPC2180.0001	Colector de picaturi Stutzer	bucata

TUB DE GOLIRE

- Este confectionat din sticla borosilicata 3,3, termorezistenta
- Prezinta o oliva, indoita in unghi drept
- Lungimea tubului este de aproximativ 250 mm



Cod	Produs	SN	Mod de ambalare
TRSC2181.0001	Tub de golire	14/23	bucata
TRLC2182.0001	Tub de golire	29/32	bucata

TUB PENTRU USCARE

- Tubul este confectionat din sticla borosilicata 3,3, termorezistenta
- Ete indoit la 75°
- SN-ul slifului este de 29/32



Cod	Produs	Mod de ambalare
TRQC2183.0001	Tub pentru uscare	bucata

CAPAT DISTILARE


- Confectionat din sticla termorezistenta, are o inclinatie de 105°
- SN-ul ambelor slifuri este de 14/23 (cod CRHC4571) sau 29/32 (cod CRYC2184)



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRHC4571.0001	Capat distilare	bucata
CRYC2184.0001	Capat distilare	bucata

PUNTE DISTILARE

- Confectionata din sticla termorezistenta, cu SN de 29/32
- Lungimea este de 350 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
PRYC2185.0001	Punte distilare	bucata

PUNTE DISTILARE CU REFRIGERENT LIEBIG SI RACORD LA VACUUM

- Materialul din care este confectionata puntea este sticla termorezistenta
- SN-urile sunt: 29/32 pentru cele doua slifuri exterioare si 14/23 pentru sliful interior
- Poate avea diferite lungimi



Cod	Produs	Lungime (mm)	Mod de ambalare
PRTC2186.0001	Punte distilare cu refrigerent Liebig si racord la vacuum	250	bucata
PROC2187.0001	Punte distilare cu refrigerent Liebig si racord la vacuum	400	bucata

RACORD LA VACUUM

- Este confectionat din sticla Duran
- Prezinta un varf de picurare si un tub de absorbtie



Cod	Produs	SN-ul stutului	SN-ul conului	Mod de ambalare
RRAC2188.0001	Racord la vacuum	14/23	14/23	bucata
RRPC4554.0001	Racord la vacuum	19/26	19/26	bucata
RRFC4555.0001	Racord la vacuum	24/29	24/29	bucata
RRCC2189.0001	Racord la vacuum	29/32	29/32	bucata

DISTRIBUITOR PENTRU DISTILARE BREDT

- Confectionat din sticla termorezistenta, prezinta patru stuturi cu SN de 14/23
- Aceste stuturi se preteaza pentru baloane cu fund rotund de maxim 250ml
- SN-ul stutului din partea superioara a distribuitorului este de 29/32



Cod	Produs	Mod de ambalare
DRSC2193.0001	Distribuitor pentru distilare Bredt	bucata

ADAPTOR PENTRU TERMOMETRE

- Materialul din care este confectionat adaptorul este sticla termorezistenta
- Prezinta SN, un capac infiletabil din plastic, inchidere din silicon cu garnitura din PTFE (polytetrafluor ethylene)




Cod	Produs	Filet	Pentru termometre cu Ø (mm)	SN	Mod de ambalare
AREC2194.0001	Adaptor pentru termometre	14	5,5 – 6,5	14/23	bucata
ARQC2195.0001	Adaptor pentru termometre	14	5,5 – 6,5	29/32	bucata
ARTC2196.0001	Adaptor pentru termometre	18	7,5 – 9,0	14/23	bucata
ARUC2197.0001	Adaptor pentru termometre	18	7,5 – 9,0	29/32	bucata

Accesorii:

Cod	Produs	Filet	Pentru termometre cu Ø (mm)	Mod de ambalare
IRTC2198.0001	Inchidere din silicon	14	5,5 – 6,5	bucata
IROC2199.0001	Inchidere din silicon	14	5,5 – 6,5	bucata
IRHC2200.0001	Inchidere din silicon	18	7,5 – 9,0	bucata
IRLC2201.0001	Inchidere din silicon	18	9,0 – 11,0	bucata

COLOANA PENTRU CONDENSARE

- Este confectionata din sticla termorezistenta
- Disponibila in doua variante: cu sau fara robinet pentru abur
- SN-ul este de 29/32 atat pentru racordul cu slif interior cat si pentru cel cu slif exterior



Coloana pentru condensare fara robinet pentru abur

Cod	Produs	Lichid de racire (ml)	L x Ø _{exterior} (mm)	Mod de ambalare
CRSC2202.0001	Coloana pentru condensare, fara robinet	200	270 x 70	bucata
CRTC2203.0001	Coloana pentru condensare, fara robinet	500	320 x 85	bucata
CRPC2204.0001	Coloana pentru condensare, fara robinet	1000	400 x 100	bucata

Coloana pentru condensare cu robinet pentru abur

Cod	Produs	Lichid de racire (ml)	Mod de ambalare
CRTC4643.0001	Coloana pentru condensare, cu robinet	200	bucata
CRLC4644.0001	Coloana pentru condensare, cu robinet	500	bucata
CRRC4645.0001	Coloana pentru condensare, cu robinet	1000	bucata