

## RECIPIENTE PENTRU AZOT LICHID

### RECIPIENT CILINDRIC PENTRU AZOT LICHID

- Recipientul este confectionat dintr-un aliaj de crom-nichel
- Este usor de manevrat, avand un maner detasabil



Cod	Produs	Inaltimea totala	Inaltimea de umplere	Diametrul interior	Mod de ambalare
RRIC726.0001	Recipient cilindric pentru azot lichid, 500ml	203 mm	180 mm	65 mm	bucata
RRCC727.0001	Recipient cilindric pentru azot lichid, 1000ml	231 mm	206 mm	85 mm	bucata
RREC728.0001	Recipient cilindric pentru azot lichid, 1000ml	177 mm	157 mm	100 mm	bucata
RRHC729.0001	Recipient cilindric pentru azot lichid, 2000ml	312 mm	285 mm	100 mm	bucata
RRBC730.0001	Recipient cilindric pentru azot lichid, 3000ml	190 mm	160 mm	185 mm	bucata
RRQC731.0001	Recipient cilindric pentru azot lichid, 6000ml	300 mm	270 mm	185 mm	bucata

## RECIPIENT CILINDRIC PENTRU AZOT LICHID

- Recipientul este prevazut cu doua manere; unul asezat pe partea laterala iar celalalt este dispus in partea superioara
- Este confectionat dintr-un aliaj de crom-nichel
- Recipientul este ideal pentru a manevra in siguranta agenti de racire sau mixturi inghetate, neexistand pericol de implozie



Cod	Produs	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Inaltimea interioara (mm)	Inaltimea exterioara (mm)	Mod de ambalare
RR0C732.0001	Recipient cilindric pentru azot lichid, 1000ml	85	107	206	231	bucata
RRNC733.0001	Recipient cilindric pentru azot lichid, 2000ml	100	122	285	312	bucata
RRDC734.0001	Recipient cilindric pentru azot lichid, 3000ml	185	200	160	190	bucata

## VAS CU CAPAC PENTRU PASTRAREA AZOTULUI LICHID

- Vasul este confectionat din metal si este prevazut cu maner
- Gura, din sticla, este invelita in cauciuc spumant pentru a preveni spargerea
- Capacul de deasupra reduce evaporarea



Cod	Produs	Diametrul interior (mm)	Diametrul gurii (mm)	Inaltimea de umplere (mm)	Inaltimea totala (mm)	Rata de evaporare azot lichid (L/zi)	Mod de ambalare
VRAC735.0001	Vas cu capac pentru azot lichid, 1000ml	165	30	265	300	0,2	bucata
VRMC736.0001	Vas cu capac pentru azot lichid, 3000ml	205	60	330	380	0,4	bucata
VRPC737.0001	Vas cu capac pentru azot lichid, 5000ml	250	60	380	450	0,4	bucata
VRFC738.0001	Vas cu capac pentru azot lichid, 10000ml	310	65	400	480	0,6	bucata

## VAS PENTRU MENTINEREA TEMPERATURII

- Interiorul de sticla, acoperit de o pelicula argintie,
- Exteriorul este reprezentat de o carcasa de aluminiu
- Vasul este ideal pentru pastrarea temperaturii flacoanelor preluate din baile de racire sau incalzire
- Nu este magnetic



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Diametrul interior (mm)	Inaltimea de umplere (mm)	Inaltimea totala (mm)	Mod de ambalare
VRDC4539.0001	Vas pentru mentinerea temperaturii	80	67	40	75	bucata
VRLC739.0001	Vas pentru mentinerea temperaturii	120	77	50	90	bucata
VRJC740.0001	Vas pentru mentinerea temperaturii	400	110	70	120	bucata
VRGC741.0001	Vas pentru mentinerea temperaturii	680	138	80	130	bucata
VRNC742.0001	Vas pentru mentinerea temperaturii	1600	170	110	160	bucata
VRHC4540.0001	Vas pentru mentinerea temperaturii	3000	200	125	160	bucata