

REFRIGERENTE

REFRIGERENT CU BULE (ALLIHN)

- Este confectionat din sticla borosilicata 3,3 termorezistenta
- SN= diametrul partii de imbinare/ inaltimea partii de imbinare (mm)



Cod	Produs	Lungimea segmentului de racire (mm)	Lungime totala (mm)	Suprafata de racire (dm ²)	SN	Mod de ambalare
RMNE579.0001	Refrigerent cu bule (Allihn)	150	235	0,6	14/23	bucata
RMTE580.0001	Refrigerent cu bule (Allihn)	200	295	1,1	14/23	bucata

RMLE581.0001	Refrigerent cu bule (Allihn)	200	330	1,1	19/26	bucata
RMKE582.0001	Refrigerent cu bule (Allihn)	200	350	1,1	24/29	bucata
RMRE583.0001	Refrigerent cu bule (Allihn)	200	360	1,1	29/32	bucata
RMWE584.0001	Refrigerent cu bule (Allihn)	300	405	1,6	14/23	bucata
RMNE585.0001	Refrigerent cu bule (Allihn)	300	430	1,6	19/26	bucata
RMBE586.0001	Refrigerent cu bule (Allihn)	300	450	1,6	24/29	bucata
RMOE587.0001	Refrigerent cu bule (Allihn)	300	460	1,6	29/32	bucata
RMVE588.0001	Refrigerent cu bule (Allihn)	400	530	2,2	19/26	bucata
RMTE589.0001	Refrigerent cu bule (Allihn)	400	550	2,2	24/29	bucata
RMJE590.0001	Refrigerent cu bule (Allihn)	400	560	2,2	29/32	bucata
RMBE591.0001	Refrigerent cu bule (Allihn)	500	630	3,0	19/26	bucata
RMDE592.0001	Refrigerent cu bule (Allihn)	500	650	3,0	24/29	bucata
RMHE593.0001	Refrigerent cu bule (Allihn)	500	660	3,0	29/32	bucata
RMRE594.0001	Refrigerent cu bule (Allihn)	600	730	3,7	19/26	bucata
RMQE595.0001	Refrigerent cu bule (Allihn)	600	750	3,7	24/29	bucata
RMGE596.0001	Refrigerent cu bule (Allihn)	600	760	3,7	29/32	bucata

REFRIGERENT CU SERPENTINA

- Este confectionat din sticla borosilicata 3,3 termorezistenta
- SN= diametrul partii de imbinare/ inaltimea partii de imbinare (mm)



Cod	Produs	Lungimea segmentului de racire (mm)	Lungime totala (mm)	Suprafata de racire (dm ²)	SN	Mod de ambalare
RMFE597.0001	Refrigerent cu serpentina	150	235	1,2	14/23	bucata
RMSE598.0001	Refrigerent cu serpentina	200	295	2,3	14/23	bucata
RMAE599.0001	Refrigerent cu serpentina	200	330	2,3	19/26	bucata
RMLE600.0001	Refrigerent cu serpentina	200	350	2,3	24/29	bucata
RMJE601.0001	Refrigerent cu serpentina	300	430	3,5	19/26	bucata
RMZE602.0001	Refrigerent cu serpentina	300	450	3,5	24/29	bucata
RMRE603.0001	Refrigerent cu serpentina	300	460	3,5	29/32	bucata
RMOE604.0001	Refrigerent cu serpentina	400	530	4,7	19/26	bucata
RMQE605.0001	Refrigerent cu serpentina	400	550	4,7	24/29	bucata
RMCE606.0001	Refrigerent cu serpentina	400	560	4,7	29/32	bucata
RMPE607.0001	Refrigerent cu serpentina	500	630	5,7	19/26	bucata

RMFE608.0001	Refrigerent cu serpentina	500	650	5,7	24/29	bucata
RMME609.0001	Refrigerent cu serpentina	500	660	5,7	29/32	bucata
RMXE610.0001	Refrigerent cu serpentina	600	730	7,7	19/26	bucata
RMZE611.0001	Refrigerent cu serpentina	600	750	7,7	24/29	bucata
RMTE612.0001	Refrigerent cu serpentina	600	760	7,7	29/32	bucata

REFRIGERENT PENTRU APARAT DE EXTRACTIE SOXHLET

- Este tip cu bule
- Confectionat din sticla borosilicata de 3,3 mm termorezistenta



Cod	Produs	Mod de ambalare
RMWE447.0001	Refrigerent pentru aparat Soxhlet de 100 ml	bucata
RMAE448.0001	Refrigerent pentru aparat Soxhlet de 250 ml	bucata
RMLE449.0001	Refrigerent pentru aparat Soxhlet de 500 ml	bucata
RMPE450.0001	Refrigerent pentru aparat Soxhlet de 1000 ml	bucata
RMSE501.0001	Refrigerent pentru aparat Soxhlet de 2000 ml	bucata