


## STATIVE PENTRU CRIO-TUBURI

### CUTIE PENTRU STOCARE

- Confectionata din PP (polipropilena), are 50 de locasuri
- Ideala pentru stocarea micro-tuburilor de centrifuga cu capacitatea cuprinsa intre 0,5 si 2 ml sau pentru depozitarea crio-fiolelor
- Datorita capacului inalt, tuburile pot avea o inaltime care poate varia, ajungand pana la 55 mm
- Cutia este stabila la temperaturi cuprinse intre -90° si +121 °C, putand fi autoclavata
- Dimensiunile cutiei sunt: 144 x 75 x 35-55 mm



| Cod           | Produs               | Culoare      | Mod de ambalare |
|---------------|----------------------|--------------|-----------------|
| CRDC2397.0001 | Cutie pentru stocare | transparenta | bucata          |
| CRNC2398.0001 | Cutie pentru stocare | roz          | bucata          |
| CRHC2399.0001 | Cutie pentru stocare | galbena      | bucata          |
| CRYC2400.0001 | Cutie pentru stocare | albastra     | bucata          |
| CRJC2401.0001 | Cutie pentru stocare | verde        | bucata          |

## STATIV PENTRU CRIO-TUBURI


- Este confectionat din PP (polipropilena)
- Este prevazut cu 50 de locasuri, fiecare inscriptiонат cu litere in ordine alfabetica, pentru o mai usoara identificare
- Prezinta picioruse de cauciuc care previn alunecarea stativului
- Poate fi depozitat unul peste celalalt si se poate autoclava



| Cod           | Produs                    | Culoare  | Mod de ambalare |
|---------------|---------------------------|----------|-----------------|
| SRTC2427.0001 | Stativ pentru crio-tuburi | albastru | bucata          |
| SRGC2428.0001 | Stativ pentru crio-tuburi | rosu     | bucata          |
| SRJC2429.0001 | Stativ pentru crio-tuburi | violet   | bucata          |

## STATIV PENTRU CRIO-TUBURI

- Confectionat din PC (policarbonat)
- In interiorul locasurilor, prezinta un sistem de blocare a criotuburilor, permitand astfel desurubarea cu mai multa usurinta a capacului
- Fiecare locas este inscriptiionat cu litere in ordine alfabetica, pentru o usoara identificare a mostrelor
- Piciorusele de la baza stativului previn alunecarea acestuia
- Are 50 de locasuri, iar dimensiunea stativului este de 197 x 102 x 28mm (L x l x H)
- Stativul poate fi autoclavat



| Cod           | Produs                    | Mod de ambalare |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| SRDC2430.0001 | Stativ pentru crio-tuburi | bucata          |

## CUTIE PENTRU DEPOZITARE


- Este confectionata din PP (polipropilena)
- Destinata pentru depozitarea crio-tuburilor sau pentru tuburi de centrifuga de capacitate cuprinsa intre 0,5 si 2ml
- Cutia poseda 100 de locasuri inscriptionate cu litere si cifre pentru o rapida identificare a mostrelor
- Inaltimea maxima a tuburilor care pot fi depozitate in aceasta cutie este de maxim 53,3 mm
- Dimensiunile cutiei sunt 140 x 140 x 60 mm
- Cutiile pot fi suprapuse si se pot autoclava, fiind rezistente la temperaturi cuprinse intre -90°C si +121°C
- De asemenea cutia este prevazuta cu un capac transparent



| Cod           | Produs                  | Culoare      | Mod de ambalare |
|---------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| CRDC2431.0001 | Cutie pentru depozitare | transparenta | bucata          |
| CRHC2432.0001 | Cutie pentru depozitare | rosie        | bucata          |
| CRGC2433.0001 | Cutie pentru depozitare | albastra     | bucata          |
| CRBC2434.0001 | Cutie pentru depozitare | verde        | bucata          |
| CRLC2435.0001 | Cutie pentru depozitare | galbena      | bucata          |

## INSERTIE PENTRU CUTII DE DEPOZITARE (pentru codurile CRDC2431- CRLC2435)

- Este confectionata din PP (polipropilena), avand 64 de locasuri pentru tuburi de centrifuga cu capacitate de 0,5/1,5ml
- Poate fi folosita si ca stativ in laboratoar, dar si ca insertie in cutiile de depozitare
- Locasurile sunt inscriptionate cu litere si cifre pentru o mai usoara identificare a mostrelor
- Sunt stabile la temperaturi de pana la -85°C si pot fi autoclavate timp de 15 minute la temperatura de +121°C



| Cod           | Produs                              | Ø locasului (mm) | Pentru tuburi de (ml) | Culoare      | Mod de ambalare |
|---------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| IRYC2439.0001 | Insertie pentru cutii de depozitare | 8                | 0,5                   | transparenta | bucata          |
| IRTC2440.0001 | Insertie pentru cutii de depozitare | 8                | 0,5                   | rosie        | bucata          |
| IROC2441.0001 | Insertie pentru cutii de depozitare | 8                | 0,5                   | verde        | bucata          |
| IREC2442.0001 | Insertie pentru cutii de depozitare | 8                | 0,5                   | albastra     | bucata          |
| IRFC2443.0001 | Insertie pentru cutii de depozitare | 8                | 0,5                   | galbena      | bucata          |
| IRHC2444.0001 | Insertie pentru cutii de depozitare | 11               | 1,5                   | transparenta | bucata          |
| IRLC2445.0001 | Insertie pentru cutii de depozitare | 11               | 1,5                   | rosie        | bucata          |

|               |                                     |    |     |          |        |
|---------------|-------------------------------------|----|-----|----------|--------|
| IRBC2446.0001 | Insertie pentru cutii de depozitare | 11 | 1,5 | verde    | bucata |
| IRXC2447.0001 | Insertie pentru cutii de depozitare | 11 | 1,5 | albastra | bucata |
| IRQC2448.0001 | Insertie pentru cutii de depozitare | 11 | 1,5 | galbena  | bucata |

## CUTIE PENTRU DEPOZITARE


- Este confectionata din PP (polipropilena)
- Destinata pentru depozitarea crio-tuburilor sau pentru tuburi de centrifuga de capacitate cuprinsa intre 0,5 si 2 ml
- Cutia are 100 de locasuri si este ideala pentru depozitarea substantelor fotosensibile
- Inaltimea maxima a tuburilor care pot fi depozitate in aceasta cutie este de maxim 53,3 mm
- Dimensiunile cutiei sunt 140 x 140 x 60 mm
- Cutiile se pot suprapune si se pot autoclava, fiind rezistente la temperaturi cuprinse intre -90°C si +121°C



| Cod           | Produs                  | Mod de ambalare |
|---------------|-------------------------|-----------------|
| CRXC2436.0001 | Cutie pentru depozitare | bucata          |

## CUTIE DEPOZITARE CRIO-TUBURI

- Confectionata din PC (policarbonat), este prevazuta cu capac transparent (numerotat) si cu insertie colorata
- Insertia are 81 de locasuri, numerotate (numerele corespund celor de pe capac)
- Este destinata stocarii crio-tuburilor de capacitate 1-5ml
- Cutia este stabila la temperaturi cuprinse intre -190° si +121 °C
- Cutiile pot fi suprapuse si se pot autoclava



| Cod           | Produs                       | Pentru crio-tuburi (ml) | Culoare  | Dimensiuni (L x l x H) mm | Mod de ambalare |
|---------------|------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|-----------------|
| CRTC2449.0001 | Cutie depozitare crio-tuburi | 1 - 2                   | albastra | 133 x 133 x 52            | bucata          |
| CRBC2450.0001 | Cutie depozitare crio-tuburi | 1 - 2                   | verde    | 133 x 133 x 52            | bucata          |
| CRHC2451.0001 | Cutie depozitare crio-tuburi | 1 - 2                   | rosie    | 133 x 133 x 52            | bucata          |
| CRXC2452.0001 | Cutie depozitare crio-tuburi | 1 - 2                   | galbena  | 133 x 133 x 52            | bucata          |
| CRQC2453.0001 | Cutie depozitare crio-tuburi | 3 - 5                   | albastra | 133 x 133 x 95            | bucata          |
| CRPC2454.0001 | Cutie depozitare crio-tuburi | 3 - 5                   | verde    | 133 x 133 x 95            | bucata          |
| CRJC2455.0001 | Cutie depozitare crio-tuburi | 3 - 5                   | rosie    | 133 x 133 x 95            | bucata          |
| CRSC2456.0001 | Cutie depozitare crio-tuburi | 3 - 5                   | galbena  | 133 x 133 x 95            | bucata          |



## CUTIE PENTRU CRIO-TUBURI

- Confectionata din PC (policarbonat) este prevazuta cu 100 de locasuri pentru crio-tuburi de la 1 la 2 ml
- Capacul cutiei este transparent si numerotat, astfel incat numerele din partea de jos a cutiei sa coincida cu cele de pe capac
- Cutia este stabila la temperaturi intre  $-190$  si  $+121$  °C
- Cutiile se pot suprapune si pot fi autoclavate
- Dimensiuni: 133 x 133 x 52 mm (L x l x H)
- Disponibile in mai multe culori



| Cod           | Produs                   | Culoare  | Mod de ambalare |
|---------------|--------------------------|----------|-----------------|
| CREG2457.0001 | Cutie pentru crio-tuburi | albastra | bucata          |
| CRZC2458.0001 | Cutie pentru crio-tuburi | verde    | bucata          |
| CRFC2459.0001 | Cutie pentru crio-tuburi | rosie    | bucata          |
| CRJC2460.0001 | Cutie pentru crio-tuburi | galbena  | bucata          |



## CUTIE PENTRU DEPOZITARE

- Confectionata din PS (polistiren) este ideala pentru depozitarea fiolelor in frigidere
- Insertia de 49 de locasuri este detasabila; dimensiunea unui locas este 14x14 mm
- Se preteaza pentru fiole cu o inaltime ce nu depaseste 53 mm
- Dimensiunile interioare ale cutiei sunt: 115 x 115 x 55 mm, iar grosimea peretelui este de 1mm
- Cutia este stabila la temperaturi cuprinse intre -10 si +70 °C



| Cod           | Produs                  | Mod de ambalare |
|---------------|-------------------------|-----------------|
| CRXC2467.0005 | Cutie pentru depozitare | 5 bucati        |

## CUTIE PENTRU CRIO-TUBURI

- Confectionata din PP (polipropilena), este prevazuta cu capac prins in balamale si cu incuietoare
- Insertia, numerotata si detasabila, are 81 de locasuri
- Este destinata stocarii crio-tuburilor de capacitate de la 1 la 5ml
- Cutia este stabila la temperaturi cuprinse intre -90° si +121 °C
- Pot fi suprapuse si se pot autoclava
- Dimensiunile unei cutii: 133 x 133 x 52 mm



| Cod           | Produs                   | Culoare      | Mod de ambalare |
|---------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| CROC2468.0001 | Cutie pentru crio-tuburi | transparenta | bucata          |
| CRUC2469.0001 | Cutie pentru crio-tuburi | rosie        | bucata          |
| CRKC2470.0001 | Cutie pentru crio-tuburi | albastra     | bucata          |
| CRMC2471.0001 | Cutie pentru crio-tuburi | verde        | bucata          |
| CRHC2472.0001 | Cutie pentru crio-tuburi | galbena      | bucata          |

### STATIV PENTRU CUTII PENTRU CRIO-TUBURI

- Confectionat din inox, este ideal pentru depozitarea sau transportul cutiilor pentru crio-tuburi (cod **CROC2468-CRHC2472**)
- Capacitatea maxima a stativului este de 10 cutii, iar depozitarea se face pe verticala
- Dimensiunile stativului sunt: 142 x 142 x 555 mm (L x l x H)



| Cod           | Produs                                 | Mod de ambalare |
|---------------|--|-----------------|
| SRDC2473.0001 | Stativ pentru cutii pentru crio-tuburi | bucata          |

### CUTIE PENTRU DEPOZITARE

- Confectionata din PP (polipropilena) este prevazuta cu 200 de locasuri pentru tuburi de centrifuga de 1,5/2ml si crio-tuburi cu  $\varnothing_{\text{maxim}}=12\text{mm}$
- Inaltimea maxima a tuburilor nu trebuie sa depaseasca 58 mm
- Capacul este transparent si inscriptiionat atat cu numere cat si cu cifre pentru o cat mai usoara indentificare a mostrelor
- Dimensiunile unei cutii sunt: 275 x 140 x 60 mm
- In partea din fata a cutiei sunt dispuse doua locasuri pentru a insera etichete
- Este stabila intre  $-90$  si  $+121$  °C si poate fi autoclavata



| Cod           | Produs                  | Mod de ambalare |
|---------------|-------------------------|-----------------|
| CRQC2474.0001 | Cutie pentru depozitare | bucata          |

### STATIV PENTRU CUTII DE DEPOZITARE

- Este confectionat din otel inoxidabil si este ideal pentru stocarea sau transportul a 6 cutii cu 200 de locasuri, 12 cutii cu 100 locasuri sau o combinatie intre cele doua tipuri de cutii
- Dimensiunile stativului sunt: 310 x 150 x 410 mm



| Cod           | Produs                            | Mod de ambalare |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| SRSC2477.0001 | Stativ pentru cutii de depozitare | bucata          |