


## STATIVE PENTRU EPRUBETE

### STATIV UNIVERSAL PENTRU EPRUBETE

- Este confectionat din polipropilena si nu are flotabilitate in apa
- Stabilitate in intervalul de temperatura -10 la +120 °C
- Autoclavabil



pentru eprubete cu Ø 13 mm

Cod	Produs	Numar de locasuri	Dimensiuni exterioare L x l x H (mm)	Mod de ambalare
SRSC393.0001	Stativ universal pentru eprubete alb	90 (6 x 15)	250 x 105 x 60	bucata
SRIC394.0001	Stativ universal pentru eprubete rosu	90 (6 x 15)	250 x 105 x 60	bucata
SRWC395.0001	Stativ universal pentru eprubete albastru	90 (6 x 15)	250 x 105 x 60	bucata
SRCC396.0001	Stativ universal pentru eprubete galben	90 (6 x 15)	250 x 105 x 60	bucata

**pentru eprubete Ø 16 mm**

Cod	Produs	Numar de locasuri	Dimensiuni exterioare L x l x H (mm)	Mod de ambalare
SRPC397.0001	Stativ universal pentru eprubete alb	60 (5 x 12)	250 x 105 x 70	bucata
SRKC398.0001	Stativ universal pentru eprubete rosu	60 (5 x 12)	250 x 105 x 70	bucata
SRLC399.0001	Stativ universal pentru eprubete albastru	60 (5 x 12)	250 x 105 x 70	bucata
SRFC400.0001	Stativ universal pentru eprubete galben	60 (5 x 12)	250 x 105 x 70	bucata

**pentru eprubete Ø 20 mm**

Cod	Produs	Numar de locasuri	Dimensiuni exterioare L x l x H (mm)	Mod de ambalare
SRQC401.0001	Stativ universal pentru eprubete alb	40 (4 x 10)	250 x 105 x 70	bucata
SRAC402.0001	Stativ universal pentru eprubete rosu	40 (4 x 10)	250 x 105 x 70	bucata
SRZC403.0001	Stativ universal pentru eprubete albastru	40 (4 x 10)	250 x 105 x 70	bucata
SRYC404.0001	Stativ universal pentru eprubete galben	40 (4 x 10)	250 x 105 x 70	bucata

**pentru eprubete Ø 25 mm**


Cod	Produs	Numar de locasuri	Dimensiuni exterioare L x l x H (mm)	Mod de ambalare
SRUC405.0001	Stativ universal pentru eprubete alb	40 (4 x 10)	300 x 125 x 85	bucata
SRPC406.0001	Stativ universal pentru eprubete rosu	40 (4 x 10)	300 x 125 x 85	bucata
SRHC407.0001	Stativ universal pentru eprubete albastru	40 (4 x 10)	300 x 125 x 85	bucata
SRGC408.0001	Stativ universal pentru eprubete galben	40 (4 x 10)	300 x 125 x 85	bucata

**pentru eprubete Ø 30 mm**

Cod	Produs	Numar de locasuri	Dimensiuni exterioare L x l x l (mm)	Mod de ambalare
SRSC409.0001	Stativ universal pentru eprubete alb	24 (3 x 8)	300 x 110 x 85	bucata
SRRC410.0001	Stativ universal pentru eprubete rosu	24 (3 x 8)	300 x 110 x 85	bucata
SRJC411.0001	Stativ universal pentru eprubete albastru	24 (3 x 8)	300 x 110 x 85	bucata
SRQC412.0001	Stativ universal pentru eprubete galben	24 (3 x 8)	300 x 110 x 85	bucata

## STATIV INCLINAT PENTRU EPRUBETE


- Este din PC (policarbonat) de culoare alba si este folosit pentru solidificarea mediilor de cultura in pozitie inclinata
- Prezinta, in functie de partea pe care este pus, posibilitatea de a solidifica mediile la un unghi de 5° sau la 20°
- Unghiul de 20° inclinat, la mediile nutritive, previne deshidratarea acestora in conditii de depozitare de lunga durata
- De asemenea se preteaza excelent pentru incubarea culturilor lichide de tesuturi cat si pentru baile de apa, acesta neplutind in apa
- Eprubetele pot fi autoclavate in pozitie verticala
- Are 40 de locasuri numerotate
- Dimensiuni: 285 x 115 mm



Cod	Produs	Pt eprubete cu Ø	Mod de ambalare
SROC413.0001	Stativ inclinat	15 – 16 mm	bucata
SRIC414.0001	Stativ inclinat	20 mm	bucata

## STATIV PENTRU EPRUBETE


- Este din inox si are 50 de locasuri
- Autoclavabil



Cod	Produs	Ø locas	Dimensiuni L x l x H	Mod de ambalare
SRTC415.0001	Stativ pentru eprubete	12,5 mm	155 x 78 x 50 mm	bucata
SREC416.0001	Stativ pentru eprubete	14,5 mm	188 x 95 x 58 mm	bucata
SRAC417.0001	Stativ pentru eprubete	17,5 mm	220 x 115 x 63 mm	bucata

## STATIV PENTRU EPRUBETE

- Este confectionat din sticla intarita cu acetal
- Aceste stative sunt o varianta mai ieftina a celor din metal
- Stativul este turnat, constituind o singura piesa
- Partea de sus a stativului prezinta o marcare in ordine alfabetica, iar partea din fata a stativului se poate eticheta
- Stativul poate fi autoclavat la +121 °C



### Pentru eprubete cu Ø=13mm

Cod	Produs	Numar de locasuri	Dimensiuni exterioare L x l x H (mm)	Mod de ambalare
SREC2205.0001	Stativ pentru eprubete, alb	36 (6 x 6)	102 x 102 x 56	bucata
SRHC2206.0001	Stativ pentru eprubete, albastru	36 (6 x 6)	102 x 102 x 56	bucata
SRTC2207.0001	Stativ pentru eprubete, rosu	36 (6 x 6)	102 x 102 x 56	bucata
SRNC2208.0001	Stativ pentru eprubete, alb	72 (6 x 12)	200 x 100 x 57	bucata
SRAC2209.0001	Stativ pentru eprubete, portocaliu	72 (6 x 12)	200 x 100 x 57	bucata
SRKC2210.0001	Stativ pentru eprubete, galben	72 (6 x 12)	200 x 100 x 57	bucata
SRQC2211.0001	Stativ pentru eprubete, albastru	72 (6 x 12)	200 x 100 x 57	bucata
SRXC2212.0001	Stativ pentru eprubete, verde	72 (6 x 12)	200 x 100 x 57	bucata
SRBC2213.0001	Stativ pentru eprubete, rosu	72 (6 x 12)	200 x 100 x 57	bucata



**Pentru eprubete cu Ø=16mm**

Cod	Produs	Numar de locasuri	Dimensiuni exterioare L x l x H (mm)	Mod de ambalare
SRDC2214.0001	Stativ pentru eprubete, alb	36 (6 x 6)	126 x 126 x 68	bucata
SRZC2215.0001	Stativ pentru eprubete, albastru	36 (6 x 6)	126 x 126 x 68	bucata
SRUC2216.0001	Stativ pentru eprubete, verde	36 (6 x 6)	126 x 126 x 68	bucata
SRPC2217.0001	Stativ pentru eprubete, rosu	36 (6 x 6)	126 x 126 x 68	bucata
SRFC2218.0001	Stativ pentru eprubete, alb	72 (6 x 12)	250 x 130 x 70	bucata
SRNC2219.0001	Stativ pentru eprubete, potocaliu	72 (6 x 12)	250 x 130 x 70	bucata
SRJC2220.0001	Stativ pentru eprubete, galben	72 (6 x 12)	250 x 130 x 70	bucata
SRYC2221.0001	Stativ pentru eprubete, albastru	72 (6 x 12)	250 x 130 x 70	bucata
SRCC2222.0001	Stativ pentru eprubete, verde	72 (6 x 12)	250 x 130 x 70	bucata
SREC2223.0001	Stativ pentru eprubete, rosu	72 (6 x 12)	250 x 130 x 70	bucata

**Pentru eprubete cu Ø=20mm**

Cod	Produs	Numar de locasuri	Dimensiuni exterioare L x l x H (mm)	Mod de ambalare
SRTC2224.0001	Stativ pentru eprubete, alb	20 (4 x 5)	128 x 103 x 83	bucata
SRBC2225.0001	Stativ pentru eprubete, albastru	20 (4 x 5)	128 x 103 x 83	bucata
SRZC2226.0001	Stativ pentru eprubete, verde	20 (4 x 5)	128 x 103 x 83	bucata
SRUC2227.0001	Stativ pentru eprubete, rosu	20 (4 x 5)	128 x 103 x 83	bucata
SROC2228.0001	Stativ pentru eprubete, alb	40 (4 x 10)	250 x 100 x 83	bucata
SRXC2229.0001	Stativ pentru eprubete, potocaliu	40 (4 x 10)	250 x 100 x 83	bucata
SRFC2230.0001	Stativ pentru eprubete, galben	40 (4 x 10)	250 x 100 x 83	bucata
SRRC2231.0001	Stativ pentru eprubete, albastru	40 (4 x 10)	250 x 100 x 83	bucata
SRHC2232.0001	Stativ pentru eprubete, verde	40 (4 x 10)	250 x 100 x 83	bucata
SRGC2233.0001	Stativ pentru eprubete, rosu	40 (4 x 10)	250 x 100 x 83	bucata

### Pentru eprubete cu Ø=25mm


Cod	Produs	Numar de locasuri	Dimensiuni exterioare L x l x H (mm)	Mod de ambalare
SRIC2234.0001	Stativ pentru eprubete, alb	16 (4 x 4)	122 x 122 x 75	bucata
SRAC2235.0001	Stativ pentru eprubete, albastru	16 (4 x 4)	122 x 122 x 75	bucata
SRTC2236.0001	Stativ pentru eprubete, alb	40 (4 x 10)	300 x 120 x 92	bucata
SRDC2237.0001	Stativ pentru eprubete, portocaliu	40 (4 x 10)	300 x 120 x 92	bucata
SRZC2238.0001	Stativ pentru eprubete, galben	40 (4 x 10)	300 x 120 x 92	bucata
SRPC2239.0001	Stativ pentru eprubete, albastru	40 (4 x 10)	300 x 120 x 92	bucata
SRKC2240.0001	Stativ pentru eprubete, verde	40 (4 x 10)	300 x 120 x 92	bucata
SRGC2241.0001	Stativ pentru eprubete, rosu	40 (4 x 10)	300 x 120 x 92	bucata

### Pentru eprubete cu Ø=30mm

Cod	Produs	Numar de locasuri	Dimensiuni exterioare L x l x H (mm)	Mod de ambalare
SRFC2242.0001	Stativ pentru eprubete, alb	9 (3 x 3)	109 x 109 x 84	bucata
SRIC2243.0001	Stativ pentru eprubete, albastru	9 (3 x 3)	109 x 109 x 84	bucata
SRPC2244.0001	Stativ pentru eprubete, verde	9 (3 x 3)	109 x 109 x 84	bucata
SRNC2245.0001	Stativ pentru eprubete, rosu	9 (3 x 3)	109 x 109 x 84	bucata
SRMC2246.0001	Stativ pentru eprubete, alb	24 (3 x 8)	285 x 110 x 83	bucata
SRDC2247.0001	Stativ pentru eprubete, potocaliu	24 (3 x 8)	285 x 110 x 83	bucata
SRAC2248.0001	Stativ pentru eprubete, galben	24 (3 x 8)	285 x 110 x 83	bucata
SRZC2249.0001	Stativ pentru eprubete, albastru	24 (3 x 8)	285 x 110 x 83	bucata
SRXC2250.0001	Stativ pentru eprubete, verde	24 (3 x 8)	285 x 110 x 83	bucata
SRQC2251.0001	Stativ pentru eprubete, rosu	24 (3 x 8)	285 x 110 x 83	bucata

## STATIV PENTRU USCAREA EPRUBETELOR

- Este confectionat din PP (polipropilena) intarita
- Poate asigura si o buna sustinere a tuburilor de centrifuga, de exemplu, atunci cand este folosit ca stativ in agitator
- Stativul permite vizualizarea continutului din eprubete si nu pluteste in baile de apa
- Poate fi autoclavat



Cod	Produs	Pentru eprubete cu Ø (mm)	Numar de locasuri	Dimensiuni L x l x H (mm)	Mod de ambalare
SRXC2254.0001	Stativ pentru uscarea eprubetelor, alb	10 - 13	96 (8 x 12)	179x 127 x 64	bucata
SRTC2255.0001	Stativ pentru uscarea eprubetelor, albastru	10 - 13	96 (8 x 12)	179 x 127 x 64	bucata
SRYC2256.0001	Stativ pentru uscarea eprubetelor, alb	14 -17	50 (5 x 10)	187 x 105 x 70	bucata
SRQC2257.0001	Stativ pentru uscarea eprubetelor, albastru	14 -17	50 (5 x 10)	187 x 105 x 70	bucata



## TAVITA PENTRU EPRUBETE

- Este confectionata din polistiren
- Ideala pentru depozitarea unui mare numar de tuburi de centrifuga
- Datorita adancimii locasurilor, se preteaza si pentru depozitarea eprubetelor si a fiolelor pentru probe
- Tavita este foarte stabila si poate fi depozitata suprapusa
- Este foarte usoara, iar pe margini prezinta adancituri pentru a putea fi ridicata cu usurinta
- Dimensiunile unei tavite sunt: 218 x 218 x 33 mm (L x l x H)



Cod	Produs	Ø locasurilor (mm)	Adancimea locasurilor (mm)	Numar de locasuri	Mod de ambalare
TRYC2258.0005	Tavita pentru eprubete	8,5	15	250	5 bucati
TRHC2259.0005	Tavita pentru eprubete	14,5	18	119	5 bucati
TRL2260.0005	Tavita pentru eprubete	16,5	22	96	5 bucati

## STATIV PENTRU EPRUBETE



### Stativ pentru eprubete din otel invelit in poliamida

Cod	Produs	Numar de locasuri	Dimensiuni L x l x H (mm)	Marimea unui locas (mm)	Mod de ambalare
SREC2261.0001	Stativ pentru eprubete	2 x 6	130 x 50 x 70	18 x 18	bucata
SRHC2262.0001	Stativ pentru eprubete	2 x 10	210 x 50 x 70	18 x 18	bucata
SRKC2263.0001	Stativ pentru eprubete	2 x 12	250 x 50 x 70	18 x 18	bucata
SRMC2264.0001	Stativ pentru eprubete	3 x 12	250 x 70 x 70	18 x 18	bucata
SRAC2265.0001	Stativ pentru eprubete	4 x 6	130 x 90 x 70	18 x 18	bucata
SRPC2266.0001	Stativ pentru eprubete	4 x 12	250 x 90 x 70	18 x 18	bucata
SRLC2267.0001	Stativ pentru eprubete	10 x 10	210 x 210 x 70	18 x 18	bucata

### Stativ pentru eprubete din inox, autoclavabil

Cod	Produs	Numar de locasuri	Dimensiuni L x l x H (mm)	Marimea unui locas (mm)	Mod de ambalare
SRUC2268.0001	Stativ pentru eprubete	2 x 6	101 x 44 x 70	14 x 14	bucata
SRZC2269.0001	Stativ pentru eprubete	2 x 12	197 x 44 x 70	14 x 14	bucata
SRPC2270.0001	Stativ pentru eprubete	4 x 12	197 x 76 x 70	14 x 14	bucata
SRNC2271.0001	Stativ pentru eprubete	2 x 6	130 x 50 x 70	18 x 18	bucata
SRDC2272.0001	Stativ pentru eprubete	2 x 12	250 x 50 x 70	18 x 18	bucata

SRGC2273.0001	Stativ pentru eprubete	4 x 12	250 x 90 x 70	18 x 18	bucata
---------------	------------------------	--------	---------------	---------	--------

## STATIV PENTRU EPRUBETE

- Confectionat din sticla acrilica



### Pentru eprubete cu Ø=11 mm

Cod	Produs	Numar de locasuri	Dimensiuni L x l x H (mm)	Mod de ambalare
SRTC2274.0001	Stativ pentru eprubete	6 x 2	135 x 42 x 35	bucata
SRDC2275.0001	Stativ pentru eprubete	12 x 2	255 x 42 x 35	bucata
SRBC2276.0001	Stativ pentru eprubete	12 x 4	255 x 82 x 35	bucata

### Pentru eprubete cu Ø=18 mm

Cod	Produs	Numar de locasuri	Dimensiuni L x l x H (mm)	Mod de ambalare
SRN2277.0001	Stativ pentru eprubete	6 x 2	186 x 60 x 80	bucata

**Pentru eprubete cu  $\varnothing=36$  mm**

Cod	Produs	Numar de locasuri	Dimensiuni L x l x H (mm)	Mod de ambalare
SRY2279.0001	Stativ pentru eprubete	6 x 2	275 x 100 x 80	bucata