

## STATIVE PENTRU TUBURI DE CENTRIFUGA

### STATIV PENTRU TUBURI PCR


- Este confectionat din PP (polipropilena), cu capac transparent
- Stativul prezinta 32 de locasuri pentru tuburi PCR de 0,2 ml, 24 de locasuri pentru tuburi de centrifuga de 1,5/2ml si 16 locasuri pentru tuburi de centrifuga de 0,5ml
- Fiecare locas este numerotat, iar fiecare parte a stativului are o suprafata mare de etichetare, pentru o mai buna identificare
- Poate fi autoclavat
- Dimensiune: 215 x 120 x 50 mm (L x l x H)



| Cod           | Produs                   | Culoare    | Mod de ambalare |
|---------------|--------------------------|------------|-----------------|
| SREC2340.0001 | Stativ pentru tuburi PCR | albastru   | bucata          |
| SRFC2341.0001 | Stativ pentru tuburi PCR | verde      | bucata          |
| SRDC2342.0001 | Stativ pentru tuburi PCR | portocaliu | bucata          |
| SRTC2343.0001 | Stativ pentru tuburi PCR | roz        | bucata          |
| SRYC2344.0001 | Stativ pentru tuburi PCR | galben     | bucata          |

## STATIV PENTRU TUBURI PCR


- Este confectionat din PP (polipropilena) si are un capac transparent
- Stativul este prevazut cu 96 de locasuri pentru tuburi PCR de 0,2ml, dispuse cate 12 pe 8 randuri
- Acest stativ poate fi combinat cu cel de la pozitia anterioara, prin simpla prindere a celor doua cu patru cleme
- Poate fi autoclavat
- Dimensiuni: 126 x 86 x 33 mm (cu capac) (L x l x H)  
126 x 86 x 11 mm (fara capac) (L x l x H)



| Cod           | Produs                   | Culoare    | Mod de ambalare |
|---------------|--------------------------|------------|-----------------|
| SRAC2345.0001 | Stativ pentru tuburi PCR | albastru   | bucata          |
| SRKC2346.0001 | Stativ pentru tuburi     | verde      | bucata          |
| SRPC2347.0001 | Stativ pentru tuburi PCR | portocaliu | bucata          |
| SRMC2348.0001 | Stativ pentru tuburi PCR | roz        | bucata          |
| SRHC2349.0001 | Stativ pentru tuburi PCR | galben     | bucata          |

## STATIV PENTRU TUBURI PCR

- Confectionat din PP (polipropilena), autoclavabil, este prevazut cu capac detasabil
- Stativul are 96 de locasuri, numerotate, pentru tuburi PCR de 0,2 ml
- Dimensiunile unui stativ sunt: 130 x 100 x 30mm (L x l x H)
- Este disponibil in mai multe culori



| Cod           | Produs                   | Culoare  | Mod de ambalare |
|---------------|--------------------------|----------|-----------------|
| SRDC2350.0001 | Stativ pentru tuburi PCR | natural  | bucata          |
| SRUC2351.0001 | Stativ pentru tuburi PCR | albastru | bucata          |
| SRPC2352.0001 | Stativ pentru tuburi PCR | verde    | bucata          |

## SUPORT PENTRU TUBURI PCR

- Este confectionat din PP (polipropilena), iar capacul CRDC2358 este confectionat din SBS
- Numarul locasurilor este de 96, dispuse cate 12 pe 8 randuri, pentru tuburi de 0,2 ml
- Dimensiunile suportului sunt : 127 x 85 x 16mm (L x l x H)
- Inaltimea suportului cu capac scund este de 22 mm, iar cu capac inalt este de 27mm



| Cod           | Produs                   | Culoare     | Mod de ambalare |
|---------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| SROC2354.0002 | Suport pentru tuburi PCR | alb         | 2 bucati        |
| SRLC2355.0002 | Suport pentru tuburi PCR | albastru    | 2 bucati        |
| SRBC2356.0002 | Suport pentru tuburi PCR | rosu        | 2 bucati        |
| CRTC2357.0002 | Capac scund (14mm)       | transparent | 2 bucati        |
| CRDC2358.0002 | Capac inalt (28mm)       | transparent | 2 bucati        |

## STATIV PENTRU TUBURI DE CENTRIFUGA

- Este confectionat din PP (polipropilena)
- Poate fi combinat cu alt stativ de acelasi fel, prin simpla imbinare a acestora
- Are urmatoarele dimensiuni: 108 x 108 x 108mm ( L x l x H)
- Poate fi autoclavat
- Se pot utiliza toate fetele
- Caracteristicile fiecărei fete sunt:
  - Ø locasurilor = 30 mm: ideal pentru 4 tuburi de centrifuga de 50 ml
  - Ø locasurilor = 17 mm: ideal pentru 10 tuburi de centrifuga de 15 ml
  - Ø locasurilor = 13 mm: ideal pentru 12 eprubete cu Ø=12 mm si L= 75 mm sau cu L=100mm
  - Ø locasurilor = 12 mm: ideal pentru 16 tuburi de centrifuga de 1,5 sau 2 ml



| Cod           | Produs                             | Culoare                              | Mod de ambalare |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| SRZC2295.0005 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | albastru+galben+verde+portocaliu+roz | set (5 bucati)  |

## STATIV PENTRU TUBURI DE CENTRIFUGA

- Este confectionat din PP (polipropilena)
- Datorita formei sale nu ocupa mult spatiu si poate fi folosit cu succes pe mesele de laborator, in baile de apa sau congelatoare
- Rezista la temperaturi de -90°C
- Poate fi folosit atat pentru stocarea tuburilor de centrifuga, cat si pentru eprubete, tuburi pentru PCR sau microtuburi
- Caracteristicile fiecărei fete sunt:
  - Ø locasurilor = 30 mm, numerotate: ideal pentru 4 tuburi de centrifuga de 50 ml
  - Ø locasurilor = 17 mm, numerotate: ideal pentru 12 tuburi de centrifuga de 15ml
  - Ø locasurilor = 12 mm, inscriptiionate cu litere in ordine alfabetica: ideal pentru 32 tuburi de centrifuga de 1,5 sau 2 ml sau 12 x 75 mm
  - Ø locasurilor = 8 mm, inscriptiionate cu litere in ordine alfabetica: ideal pentru 32 tuburi de centrifuga de 0,5ml
- Stativul este disponibil in 5 culori



| Cod           | Produs                          | Culoare    | Mod de ambalare |
|---------------|---------------------------------|------------|-----------------|
| SRGC2296.0001 | Stativ pentru tuburi centrifuga | albastru   | bucata          |
| SRBC2297.0001 | Stativ pentru tuburi centrifuga | verde      | bucata          |
| SRMC2298.0001 | Stativ pentru tuburi centrifuga | portocaliu | bucata          |
| SRPC2299.0001 | Stativ pentru tuburi centrifuga | roz        | bucata          |
| SRXC2300.0001 | Stativ pentru tuburi centrifuga | galben     | bucata          |

## STATIV PENTRU TUBURI CENTRIFUGA


- Confectionat din PP (polipropilena)
- Locasurile sunt inscriptiionat cu litere in ordine alfabetica
- Stativul are 100 de locasuri pentru tuburi de centrifuga de capacitate 1,5- 2 ml
- Nu pluteste in apa si poate fi depozitat prin suprapunere
- Rezista in intervalul de temperatura -15 : +130 °C
- Poate fi autoclavat
- Dimensiunile sunt: 265 x 110 x 45mm ( L x l x H)
- Este disponibil in 4 culori



| Cod           | Produs                             | Culoare  | Mod de ambalare |
|---------------|------------------------------------|----------|-----------------|
| SRXC2301.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | alb      | bucata          |
| SRGC2302.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | albastru | bucata          |
| SRDC2303.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | rosu     | bucata          |
| SRJC2304.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | galben   | bucata          |

## STATIV PENTRU TUBURI DE CENTRIFUGA

- Stativul este confectionat din PP (polipropilena)
- Numarul locasurilor este de 20, fiind dispuse pe doua randuri
- Datorita formei stativului, numerele din dreptul fiecarui locas sunt foarte usor de citit
- Dimensiunile unui stativ sunt: 210 x 90 x 50 mm (L x l x H)
- Poate fi autoclavat



| Cod           | Produs                             | Culoare  | Mod de ambalare |
|---------------|------------------------------------|----------|-----------------|
| SREC2306.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | albastru | bucata          |



## STATIV PENTRU MICRO-TUBURI DE CENTRIFUGA

- Confectionat din PP (polipropilena), stativul are 20 de locasuri, inscriptionate cu litere in ordine alfabetica, dispuse pe doua nivele
- Este destinat pentru stocarea tuburilor de centrifuga cu capacitatea de 1,5 ml
- Doua stative pot fi prinse unul de celalalt, cu ajutorul unei cleme speciale
- Dimensiunile unui stativ sunt: 210 x 90 x 49 mm (L x l X H)
- Poate fi autoclavat



| Cod           | Produs                                   | Mod de ambalare |
|---------------|--|-----------------|
| SRYC2311.0001 | Stativ pentru micro-tuburi de centrifuga | bucata          |
| CROC2312.0006 | Clema pentru prinderea stativelor        | 6 bucati        |

## STATIV PENTRU TUBURI DE CENTRIFUGA


- Este confectionat din PP (polipropilena) si are 48 de locasuri inscriptionate cu litere in ordine alfabetica
- Codul SRAC2313 este ideal pentru stocarea tuburilor de centrifuga de capacitate 0,65, iar codul SRKC2314 pentru tuburi de centrifuga cu capacitatea de 1,5; 1,7 si 2 ml
- Stativul este autoclavabil



| Cod           | Produs                             | Mod de ambalare |
|---------------|------------------------------------|-----------------|
| SRAC2313.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | bucata          |
| SRKC2314.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | bucata          |

## STATIV PENTRU TUBURI DE CENTRIFUGA


- Este confectionat din PP (polipropilena) autoclavabila
- Are 80 de locasuri numerotate si dispuse pe 5 randuri
- Se pot stoca tuburi de centrifuga de volum 1,5 sau 2 ml
- Stativul este stabil pana la -80°C
- Diametrul unui locas este de 11mm, iar adancimea de 25mm
- Dimensiunile sunt: 210 x 65 x 27mm (L x l x H)



| Cod           | Produs                             | Culoare    | Mod de ambalare |
|---------------|------------------------------------|------------|-----------------|
| SRGC2315.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | albastru   | bucata          |
| SRFC2316.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | verde      | bucata          |
| SRZC2317.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | portocaliu | bucata          |
| SRUC2318.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | roz        | bucata          |
| SRTC2319.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | galben     | bucata          |

### STATIV, CU CAPAC, PENTRU TUBURI DE CENTRIFUGA

- Este confectionat din PP(polipropilena)
- Prezinta doua fete utile; o parte este prevazuta cu 96 de locasuri de diametru 11 mm, pentru tuburi de 1,5/2 ml, iar cealalta cu 96 locasuri de diametru 8 mm, pentru tuburi de 0,5ml.
- Locasurile sunt numerotate si dispuse cate 12 pe 8 randuri
- Capacul este transparent si dispune de un spatiu mare de etichetare
- Ambele capete ale stativului, sunt prevazute cu maner
- Dimensiunile stativului: 245 x 115 x 25 mm (fara capac)  
245 x 115 x 50 mm (cu capac)
- Poate fi autoclavat si este disponibil in mai multe culori



| Cod           | Produs  | Culoare  | Mod de ambalare |
|---------------|---|----------|-----------------|
| SRXC2320.0001 | Stativ, cu capac, pentru tuburi de centrifuga | natural  | bucata          |
| SRGC2321.0001 | Stativ, cu capac, pentru tuburi de centrifuga | albastru | bucata          |
| SROC2322.0001 | Stativ, cu capac, pentru tuburi de centrifuga | verde    | bucata          |
| SRTC2323.0001 | Stativ, cu capac, pentru tuburi de centrifuga | roz      | bucata          |
| SRZC2324.0001 | Stativ, cu capac, pentru tuburi de centrifuga | galben   | bucata          |

## STATIV PENTRU TUBURI DE CENTRIFUGA

- Confectionat din PP (polipropilena) are doua parti
- Una pentru tuburi de 0,5 si 0,65 ml si alta pentru tuburi de 1,5 si 1,7ml
- Locasurile sunt dispuse cate 8 sau 12 pe 8 randuri
- Capacul este transparent si se foloseste cand stativul este depozitat in congelator
- Dimensiunile unui asemenea stativ sunt: 210 x 115 x 25 pt. stativ cu 96 locasuri  
134 x 134 x 25 pt. stativ cu 64 locasuri



| Cod           | Produs                             | Numar de locasuri | Culoare    | Mod de ambalare |
|---------------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| SREC2325.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | 64                | natural    | bucata          |
| SRDC2326.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | 64                | albastru   | bucata          |
| SRTC2327.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | 64                | verde      | bucata          |
| SRAC2328.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | 64                | portocaliu | bucata          |
| SRWC2329.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | 64                | galben     | bucata          |
| SRYC2330.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | 96                | natural    | bucata          |
| SRBC2331.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | 96                | albastru   | bucata          |
| SRXC2332.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | 96                | verde      | bucata          |
| SRVC2333.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | 96                | portocaliu | bucata          |
| SRHC2334.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | 96                | galben     | bucata          |

## STATIV PENTRU TUBURI DE CENTRIFUGA

- Este confectionat din PP (polipropilena)
- Prezinta doua fete utile si capac transparent
- Marimea stativului este de 58x79 mm
- Are 32 de locasuri pentru tuburi de 0,5 / 0,65ml si 8 pentru 1,5 / 1,7 / 2ml pe o parte , iar pe cealalta cate 32 locasuri pentru tuburi 1,5 / 1,7 / 2 ml si 8 pentru 0,5 / 0,65 ml; diametrul locasurilor pentru tuburile mici este de 8 mm, iar pentru tuburile mari este de 11 mm.
- Pot fi suprapuse, pot fi autoclavate si sunt inscriptionate cu litere in ordine alfabetica



| Cod           | Produs                             | Culoare  | Mod de ambalare |
|---------------|------------------------------------|----------|-----------------|
| SRDC2335.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | natural  | bucata          |
| SRTC2336.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | roz      | bucata          |
| SRYC2337.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | galben   | bucata          |
| SRUC2338.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | albastru | bucata          |
| SRIC2339.0001 | Stativ pentru tuburi de centrifuga | verde    | bucata          |