

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA ACIDULUI ASCORBIC

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA ACIDULUI ASCORBIC

- Ideale pentru evaluarile semi-cantitative
- Stripsurile sunt din plastic, (grosimea de 0,2 mm) cu hartie indicatoare lipita pe un capat
- Dupa ce se umezeste, culoarea incepe sa se schimbe, putand fi ulterior comparata cu cea de pe cutie
- Un pachet contine 100 de strips-uri
- Dimensiunile strips-ului sunt: 6 x 95 mm



Cod	Produs	Gradare (mg/l)	Mod de ambalare
TRPC4624.0100	Test pentru determinare acid ascorbic	0-50-100-200-300-500-1000-2000	set (100 stripsuri)

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA ACIDULUI ASCORBIC

- Acidul ascorbic, vitamina C, este utilizata in industria alimentara si a berii, atat pentru aroma cat si pentru proprietatile lui antiseptice
- Trusa foloseste metoda titrarii



Parametru	Metoda	Domeniu de masurare	Precizia	Metoda chimica	Numar de teste
Acid ascorbic	titrare	10-200 mg/L	10 mg/L	iodometrica	aprox. 100

Cod	Produs	Mod de ambalare
TIPH180.0100	Test pentru determinare acid ascorbic	trusa

Rezerva:

Cod	Produs	Mod de ambalare
RIFH303.0100	Rezerva pentru determinare acid ascorbic	trusa 100 teste