

## TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA ACIDULUI PERACETIC

### TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA ACIDULUI PERACETIC

- Ideale pentru evaluarile semi-cantitative
- Stripsurile sunt din plastic, (grosimea de 0,2 mm) cu hartie indicatoare lipita pe un capat
- Dupa ce se umezeste, culoarea incepe sa se schimbe, putand fi ulterior comparata cu cea de pe cutie
- Un pachet contine 100 de strips-uri
- Dimensiunile strips-ului sunt: 6 x 95 mm



Cod	Produs	Gradare (mg/l)	Mod de ambalare
TRSC4629.0100	Test pentru determinare acid peracetic	0-5-10-20-30-50	set (100 stripsuri)
TRFC4630.0100	Test pentru determinare acid peracetic	0-50-100-200-300-400-500	set (100 stripsuri)
TRZC4631.0100	Test pentru determinare acid peracetic	0-500-1000-1500-2000	set (100 stripsuri)