

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA FOSFORULUI SI FOSFATILOR

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA FOSFORULUI

- Pentru plante, fosforul apartine grupului de macrolelemente, fiind un element essential, pe langa azot si potasiu
- Fosforul este absorbit de plante prin radacini si stimuleaza productia de flori si fructe
- Acest test masoara cantitatea de fosfor solubil in sol, si este dotat si cu un kit de extractie Mehlich care permite o extractie corecta a mostrei de sol



Parametru	Metoda	Domeniu de masurare	Precizia	Metoda chimica	Numar de teste
Fosfor (in sol)	disc verificare	0,0-130,0 mg/L	3,3 mg/L	Acid ascorbic	100

Cod	Produs	Mod de ambalare
TICH248.0100	Test pentru determinare fosfor (in sol)	trusa

Rezerva:

Cod	Produs	Mod de ambalare
RIGH356.0100	Rezerva pentru determinare fosfor	trusa 100 teste

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA FOSFATILOR

- Fosfatul este utilizat in tratarea apei, in sistemele de racire sau incalzire, ca inhibitor al coroziuni
- Mai poate fi folosit si ca fertilizant in agricultura sau horticultura
- Concentratia inalta de fosfat faciliteaza cresterea algelor si poate cauza poluarea mediului



cod TIKH245



cod TIJH246

Parametru	Cod	Metoda	Domeniu de masurare	Precizia	Metoda chimica	Numar de teste
Fosfati (PO ₄ ³⁻)	TIKH245	colorimetrica	0-5 mg/L	1 mg/L	Acid ascorbic	50
	TIJH246	disc verificare	0,0-5,0 mg/L	0,1 mg/L	Acid ascorbic	100
	TIBH247	disc verificare	0,00-1,00 mg/L	0,02 mg/L	Acid ascorbic	100
			0,0-5,0 mg/L	0,1 mg/L		
			0-50 mg/L	1 mg/L		

Cod	Produs	Mod de ambalare
TIKH245.0050	Test pentru determinare fosfati	trusa
TIJH246.0100	Test pentru determinare fosfati	trusa
TIBH247.0100	Test pentru determinare fosfati	trusa

Rezerva pentru codul TIKH245:

Cod	Produs	Mod de ambalare
RIVH357.0050	Rezerva pentru determinare fosfati	trusa 50 teste

Rezerva pentru codul TIJH246:

Cod	Produs	Mod de ambalare
RIQH358.0100	Rezerva pentru determinare fosfati	trusa 100 teste

Rezerva pentru codul TIBH247:

Cod	Produs	Mod de ambalare
RIDH359.0100	Rezerva pentru determinare fosfati	trusa 100 teste

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA FOSFATILOR

- Ideale pentru evaluarile semi-cantitative
- Stripsurile sunt din plastic, (grosimea de 0,2 mm) cu hartie indicatoare lipita pe un capat
- Dupa ce se umezeste, culoarea incepe sa se schimbe, putand fi ulterior comparata cu cea de pe cutie
- Un pachet contine 100 de strips-uri
- Dimensiunile strips-ului sunt: 6 x 95 mm



Cod	Produs	Gradare (mg/l)	Mod de ambalare
TRIC3526.0100	Test pentru determinare fosfati	0-3-10-25-50-100	set (100 stripsuri)