

TUBURI DE CENTRIFUGA

TUBURI DE CENTRIFUGA DIN STICLA

- Confectionate din sticla Duran, pot fi autoclavate
- Pot avea baza rotunjita sau conica



Tuburi de centrifuga din sticla cu baza rotunda

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Ø _{exterior} x H (mm)	Mod de ambalare
TRSC1192.0050	Tub centrifuga din sticla cu baza rotunda	6	12 x 100	50 bucati
TRQC1193.0050	Tub centrifuga din sticla cu baza rotunda	12	16 x 100	50 bucati
TRFC1194.0010	Tub centrifuga din sticla cu baza rotunda	25	24 x 100	10 bucati
TRYC1195.0010	Tub centrifuga din sticla cu baza rotunda	50	34 x 100	10 bucati
TRMC1196.0010	Tub centrifuga din sticla cu baza rotunda	80	44 x 100	10 bucati
TRZC1197.0010	Tub centrifuga din sticla cu baza rotunda	80	40 x 115	10 bucati
TRXC1198.0010	Tub centrifuga din sticla cu baza rotunda	250	56 x 147	10 bucati

Tuburi de centrifuga din sticla cu baza conica

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Unghiul varfului de con	Ø _{exterior} (mm)	Mod de ambalare
TRKC1199.0050	Tub centrifuga din sticla cu baza conica	15	30°	16	50 bucati
TRQC1200.0010	Tub centrifuga din sticla cu baza conica	25	60°	24	10 bucati
TRXC1201.0010	Tub centrifuga din sticla cu baza conica	50	60°	34	10 bucati

TUBURI CENTRIFUGA DIN POLIPROPILENA

- Sunt confectionate din PP (polipropilena) transparenta
- Se pot autoclava si pot fi de doua feluri: cu baza rotunda sau cu baza conica



Tub centrifuga din PP (polipropilena) cu baza rotunda

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Ø _{exterior} x H (mm)	Mod de ambalare
TRFC1202.0100	Tub centrifuga din PP	7	12 x 100	100 bucati
TRLC1203.0100	Tub centrifuga din PP	16	17 x 100	100 bucati
TRYC1204.0025	Tub centrifuga din PP	30	24 x 95	25 bucati

TREC1205.0025	Tub centrifuga din PP	50	30 x 100	25 bucati
TRZC1206.0020	Tub centrifuga din PP	70	35 x 100	20 bucati
TRQC1207.0025	Tub centrifuga din PP	110	40 x 120	25 bucati

Tub centrifuga din PP (polipropilena) cu baza conica

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Ø _{exterior} x H (mm)	Mod de ambalare
TRBC1208.0100	Tub centrifuga din PP	13	16 x 108	100 bucati
TRJC1209.0100	Tub centrifuga din PP	16	17 x 120	100 bucati

TUBURI DE CENTRIFUGA GRADATE

- Confectionate din PP (polipropilena), au gradatia iesita in relief
- Pot fi autoclavate cu dopurile neinfiletate, si sunt stabile la temperaturi cuprinse intre -10°C si +130°C
- Tuburile se pot centrifuga pana la 4500xg
- Cele care au capac albastru nu sunt sterile, in timp ce tuburile cu capac rosu sunt sterilizate cu raze gamma



Tuburi de centrifuga gradate, cu inel de sustinere verticala

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Ø x H (mm)	Mod de ambalare
TRHC1210.0100	Tub centrifuga gradat, nesteril	50	30 x 115	100 bucati
TRBC1211.0100	Tub centrifuga gradat, steril	50	30 x 115	100 bucati

Tuburi de centrifuga gradate, fara inel de sustinere verticala

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Ø x H (mm)	Mod de ambalare
TRDC1212.0150	Tub centrifuga gradat, nesteril	15	17 x 120	150 bucati
TRYC1213.0150	Tub centrifuga gradat, steril	15	17 x 120	150 bucati
TRUC1214.0100	Tub centrifuga gradat, nesteril	50	30 x 115	100 bucati
TRFC1215.0100	Tub centrifuga gradat, steril	50	30 x 115	100 bucati

TUBURI DE CENTRIFUGA GRADATE

- Sunt confectionate din PP (polipropilena) foarte transparenta, si au imprimata gradatie neagra
- Tuburile sunt stabile pana la temperatura de +90 °C
- Tuburile de 50ml se pot centrifuga pana la maxim 12000xg, iar cele de 15ml pana la 7500xg
- Ele pot avea un inel de sustinere sau o portiune alba pentru etichetare



Tuburi centrifuga gradate, fara inel de sustinere si cu portiune pentru etichetare

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Ø x H (mm)	Mod de ambalare
TRHC1216.0500	Tub centrifuga gradat, nesteril	15	17 x 120	500 buc (ambalate in pungi de cate 50 buc)
TRPC1217.0500	Tub centrifuga gradat, steril	15	17 x 120	500 buc (ambalate in pungi de cate 50 buc)
TRZC1218.0500	Tub centrifuga gradat, nesteril	15	17 x 120	500 buc (ambalate in suport de cate 25 buc)
TRBC1219.0500	Tub centrifuga gradat, steril	15	17 x 120	500 buc (ambalate in suport de cate 25 buc)
TRMC1220.0500	Tub centrifuga gradat, nesteril	50	29 x 115	500 buc (ambalate in pungi de cate 50 buc)
TRYC1221.0500	Tub centrifuga gradat, steril	50	29 x 115	500 buc (ambalate in pungi de cate 50 buc)
TRLC1222.0500	Tub centrifuga gradat, nesteril	50	29 x 115	500 buc (ambalate in suport de cate 25 buc)
TRJC1223.0500	Tub centrifuga gradat, steril	50	29 x 115	500 buc (ambalate in suport de cate 25 buc)

Tuburi centrifuga gradate, cu inel de sustinere si fara portiune pentru etichetare

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Ø x H (mm)	Mod de ambalare
TRQC1224.0500	Tub centrifuga gradat, nesteril	50	29 x 115	500 buc (ambalate in pungi de cate 50 buc)
TRGC1225.0500	Tub centrifuga gradat, steril	50	29 x 115	500 buc (ambalate in pungi de cate 50 buc)

TUBURI DE CENTRIFUGA

- Se folosesc la centrifugare

- Volum: 1,5 ml si 0,5 ml
- Transparente
- Confectionate din polipropilena (PP)



Cod	Produs	Mod de ambalare
TMRA5.0500	Tub de centrifuga (Eppendorf) 1,5 ml	500 bucati
TLIT1.0500	Tub de centrifuga (Eppendorf) 0,5 ml	500 bucati

- Confectionate din PP (polipropilena) de inalta puritate
- Prezinta capacel plat
- Tuburile sunt foarte subtiri, asigurand astfel transferul rapid de caldura catre continut
- Nu contin pyrogen, DNase sau RNase
- Se pot autoclava



Cod	Produs	Culoare	Mod de ambalare
TRXC3540.1000	Tub de centrifuga (Eppendorf) 0,2 ml	transparent	1000 bucati
TRGC3541.1000	Tub de centrifuga (Eppendorf) 0,2 ml	rosu	1000 bucati
TRBC3542.1000	Tub de centrifuga (Eppendorf) 0,2 ml	albastru	1000 bucati
TRSC3543.1000	Tub de centrifuga (Eppendorf) 0,2 ml	verde	1000 bucati
TRZC3544.1000	Tub de centrifuga (Eppendorf) 0,2 ml	galben	1000 bucati

TUBURI DE CENTRIFUGA 0,65 ML

- Confectionate din PP (polipropilena) de inalta puritate
- Tuburile sunt foarte subtiri, asigurand astfel transferul rapid de caldura catre continut

- Pot fi centrifugate pana la 10.000 x g
- Capacul este plat, putand fi etichetat
- Zona perforabila, aflata pe capac, asigura transferul usor al solutiilor periculoase, cu ajutorul unei seringi
- Nu contin DNase, RNase, metale grele sau endotoxine
- Pot fi autoclavate




Cod	Produs	Mod de ambalare
TRFC3545.1000	Tub de centrifuga (Eppendorf) 0,65 ml	1000 bucati

TUBURI DE CENTRIFUGA


- Sunt confectionate din PP (polipropilena)
- Incolore

- Autoclavabile
- Se pot centrifuga pana la 9.000 x g



Cod	Produs	Caracteristici	Mod de ambalare
TRNC3546.1000	Tub de centrifuga (Eppendorf) 250µl	negradat	1000 bucati
TRYC3547.1000	Tub de centrifuga (Eppendorf) 500µl	gradat	1000 bucati
TRDC3548.1000	Tub de centrifuga (Eppendorf) 1,5 ml	gradat	1000 bucati
TRQC3549.1000	Tub de centrifuga (Eppendorf) 1,9 ml	gradat	1000 bucati

- Sunt confectionate din PE (polietilena)
- Negradate, transparente



Cod	Produs	Mod de ambalare
TRLC3550.1000	Tub de centrifuga (Eppendorf) 400µl	1000 bucati

TUBURI DE CENTRIFUGA

- Confectionate din PP (polipropilena)
- Capacitate 1,5 ml
- Se pot utiliza pana la 18 000 g
- Stabilitate termica: -70→121 °C
- Se pot autoclava



Cod	Produs	Culoare	Mod de ambalare
TRQC3551.1000	Tub de centrifuga (Eppendorf) 1,5 ml	transparent	1000 bucati
TRRC3552.1000	Tub de centrifuga (Eppendorf) 1,5 ml	rosu	1000 bucati
TRTC3553.1000	Tub de centrifuga (Eppendorf) 1,5 ml	albastru	1000 bucati
TRYC3554.1000	Tub de centrifuga (Eppendorf) 1,5 ml	verde	1000 bucati
TRPC3555.1000	Tub de centrifuga (Eppendorf) 1,5 ml	galben	1000 bucati
TRCC3556.5000	Tub de centrifuga (Eppendorf) 1,5 ml	asortate	5000 bucati

TUBURI DE CENTRIFUGA, 2 ML

- Sunt confectionate din PP (polipropilena)
- Capacitatea este de 2 ml; gradate, transparente

- Se pot autoclava
- Timp de maxim 20 de minute se pot centrifuga la o viteza de pana la 20.000 x g si o temperatura de 20°C
- Se pot eticheta
- Prezinta pe capac o zona perforabila



Cod	Produs	Mod de ambalare
TRHC3558.0500	Tub de centrifuga (Eppendorf) 2ml	500 bucati